

BARELLINO PER EVACUAZIONE CON CINTURE



Barella soccorso pieghevole in 4

Realizzata in tubolare tondo di alluminio anodizzato, con telo arancio in nylon ignifugo ed impugnature fisse, è ideale per essere stivata all'interno di ogni mezzo di soccorso. Compresa di cinture.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Misura: Adulti

Destinazione: Trasporto

Pieghevole: Sì

Altezza min (cm): 12

Larghezza (cm): 49

Lunghezza max (cm): 195

Lunghezza ripiegata (cm): 97

Spessore ripiegata (cm): 17

Peso (kg): 5

Portata (kg): 170

Materiale: Alluminio anodizzato, Nylon

CND: V08050199

RDM: 2785439