

LETTINO VISITA CLASSICO CROMATO – colore beige



Struttura in acciaio cromato, montato su gambe in acciaio cromato con piedini in plastica.

Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma resistente ricoperta da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma.

La parte schienale è inclinabile completamente.

Dimensione: 180x57xh 73 cm.

Portata massima: 120 kg.

Fornito smontato (198x17x64 cm).

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Rivestimento ignifugo in due sezioni, lavabile, in finta pelle

Made in Italy.

RDM (NSIS):2537687

CND:V080603