

SEDIA PORTANTINA PER SCALE CINGOLATA PIEGHEVOLE



Affidabili e sicure, con forma ergonomica e struttura in lega di alluminio, facili da utilizzare.

Servono a casa per gli anziani, a scuola, negli ospedali, negli alberghi, ecc. per le evacuazioni di emergenza.

Scende le scale agevolmente e stabilmente grazie ai cingoli in gomma.

Sul terreno si spostano come carrozzine manuali.

Il cingolo a forte aderenza evita che la sedia scivoli o si ribalti quando si ferma sulle scale.

Pieghevoli, facili da trasportare e riporre.

Portata max: 180 kg.

4 ruote in gomma resistenti all'usura, maniglie pieghevoli, maniglia telescopica, cuscino removibile, materasso in spugna di PU e cinture di sicurezza.

Schienale di altezza regolabile

Dimensioni sedia piegata 125x55x33 cm

RDM (NSIS):2475951

CND:V08050101