

SEDIA PORTANTINA PER SCALE VALUE - 4 ruote

Utilizzata principalmente per trasferire i pazienti su e giù per le scale o altre aree ristrette.

Struttura realizzata in alluminio ad alta resistenza con piano di tessuto in pelle sfoderabile tramite cerniera sul retro.

Dotata di 4 ruote, quattro maniglie pieghevoli sul retro e cinghie per la sicurezza dei pazienti durante il trasporto.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Portata max: 159 kg
- Peso: 8 kg
- Misura: schienale 91x50 cm / seduta 49x50 cm
- Misura da piegata: 92x52x16 cm

RDM (NSIS):2263197

CND:V0899