



CATALOGO 2026

	AUSILI ANTIDECUBITO	4-65
	GUANCIALI	66-69
	RIVESTIMENTI	70-75
	AUSILI DA DEGENZA	76-85
	POLTRONE	86-97
	SISTEMI DI CONTENZIONE	98-121
	AUSILI DI MOBILITÀ	122-143
	AUSILI DI DEAMBULAZIONE	144-167
	AUSILI DI MOVIMENTAZIONE	168-187
	AUSILI DA BAGNO	188-205
	AUSILI BARIATRICI	206-223
	SISTEMI DI TRASFERIMENTO	224-245
	POSIZIONATORI PER SALA OPERATORIA	246-281

CHI SIAMO

dal 1912



DEMARTA VIRGINIO S.r.l. è una azienda che si occupa di produzione e commercializzazione di articoli ortopedici e attrezzature sanitarie in tutto il mondo. In particolar modo è specializzata in ausili per la prevenzione delle piaghe da decubito e la movimentazione di pazienti.

La ditta nasce a Torino nel 1912, grazie alla visione del suo fondatore, Virginio Demarta; la forza di volontà e la dedizione al lavoro portarono, in poco tempo, l'azienda a diventare leader nel mercato dei prodotti ortopedici.

Durante gli anni '80 a coadiuvare il lavoro dirigenziale dei coniugi Luigia Demarta e Giovanni Belletti subentrò il figlio, Virginio Belletti, attuale amministratore, il quale riuscì a rivoluzionare ed espandere l'azienda fino a darle visibilità internazionale.

Ogni giorno gli sforzi del nostro team vengono ripagati dalla fiducia di migliaia di clienti che scelgono i prodotti delle nostre tre linee: Devicare™, ScanMedicalEurope™ e Klinigel™. L'esperienza, maturata in più di 100 anni di attività, ci ha permesso di far evolvere l'azienda, restando però sempre fedeli alle nostre radici legate alla qualità del prodotto e alla soddisfazione dell'utente finale.

Abbiamo un sistema di qualità aziendale certificato in base alle normative UNI EN ISO 9001 dal 1997 e 13485 dal 2006. Tutti i nostri prodotti vengono testati e provati prima di essere immessi nel mercato in base alle normative europee MDR 2017/745 e sono registrati nel Registro dei Dispositivi Medici presso il Ministero della Salute Italiano.



Devicare™ è la linea che comprende tutti gli ausili medici e le apparecchiature ortopediche per la prevenzione delle piaghe da decubito.



ScanMedicalEurope™ è la linea che comprende tutti i sistemi di trasferimento per pazienti completamente immobilizzati o semi-immobilizzati.



Klinigel™ è la linea che comprende tutti i posizionatori in gel e/o espanso per sala operatoria.

CONTATTI

CEO

Virginio Belletti

Product Manager

Francesco Belletti
fb@demarta.com

Ufficio Commerciale

Letizia Belletti
lb@demarta.com
Whatsapp Business: +39 378 3012018

Manuela Dondoglio
md@demarta.com
Whatsapp Business: +39 375 6410752

Alessia Meneghini
am@demarta.com
Whatsapp Business: +39 331 7328434

Valentina Vermi
vv@demarta.com
Whatsapp Business: +39 335 5809359

Ufficio Acquisti

Adelaide Lambo
al@demarta.com

Ufficio Tecnico e Logistica

Cristian Perrone
cp@demarta.com

Amministrazione Contabilità

Edio Salino
es@demarta.com

Rebecca Liatti Bertinet
rlb@demarta.com

Supporto Tecnico

supportotecnico@demarta.com

Samuele Vitrano
+39 335 5973120

Luca Morello Salet
+39 378 3043011

Giuseppe Palamara
+39 378 3069864

SEDE E ORARI

Via Europa, 1 - 13882 Cerrione (BI) - Italy
dal Lunedì al Venerdì 8.00 / 13.00 e 14.00 / 17.00

Tel: +39 015 9555440
info@demarta.com
www.demarta.com

WWW.DEMARTA.COM

CERTIFICATO ISO 9001:2015



CERTIFICATO ISO 13485:2016



SEDUTE ANTIDECUBITO	6
CUSCINI IN FIBRA SILICONATA CAVA	6
CUSCINI IN GEL FLUIDO	9
CUSCINI IN GEL ED ESPANSO VISCOELASTICO	10
CUSCINI CON FLUIDI AUTODELLANTI	12
CUSCINI AD ARIA	14
CUSCINI POSTURALI	18
CUSCINI AD ACQUA	19
SUPERFICI ANTIDECUBITO	20
MATERASSI IN FIBRA SILICONATA CAVA	20
MATERASSI IN ESPANSO DI POLIURETANO	22
MATERASSI OBA	27
MATERASSI IBRIDI	34
MATERASSI AD ARIA	36
UNITÀ DI GONFIAGGIO ANTIDECUBITO	44
AUTOMATICHE	44
MANUALI	44
TRAVERSE ANTIDECUBITO	47
TRAVERSE AD ARIA	47
PROTEZIONI ANTIDECUBITO	48
FIBRA SILICONATA CAVA	48
POSIZIONATORI ANTIDECUBITO	52
DEV	52
MEMOFORM	56
MOOBA (OBA)	60
POLYMOOVE (OBA)	63



AUSILI ANTIDECUBITO



DEVIMED

 120 Kg

 TRASPIRANTE



REF	Misure (cm)
05.06.31377-38	38 x 38 x 9
05.06.31377-40	40 x 40 x 9
05.06.31377-42	42 x 42 x 9
05.06.31377-45	45 x 45 x 9
05.06.31377-50	50 x 45 x 9
Consultare il listino per le fodere di ricambio.	

ISO

DM332/99: 03.33.03.003

DPCM 12.01.2017: 04.33.03.003

OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN
TESSUTO TRASPIRANTE con
cerniera su un lato
(REF 05.01.313).


FODERA ESTERNA IN
TESSUTO IMPERMEABILE
con cerniera su un lato
(REF 05.01.313P).

DEVIMED DUO

 120 Kg

 TRASPIRANTE

 IMPERMEABILE



REF	Misure (cm)
05.06.31377TX-38	38 x 38 x 9
05.06.31377TX-40	40 x 40 x 9
05.06.31377TX-42	42 x 42 x 9
05.06.31377TX-45	45 x 45 x 9
05.06.31377TX-50	50 x 45 x 9
Consultare il listino per le fodere di ricambio.	

ISO

DM332/99: 03.33.03.003

DPCM 12.01.2017: 04.33.03.003



LATO IN POLIURETANO

Materiale impermeabile,
traspirante, ignifugo,
bielastico e sanitized.

DEVIMED CON FORO

REF	Misure (cm)	Foro (cm)
05.06.31377FOR40	40 x 40 x 9	23 x 14
05.06.31377FOR45	45 x 45 x 9	23 x 14
Consultare il listino per le fodere di ricambio.		

120 Kg

TRASPIRANTE

ISO DM332/99: 03.33.03.003
DPCM 12.01.2017: 04.33.03.003



DEVIMED CIAMBELLA

REF	Ø Esterno (cm)	Ø Interno (cm)	Altezza (cm)
05.06.H4436	42	16	8
Consultare il listino per le fodere di ricambio.			

120 Kg

TRASPIRANTE

ISO DM332/99: 03.33.03.003
DPCM 12.01.2017: 04.33.03.003





SILISOFT

120 Kg

TRASPIRANTE



REF	Misure (cm)
05.01.H3180-38	38 x 38 x 14
05.01.H3180-40	40 x 40 x 14
05.01.H3180-42	42 x 42 x 14
05.01.H3180-45	45 x 45 x 14
05.01.H3180-50	50 x 45 x 14
Consultare il listino per le fodere di ricambio.	

ISO DM332/99: 03.33.03.003
DPCM 12.01.2017: 04.33.03.003



SILIFIL

120 Kg

TRASPIRANTE



REF	Misure (cm)
05.01.H3200-40	40 x 40 x 25
05.01.H3200-42	42 x 42 x 25
05.01.H3200-45	45 x 45 x 25
Consultare il listino per le fodere di ricambio.	

ISO DM332/99: 03.33.03.003
DPCM 12.01.2017: 04.33.03.003



SILIGEL

REF	Misure (cm)
05.01.H3201-40	40 x 40 x 5
05.01.H3201-45	45 x 45 x 5
Consultare il listino per le fodere di ricambio.	

120 Kg

IMPERMEABILE

ISO DM332/99: 03.33.03.006

Fodera Removibile

- Base antiscivolo
- Cerniera su 3 lati

Tessuto

- Impermeabile
- Traspirante
- Bielastico
- Ignifugo
- Antibatterico

Interno

lastra di Poliuretano immerso in un gel fluido antifrizione

Involucro

PVC saldato ad alta frequenza

SILIGEL CON FORO

REF	Misure (cm)	Ø (cm)
05.01.H3202	40 x 40 x 5	23 x 14
Consultare il listino per le fodere di ricambio.		

120 Kg

IMPERMEABILE

ISO DM332/99: 03.33.03.006

Fodera Removibile

- Base antiscivolo
- Cerniera su 3 lati

Tessuto

- Impermeabile
- Traspirante
- Bielastico
- Ignifugo
- Antibatterico

Involucro

PVC saldato ad alta frequenza

Interno

lastra di Poliuretano immerso in un gel fluido antifrizione

Foro Centrale

Permette uno scarico completo della zona sacrale



TEMPERFOAM



120 Kg




TRASPIRANTE



DENSITÀ DIFFERENZIATE



IGNIFUGO



Superficie
Espanso Viscoelastico
densità 60Kg/m³

Base
Espanso
densità 30Kg/m³

REF	Misure (cm)
05.01.H3720-38	38 x 38 x 7
05.01.H3720-40	40 x 40 x 7
05.01.H3720-42	42 x 42 x 7
05.01.H3720-45	45 x 45 x 7
05.01.H3720-50	50 x 45 x 7
Consultare il listino per le fodere di ricambio.	

ISO

DM332/99: 03.33.03.009




Fodera Removibile

- Base antiscivolo
- Cerniera su 3 lati
- Maniglia per il trasporto
- Laccetti per ancoraggio alla seduta

Tessuto

- Impermeabile
- Traspirante
- Bielastico
- Ignifugo
- Antibatterico



VISCOSIL 2D




140 Kg



DENSITÀ DIFFERENZIATE



IMPERMEABILE



Due Viscosità
zona ischiatica più fluida che permette
uno scarico completo della zona sacrale

Interno
lastra di Gel Viscoelastico
densità 0,98 g/cm³

Rivestimento
film di Poliuretano
50 micron

REF	Misure (cm)
05.01.K2D-41	41 x 41 x 2,5
05.01.K2D-43	43 x 43 x 2,5
05.01.K2D-45	45 x 42 x 2,5
Consultare il listino per le fodere di ricambio.	

ISO

DM332/99: 03.33.03.009




Fodera Removibile

- Base antiscivolo
- Cerniera su 3 lati
- Maniglia per il trasporto

Tessuto

- Impermeabile
- Traspirante
- Bielastico
- Ignifugo
- Antibatterico



VISCOMOUSS


REF	Misure (cm)
05.01.K3720W-38	38 x 38 x 7
05.01.K3720W-41	41 x 41 x 7
05.01.K3720W-43	43 x 42 x 7
05.01.K3720W-45	45 x 42 x 7
05.01.K3720W-50	50 x 45 x 7 Non anatomico
Consultare il listino per le fodere di ricambio.	

120 Kg

IGNIFUGO



ISO DM332/99: 03.33.03.009





Fodera Removibile

- Base antiscivolo
- Cerniera su 3 lati
- Maniglia per il trasporto

Tessuto

- Impermeabile
- Traspirante
- Bielastico
- Ignifugo
- Antibatterico



Seduta Anatomica

- Si adatta alle linee corporee
- Effetto lenta memoria

Interno

Schiuma Viscoelastica
densità 80Kg/m3



Effetto Lenta Memoria



EFFETTO LENTA MEMORIA

Schiuma viscoelastica anatomica e termosensibile con effetto conformante ed avvolgente; con ottime caratteristiche di assorbimento degli urti.



ADAPTO

Superficie d'appoggio in fluido automodellante contenuta da una sacca in poliuretano saldata ad alta frequenza.

Avvolge le prominenze ossee, massimizzando la distribuzione delle pressioni e minimizzando gli attriti.

Anima composta da uno strato spesso e sagomato di schiuma morbida di densità 30 Kg/m³.

Riduce l'insorgenza di borsiti e infiammazioni sulla zona ischiatica, sacrale e trocanterica.

Base di supporto a cellule chiuse di densità 37 Kg/m³.

Garantisce uno scarico simmetrico delle pressioni su qualsiasi superficie di lavoro.



REF	Misure (cm)
05.01.A4040	40 x 40 x 7
05.01.A4240	42 x 40 x 7
05.01.A4440	44 x 40 x 7
05.01.A4242	42 x 42 x 7
05.01.A4442	44 x 42 x 7
05.01.A4642	46 x 42 x 7
05.01.A4444	44 x 44 x 7
05.01.A4644	46 x 44 x 7
05.01.A4844	48 x 44 x 7
Consultare il listino per le fodere di ricambio.	

ISO

DM332/99: 03.33.03.012


DPCM 12.01.2017: 04.33.03.012



Stabilizzatori Lateral
delimitano il fluido diminuendo
l'affossamento dell'area del
bacino e antero-trocanterica

**Scarico
Zona Sacrale**

Cuneo Divaricatore
effetto Self-Flow evita lo scivolamento e
garantisce stabilità posturale



**Zona d'Appoggio
Poliestere 3D Mesh**
Amplifica l'ossigenazione
della cute



**Rivestimento Interno
Film di Poliuretano**
· Impermeabile
· Traspirante



**Base Antiscivolo
Antislip**



Fodera Removibile
· Impermeabile
· Traspirante
· Cerniera su 3 lati
· Maniglia per il trasporto



FODERA IMPERMEABILE

La particolare struttura della fodera, permette un'eccellente traspirabilità grazie al Poliestere 3D Mesh presente all'esterno e allo stesso tempo trattiene i liquidi grazie ad un sottile film di Poliuretano nella parte interna.




GHOST

REF	Misure (cm)
05.01.K5000-41	41 x 41 x 7
05.01.K5000-43	43 x 43 x 7
05.01.K5000-45	45 x 45 x 7
05.01.K5000-50	50 x 43 x 7 Non anatomico
Consultare il listino per le fodere di ricambio.	

140 Kg

DENSITÀ DIFFERENZIATE

ISO DM332/99: 03.33.03.012
DPCM 12.01.2017: 04.33.03.012



STRUTTURA A LIVELLI
• Superficie di appoggio in espanso viscoelastico
• Anima in gel per uno scarico delle pressioni ottimale
• Base di supporto in schiuma ad alta resilienza

VISCO GEL FLUIDE

REF	Misure (cm)
05.01.K2DFLU-41	41 x 41 x 7
05.01.K2DFLU-43	43 x 43 x 7
05.01.K2DFLU-45	45 x 45 x 7
Consultare il listino per le fodere di ricambio.	

140 Kg

DENSITÀ DIFFERENZIATE

ISO DM332/99: 03.33.03.012
DPCM 12.01.2017: 04.33.03.012



Il gel viscoelastico assicura uno scarico della pressione massimale sulle zone ossee vulnerabili. Aumenta la superficie di contatto e massimizza lo scarico della pressione sulle zone a rischio. Il gel non fuoriesce, non si secca e non si indurisce col tempo.



CUSHION AIR IN PVC

Il cuscino si adatta alle forme personali dei pazienti consentendo ai punti ischiatici di immergersi completamente. Il peso viene distribuito uniformemente garantendo una postura stabile e corretta. Le valvole permettono di gonfiare e sgonfiare manualmente il cuscino, regolando il livello di supporto e comfort a seconda delle esigenze personali.

Altezza 6 cm

 140 Kg

 IMPERMEABILE



Altezza 10 cm

 160 Kg

 IMPERMEABILE




Fodera Removibile

- Base antiscivolo
- Cerniera su 1 lato
- Maniglia per il trasporto
- Laccetti per ancoraggio alla seduta




Tessuto


- Traspirante
- Bielastico
- Ignifugo



Jersey
zona d'appoggio



Poliestere 3D
struttura a nido d'ape sui fianchi



Antislip
base antiscivolo

ISO DM332/99: 03.33.03.015
DPCM 12.01.2017: 04.33.03.015

REF	Misure (cm)	Settori
05.01.1V4040-6	40x 40 x 6	1
05.01.1V4640-6	46 x 40 x 6	1
05.01.1V4646-6	46 x 46 x 6	1
05.01.1V5046-6	50 x 46 x 6	1
05.01.2V4040-6	40x 40 x 6	2
05.01.2V4640-6	46 x 40 x 6	2
05.01.2V4646-6	46 x 46 x 6	2
05.01.2V5046-6	50 x 46 x 6	2
Consultare il listino per le fodere di ricambio.		

REF	Misure (cm)	Settori
05.01.1V4040-10	40x 40 x 10	1
05.01.1V4640-10	46 x 40 x 10	1
05.01.1V4646-10	46 x 46 x 10	1
05.01.1V5046-10	50 x 46 x 10	1
05.01.2V4040-10	40x 40 x 10	2
05.01.2V4640-10	46 x 40 x 10	2
05.01.2V4646-10	46 x 46 x 10	2
05.01.2V5046-10	50 x 46 x 10	2
Consultare il listino per le fodere di ricambio.		

STREAM AIR IN NEOPRENE

Il cuscino si adatta alle forme personali dei pazienti consentendo ai punti ischiatici di immergersi completamente. Il peso viene distribuito uniformemente garantendo una postura stabile e corretta. La **struttura in neoprene** garantisce maggiore comfort all'utente. Le valvole permettono di gonfiare e sgonfiare manualmente il cuscino, **regolando il livello di supporto e comfort a seconda delle esigenze personali**.

Altezza 6 cm


140 Kg


IMPERMEABILE

Neoprene Impermeabile all'Aria
per assicurare il mantenimento di una pressione costante al suo interno

Bolle d'Aria con Struttura a Micro-Interscambio

Pompa per il Gonfiaggio

Disponibile in 1 o 2 Settori Differenziati

Altezza 10 cm


160 Kg


IMPERMEABILE

Neoprene Impermeabile all'Aria
per assicurare il mantenimento di una pressione costante al suo interno

Bolle d'Aria con Struttura a Micro-Interscambio

Pompa per il Gonfiaggio

Disponibile in 1 o 2 Settori Differenziati

Fodera Removibile


- Base antiscivolo
- Cerniera su 1 lato
- Maniglia per il trasporto
- Laccetti per ancoraggio alla seduta




Tessuto

- Traspirante
- Bielastico
- Ignifugo






Jersey
zona d'appoggio



Poliestere 3D
struttura a nido d'ape sui fianchi



Antislip
base antiscivolo

ISO

DM332/99: 03.33.03.015

DPCM 12.01.2017: 04.33.03.018

REF	Misure (cm)	Settori
05.01.2CR4040-6	40 x 40 x 6	2
05.01.2CR4343-6	43 x 43 x 6	2
05.01.2CR4640-6	46 x 40 x 6	2
05.01.2CR4646-6	46 x 46 x 6	2
05.01.2CR5046-6	50 x 46 x 6	2
Consultare il listino per le fodere di ricambio.		

REF	Misure (cm)	Settori
05.01.2CR4040-10	40 x 40 x 10	2
05.01.2CR4640-10	46 x 40 x 10	2
05.01.2CR4343-10	43 x 43 x 10	2
05.01.2CR4646-10	46 x 46 x 10	2
05.01.2CR5046-10	50 x 46 x 10	2
Consultare il listino per le fodere di ricambio.		



NEMO IN POLIURETANO



140 Kg



IMPERMEABILE



Poliuretano
Impermeabile all'Aria

Bolle d'Aria
con Struttura a
Micro-Interscambio
*per assicurare il mantenimento
di una pressione costante al suo
interno*

Pompa per il Gonfiaggio



Poliuretano
Impermeabile all'Aria


Bolle d'Aria
con Struttura a
Micro-Interscambio
*per assicurare il mantenimento
di una pressione costante al suo
interno*

Pompa per il Gonfiaggio


Fodera Removibile
• Base antiscivolo
• Cerniera su 1 lato
• Maniglia per il trasporto
• Laccetti per ancoraggio alla seduta




Tessuto
• Traspirante
• Bielastico
• Ignifugo



Jersey
zona d'appoggio



Poliestere 3D
struttura a nido d'ape
sui fianchi



Antislip
base antiscivolo

ISO

DM332/99: 03.33.03.015
DPCM 12.01.2017: 04.33.03.018

REF	Misure (cm)	Settori
05.01.AC1416	35 x 41 x 6	1
05.01.AC1616	41 x 41 x 6	1
05.01.AC1816	47 x 41 x 6	1
05.01.AC1818	47 x 47 x 6	1
Consultare il listino per le fodere di ricambio.		

REF	Misure (cm)	Settori
05.01.AC1416-2	35 x 41 x 6	2
05.01.AC1616-2	41 x 41 x 6	2
05.01.AC1816-2	47 x 41 x 6	2
05.01.AC1818-2	47 x 47 x 6	2
Consultare il listino per le fodere di ricambio.		

AIRCLOUD

REF	Misure (cm)
05.01.PL8575	43 x 43 x 10
Consultare il listino per le fodere di ricambio.	

ISO	DM332/99: 03.33.03.015 / 03.33.03.018
	DPCM 12.01.2017: 04.33.03.018 / 04.33.03.015

Il cuscino antidecubito AIRCLOUD con compressore è progettato per **prevenire le lesioni da pressione nei pazienti con mobilità ridotta**. L'unità di gonfiaggio regolabile può essere utilizzata in funzione statica o in funzione alternata. Gli elementi distribuiscono uniformemente il peso corporeo e riducono le pressioni ossee.

140 Kg 

TRASPIRANTE 

6 ELEMENTI 



PROGRAMMI PER IL FUNZIONAMENTO

- MODALITÀ STATICA E DINAMICA (con flusso continuo e alternato).
- 3 CICLI DI GONFIAGGIO (10, 15, 20 minuti).
- 5 REGOLAZIONI DEL PESO (30, 50, 70, 90, 120 Kg).
- ALLARME VISIVO E SONORO (perdita d'aria).
- ACCENSIONE E SPEGNIMENTO.



Mode



Cycle Times (mins)



Pressure Weight



MUTE



POWER

On / Off





3 ELEMENTS

Il cuscino posturale con base anatomica a bolle d'aria aiuta a **migliorare la postura e prevenire le lesioni da pressione**.

La **base anatomica** offre un supporto solido, favorendo una postura stabile. La **zona ischiatica con bolle ad aria a micro interscambio** distribuisce il peso in maniera uniforme riducendo le pressioni ossee. Le lastre in gel forniscono un comfort extra per le cosce, migliorando la circolazione.



140 Kg



TRASPIRANTE



DENSITÀ DIFFERENZIATE

REF	Misure (cm)
05.01.2AFG4040	40 x 60
05.01.2AFG4046	40 x 46
05.01.2AFG4646	46 x 46
Consultare il listino per le fodere di ricambio.	

ISO

DPCM 12.01.2017: 18.09.39.012



Zona Ischiatica

composta da 22 bolle d'aria
a micro-interscambio a settori differenziati

Base Anatomica

in Espanso di
Poliuretano ad
alta resilienza

Lastre in Gel


zona d'appoggio per le cosce

Valvole di Gonfiaggio

permettono il gonfiaggio della zona ischiatica


Fodera Removibile

- Base antiscivolo
- Cerniera su 1 lato
- Maniglia per il trasporto
- Laccetti per ancoraggio alla seduta



Jersey

zona d'appoggio



Poliestere 3D

struttura a nido d'ape
sui fianchi



Antislip

base antiscivolo



Tessuto

- Impermeabile
- Bielastico



DEVIMED H₂O

REF	Misure (cm)
05.01.H3230	48 x 42

ISO	DM332/99: 03.33.03.006
-----	------------------------

120 Kg 

IMPERMEABILE 

IGNIFUGO 

ATOSSICO 



VALVOLA DI RIEMPIMENTO

con chiusura di sicurezza per evitare la fuoriuscita di liquidi durante la fase di riempimento.



DEVIMED CON FORO H₂O

REF	Misure (cm)
05.01.H3231	40 x 40

ISO	DM332/99: 03.33.03.006
-----	------------------------

120 Kg 

IMPERMEABILE 


IGNIFUGO 

ATOSSICO 



VALVOLA DI RIEMPIMENTO

con chiusura di sicurezza per evitare la fuoriuscita di liquidi durante la fase di riempimento.





DEVIMED LEVEL 1



120 Kg



12 ELEMENTI



TRASPIRANTE



DISPONIBILE SU MISURA



Interno


Fibra Siliconata a 17 denari H.C.S.
(Hollow Conjugated Siliconised Polyester Fiber)

Struttura

12 elementi trapuntati

Rivestimento

Cotone Sanfor



STRUTTURA TRAPUNTATA

Questa struttura evita l'ammassamento della fibra siliconata.

DEVIMED LEVEL 3



120 Kg




14 ELEMENTI



TRASPIRANTE



DISPONIBILE SU MISURA



Struttura

14 elementi asportabili

Interno

Fibra Siliconata a 17 denari H.C.S.
(Hollow Conjugated Siliconised Polyester Fiber)

Rivestimento

100% Cotone

Scomparti Indipendenti

il materasso è suddiviso internamente in 4 scomparti indipendenti e differenti che contengono rispettivamente 4 - 3 - 3 - 4 elementi


REF	Misure (cm)	Fodera
05.06.H4428	195 x 85 x 16	Cotone
05.06.H4428TX	195 x 85 x 16	Poliuretano

ISO

DM332/99: 03.33.06.012

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.012

FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:



100% COTONE
con cerniera su 3 lati.



SPALMATO DI POLIURETANO
(tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e Sanitized) con cerniera su 3 lati.

ONDASOFT LEVEL 5

REF	Misure (cm)	Fodera
05.05.H4429	195 x 85 x 20	Cotone
05.05.H4429TX	195 x 85 x 20	Poliuretano

ISO	DM332/99: 03.33.06.012
	DPCM 12.01.2017: 04.33.06.012

120 Kg 


13 ELEMENTI 

TRASPIRANTE 




FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:

100% COTONE
con cerniera su 3 lati.



SPALMATO DI POLIURETANO
(tessuto traspirante,
impermeabile, ignifugo,
bielastico e Sanitized) con
cerniera su 3 lati.





ONDASOFT LEVEL 7

REF	Misure (cm)	Fodera
05.05.H4429S	200 x 85 x 20	Cotone
05.05.H4429STX	200 x 85 x 20	Poliuretano

ISO	DM332/99: 03.33.06.012
	DPCM 12.01.2017: 04.33.06.012

120 Kg 


13 ELEMENTI 

TRASPIRANTE 




FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:

100% COTONE
con cerniera su 3 lati.



SPALMATO DI POLIURETANO
(tessuto traspirante,
impermeabile, ignifugo,
bielastico e Sanitized) con
cerniera su 3 lati.







POLIMED VENTILATO LISCIO

Il materasso realizzato in espanso di poliuretano a cellule aperte consente una **buona circolazione dell'aria**, mantenendo la superficie fresca e confortevole. La lavorazione a lastra liscia assicura una **distribuzione uniforme del peso del corpo**, riducendo la pressione su punti specifici e prevenendo la formazione di piaghe da decubito.

REF	Misure (cm)	Ignifugo	REF Fodera Poliuretano	REF Fodera Poliestere	Sottovuoto
05.05.LI1908014	190 x 80 x 14	si	05.91.1908014	05.94.1908014	no

ISO

DM332/99: 03.33.06.003



150 Kg



TRASPIRANTE



DISPONIBILE SU MISURA



CFC FREE



LATEX FREE



IGNIFUGO



Omologato dal
Ministero degli Interni
Ignifugo Classe 1IM




Espanso di Poliuretano
ad alta resilienza con densità 30 Kg/m³
(ignifugo) con lavorazione a lastra liscia

Struttura
a 'cellule aperte' che permettono
un'aerazione interna



OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN
SPALMATO DI POLIURETANO
(tessuto traspirante,
impermeabile, ignifugo, bielastico
e Sanitized) con cerniera su 3 lati.
vedi pag. 72



OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN
POLIESTERE
(tessuto traspirante)
con cerniera su 2 lati.
vedi pag. 72



OPTIONAL

3 SEZIONI
La divisione in 3 sezioni
permette al materasso di
adattarsi a qualsiasi letto
articolato.

POLIMED VENTILATO A CUBETTI

Il materasso realizzato in espanso di poliuretano a cellule aperte consente una **buona circolazione dell'aria**, mantenendo la superficie fresca e confortevole. La lavorazione a cubetti assicura una **distribuzione uniforme del peso del corpo**, riducendo la pressione su punti specifici e prevenendo la formazione di piaghe da decubito. Gli ampi **canali di areazione** garantiscono una migliore ossigenazione cutanea.

REF	Misure (cm)	Ignifugo	REF Fodera Poliuretano	REF Fodera Poliestere	Sottovuoto
05.05.PI958514	195 x 85 x 14	no	05.91.1958514	05.94.1958514	si
05.05.PI1908014	190 x 80 x 14	si	05.91.1908014	05.94.1908014	no
05.05.PI1958514	195 x 85 x 14	si	05.91.1958514	05.94.1958514	no

Disponibile in
VERSIONE BARIATRICA
(vedi pag. 208)

ISO DM332/99: 03.33.06.003

150 Kg

TRASPIRANTE

DISPONIBILE SU MISURA

CFC FREE

LATEX FREE

Espanso di Poliuretano
ad alta resilienza con densità 30 Kg/m3


Superficie a Cubetti
garantisce ampi canali di areazione per una
migliore ossigenazione, riducendo i rischi di
macerazione cutanea

Struttura
a 'cellule aperte' che permettono
un'areazione interna



OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN
SPALMATO DI POLIURETANO
(tessuto traspirante,
impermeabile, ignifugo, bielastico
e Sanitized) con cerniera su 3 lati.
vedi pag. 72



OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN
POLIESTERE
(tessuto traspirante)
con cerniera su 2 lati.
vedi pag. 72



OPTIONAL

VERSIONE IGNIFUGA
Omologato dal
Ministero degli Interni
Ignifugo Classe 1IM



OPTIONAL

3 SEZIONI
La divisione in 3 sezioni
permette al materasso di
adattarsi a qualsiasi letto
articolato.



POLIMED VISCO COMPOSITO LISCIO

Il materasso è realizzato in espanso viscoelastico. Le **due densità differenziate garantiscono supporto ottimale** a diverse parti del corpo, migliorando il comfort e riducendo il rischio di piaghe da decubito. Il materiale viscoelastico aderisce alla forma del corpo, fornendo un **supporto personalizzato e riducendo le pressioni**.

REF	Misure (cm)	Ignifugo	REF Fodera Poliuretano	REF Fodera Poliestere	Sottovuoto
05.05.V1958514	195 x 85 x 14	no	05.91.1958514	05.94.1958514	si
05.05.VI1958514	195 x 85 x 14	si	05.91.1958514	05.94.1958514	no

ISO

DM332/99: 03.33.06.006
DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006

150 Kg

TRASPIRANTE

DISPONIBILE SU MISURA


DENSITÀ DIFFERENZIATE

CFC FREE

LATEX FREE

ALTO
RISCHIO

BASSO
RISCHIO



Espanso Viscoelastico
con densità 35 Kg/m3 (non ignifugo)
o 50 Kg/m3 (ignifugo)
spessore: 6cm

Effetto Lenta Memoria
Schiuma Viscoelastica anatomica
e termosensibile con effetto
conformante ed avvolgente;
con ottime caratteristiche di
assorbimento degli urti

Base di Supporto
Espanso ad alta resilienza
di densità 30 Kg/m3
spessore: 8cm

OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN
SPALMATO DI POLIURETANO
(tessuto traspirante,
impermeabile, ignifugo, bielastico
e Sanitized) con cerniera su 3 lati.
vedi pag. 72

OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN
POLIESTERE
(tessuto traspirante)
con cerniera su 2 lati.
vedi pag. 72

OPTIONAL

VERSIONE IGNIFUGA
Omologato dal
Ministero degli Interni
Ignifugo Classe 1IM

OPTIONAL

3 SEZIONI
La divisione in 3 sezioni
permette al materasso di
adattarsi a qualsiasi letto
articolato.

CARGUMIXT

Il materasso è realizzato in espanso viscoelastico ignifugo. Le **due densità differenziate** migliorando il comfort e riducono il rischio di piaghe da decubito. Il materiale viscoelastico aderisce alla forma del corpo, nel materasso sono presenti **due aree con foratura anti soffoco, stabilizzatori laterali** per il supporto e intagli alla base che ne permettono l'utilizzo nei letti articolati.

REF	Misure (cm)	Ignifugo	REF Fodera Poliuretano	REF Fodera Poliestere
05.05.H6834CXB	195 x 85 x 14	si	05.91.1958514	05.94.1958514

Disponibile in
VERSIONE BARIATRICA
(vedi pag. 209)

ISO DM332/99: 03.33.03.015
DPCM 12.01.2017: 04.33.03.015

150 Kg

TRASPIRANTE

DISPONIBILE SU MISURA

DENSITÀ DIFFERENZIATE

IGNIFUGO

CFC FREE

LATEX FREE



Omologato
CLASSE
1IM


Omologato dal
Ministero degli Interni
Ignifugo Classe 1IM



Effetto Lenta Memoria
Schiuma Viscoelastica anatomica e termosensibile con effetto conformante ed avvolgente; con ottime caratteristiche di assorbimento degli urti

Stabilizzatori Laterali
riducono i rischi di scivolamento del paziente facilitando entrata ed uscita dal letto

Espanso Viscoelastico
con densità 50 Kg/m3 (ignifugo) spessore: 6cm



Base di Supporto
Espanso ad alta resilienza di densità 30 Kg/m3


Intagli
si conforma anatomicamente alle posizioni dei letti articolati

Foratura Antisoffoco
permette un'ossigenazione migliore della cute ed evita il soffocamento di pazienti con problemi di mobilità



OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN SPALMATO DI POLIURETANO
(tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e Sanitized) con cerniera su 3 lati. vedi pag. 72



OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN POLIESTERE
(tessuto traspirante) con cerniera su 2 lati. vedi pag. 72



OPTIONAL

3 SEZIONI
La divisione in 3 sezioni permette al materasso di adattarsi a qualsiasi letto articolato.



VISCOAIR

Il materasso è realizzato in espanso viscoelastico ignifugo. Le **due densità differenziate** migliorano il comfort e riducono il rischio di **piaghe da decubito**. Il materiale viscoelastico aderisce alla forma del corpo, nel materasso è presente una **lavorazione a cubetti** che assicura una distribuzione uniforme del peso del corpo, gli ampi canali di areazione garantiscono una migliore ossigenazione cutanea. Sono presenti **stabilizzatori laterali** per il supporto e **intagli alla base** che ne permettono l'utilizzo nei letti articolati.

REF	Misure (cm)	Ignifugo	REF Fodera Poliuretano	REF Fodera Poliestere
05.05.A1958514	195 x 85 x 14	sì	05.91.1958514	05.94.1958514

ISO

DM332/99: 03.33.06.006
DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006

150 Kg

TRASPIRANTE

DISPONIBILE SU MISURA

DENSITÀ DIFFERENZIATE

IGNIFUGO

CFC FREE

LATEX FREE

ALTO RISCHIO

BASSO RISCHIO

Omologato
CLASSE
1IM

Omologato dal
Ministero degli Interni
Ignifugo Classe 1IM

Espanso Viscoelastico
con densità 50 Kg/m3 (ignifugo)
spessore: 6cm

Effetto Lenta Memoria
Schiuma Viscoelastica anatomica
e termosensibile con effetto
conformante ed avvolgente;
con ottime caratteristiche di
assorbimento degli urti

Superficie a Cubetti
garantisce ampi canali di
areazione per una migliore
ossigenazione, riducendo i rischi
di macerazione cutanea

Stabilizzatori Laterali
riducono i rischi di scivolamento
del paziente facilitando entrata
ed uscita dal letto

Intagli
si conforma anatomicamente
alle posizioni dei letti articolati

Base di Supporto
Espanso ad alta resilienza
di densità 35 Kg/m3

OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN
SPALMATO DI POLIURETANO
(tessuto traspirante,
impermeabile, ignifugo, bielastico
e Sanitized) con cerniera su 3 lati.
vedi pag. 72

OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN
POLIESTERE
(tessuto traspirante)
con cerniera su 2 lati.
vedi pag. 72

OPTIONAL

3 SEZIONI
La divisione in 3 sezioni
permette al materasso di
adattarsi a qualsiasi letto
articolato.



Fondata nel 1946, l'azienda OBA AG ha registrato una crescita costante nel corso degli anni, passando da produttrice di materassi e tappezzeria a rinomata produttrice di dispositivi medici. Questo sviluppo è stato favorito dalla collaborazione avviata negli anni '70 con il Prof. Walter Seiler presso l'ospedale universitario di Basilea, dove sono stati studiati il decubito, le sue cause e i possibili rimedi. In tale contesto, il Prof. Seiler ha coinvolto aziende che potessero supportare la realizzazione di materassi strutturati per ottimizzare il rapporto tra sostegno e scarico.

OBA AG si è distinta per l'efficacia e l'innovazione delle sue soluzioni, avviando così un percorso di successo nel settore medico, specializzandosi nello sviluppo di materassi con profilassi antidecubito. Negli anni, l'azienda ha ampliato la produzione a sistemi di posizionamento e dispositivi per terapie intensive.

Più di 30 anni fa, OBA AG ha instaurato un'importante collaborazione con Virginio Demarta, un rapporto che si è evoluto fino ad oggi grazie al coinvolgimento delle nuove generazioni della famiglia Demarta, determinate a proseguire il percorso avviato dai loro predecessori.

Durante tutti questi anni, la sede produttiva di Wolfhausen, nei pressi di Zurigo, e lo storico edificio di Basilea sono stati sempre mantenuti attivi. Attualmente, OBA AG conta circa 40 dipendenti ed è molto apprezzata nel settore ospedaliero, riabilitativo e in numerose case di cura per anziani.

L'azienda, ora certificata ISO 13485 e MDR 745/2017, è all'avanguardia e presente sui mercati di Europa, Asia e Stati Uniti, grazie anche al contributo dei suoi partner internazionali. A Basilea, chi visita OBA AG può ancora trovare abili collaboratori che, con impegno e cura artigianale, confezionano prodotti di eccellente qualità.



OBA MEDICA

Il materasso OBA MEDICA è realizzato in espanso di schiuma EvoPore di alta qualità con densità elevata. Destinato alla **prevenzione delle piaghe da decubito** in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per periodi di tempo.

MIN. 50 Kg - MAX. 140 Kg

TRASPIRANTE

DISPONIBILE SU MISURA

DENSITÀ DIFFERENZIALI

CFC FREE

LATEX FREE

ALTO
RISCHIO

BASSO
RISCHIO

REF	Misure (cm)	Fodera
05.05.OBAM	200 x 90 x 14	Tricot Sanilon
05.05.OBAMTX	200 x 90 x 14	Obatex


ISO

DM332/99: 03.33.06.006

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006



Disponibile in
VERSIONE BARIATRICA
(vedi pag. 210)



Lastra di Base

Espanso di schiuma EvoPore
con densità di 50 Kg/m³


Stabilizzatori Lateral

Espanso di schiuma EvoPore
con densità di 50 Kg/m³.
Riducono i rischi di scivolamento
del paziente facilitando entrata ed
uscita dal letto

STRUTTURA SIMMETRICA

Il materasso è dotato di due superfici
simmetriche aventi la stessa lavorazione,
che permettono di capovolgere il materasso
ciclicamente prolungandone notevolmente la
durata di utilizzo.

FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:



TRICOT SANILON
Cotone elastico.



OBATEX
(Tessuto traspirante,
impermeabile, ignifugo,
bielastico e sanitizzato).

OBA AIRSOFT

REF	Misure (cm)	Fodera
05.05.OBAASTS	200 x 90 x 20	Tricot Sanilon
05.05.OBAASTX	200 x 90 x 20	Obatex

ISO

DM332/99: 03.33.06.006

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006



Disponibile in
VERSIONE BARIATRICA
(vedi pag. 211)

OPTIONAL

Disponibile in
LASTRA UNICA CON
BORDI RINFORZATI

Il materasso OBA AIRSOFT è realizzato in espanso di schiuma EvoPore di alta qualità con densità e lavorazioni differenziate. Il dispositivo è destinato alla **prevenzione delle piaghe da decubito** in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo, soggetti tetraplegici e paraplegici o soggetti in stato vegetativo. Destinato per l'utilizzo in strutture ospedaliere, case di riposo e case di cura. Il dispositivo viene classificato con grado di antidecubito 3, secondo scala EPUAP.

MIN. 50 Kg - MAX. 140 Kg



TRASPIRANTE



DISPONIBILE SU MISURA



DENSITÀ DIFFERENZIATE



CFC FREE



LATEX FREE

ALTO
RISCHIOBASSO
RISCHIO

Lastra d'Appoggio

Espanso di schiuma EvoPore
con densità di 40 Kg/m³

Lastra Intermedia


Espanso di schiuma EvoPore
con canali di areazione con
densità di 40 Kg/m³

Lastra di Base

Espanso di schiuma EvoPore
con densità di 35 Kg/m³

FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:

TRICOT SANILON
Cotone elastico.



OBATEX
(Tessuto traspirante,
impermeabile, ignifugo,
bielastico e sanitized).



MATERASSO A TRE SEZIONI

Materasso diviso a tre sezioni con tre differenti fodere per ciascun modulo. Le tre sezioni permettono di cambiare l'assemblamento del materasso per ogni esigenza.
Valida alternativa ai materassi ad aria.



OBA HOSPISOFT

Il materasso OBA HOSPISOFT è realizzato in espanso di schiuma EvoPore di alta qualità con densità e lavorazioni differenziate. Dispositivo destinato alla **prevenzione delle piaghe da decubito** in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo, pazienti geriatrici, soggetti con scarsa mobilità e soggetti con cute sensibile ed arrossata. Destinato per l'utilizzo in **strutture ospedaliere, case di riposo e case di cura**. Il dispositivo viene classificato con grado di antidecubito 3, secondo scala EPUAP.

REF	Misure (cm)	Fodera
05.05.OBAH	200 x 90 x 15	Tricot Sanilon
05.05.OBAHTX	200 x 90 x 15	Obatex

ISO DM332/99: 03.33.06.006

MIN. 50 Kg - MAX. 150 Kg

TRASPIRANTE

DISPONIBILE SU MISURA


DENSITÀ DIFFERENZIATE

CFC FREE

LATEX FREE




Disponibile in
VERSIONE BARIATRICA
(vedi pag. 212)



STRUTTURA SIMMETRICA

Il materasso è dotato di due superfici simmetriche aventi la stessa lavorazione, che **permettono di capovolgere il materasso ciclicamente prolungandone notevolmente la durata di utilizzo.**

FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:



TRICOT SANILON
Cotone elastico.



OBATEX
(Tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e sanitized).

OBA MOTUS

REF	Misure (cm)	Fodera
05.05.OBAMOTUSTS	200 x 90 x 15	Tricot Sanilon
05.05.OBAMOTUSTX	200 x 90 x 15	Obatex

ISO

DM332/99: 03.33.06.006

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006



Disponibile in
VERSIONE BARIATRICA
(vedi pag. 213)

Intagli Antidecubito

concepito particolarmente per la
zona dei talloni e delle spalle
consente la migliore
decompressione possibile

Lastra d'Appoggio

Espanso di schiuma EvoPore
con densità di 48 Kg/m³

Lastra Intermedia

Espanso di schiuma EvoPore
con densità di 40 Kg/m³

Stabilizzatori Lateral

Espanso di schiuma EvoPore
con densità di 50 Kg/m³.
Riducono i rischi di scivolamento
del paziente facilitando entrata ed
uscita dal letto

Lastra di Base

Espanso di schiuma EvoPore
con densità di 48 Kg/m³

MIN. 40 Kg - MAX. 150 Kg



TRASPIRANTE



DISPONIBILE SU MISURA



DENSITÀ DIFFERENZIALI




CFC FREE



LATEX FREE

ALTO
RISCHIOBASSO
RISCHIO**FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:**

TRICOT SANILON
Cotone elastico.



OBATEX
(Tessuto traspirante,
impermeabile, ignifugo,
bielastico e sanitized).

**STRUTTURA SIMMETRICA**

Il materasso è dotato di due superfici
simmetriche aventi la stessa lavorazione,
che permettono di capovolgere il materasso
ciclicamente prolungandone notevolmente la
durata di utilizzo.



OBA EVOBA

Il materasso OBA EVOBA è realizzato in espanso di schiuma EvoPore di alta qualità con densità e lavorazioni differenziate. Il materasso presenta **cinque zone sagomate**, garantisce così un'efficace **prevenzione della formazione di ulcere da decubito**. Dispositivo destinato a soggetti con buona mobilità che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo. Destinato per l'utilizzo in **strutture ospedaliere, case di riposo, case di cura, cliniche rieducative e centri cardiovascolari**. Il dispositivo viene classificato con grado di antidecubito 2, secondo scala EPUAP.

 MIN. 55 Kg - MAX. 150 Kg


 TRASPIRANTE

 DISPONIBILE SU MISURA

 DENSITÀ DIFFERENZIATE

 CFC FREE

 LATEX FREE



REF	Misure (cm)	Fodera
05.05.OBAEVOBATS	200 x 90 x 15	Tricot Sanilon
05.05.OBAEVOBATX	200 x 90 x 15	Obatex

ISO


DM332/99: 03.33.06.006

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006



Disponibile in
VERSIONE BARIATRICA
(vedi pag. 214)

FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:



TRICOT SANILON
Cotone elastico.



OBATEX
(Tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e sanitized).

OBA 1T

REF	Misure (cm)	Fodera
05.05.OBA1TTS	200 x 90 x 15	Tricot Sanilon
05.05.OBA1TTX	200 x 90 x 15	Obatex

ISO

DM332/99: 03.33.06.006

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006



Disponibile in
VERSIONE BARIATRICA
(vedi pag. 215)

Il materasso OBA 1T è realizzato in espanso di schiuma EvoPore con **densità e lavorazioni differenziate**. Dispositivo destinato alla **prevenzione delle piaghe da decubito** in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo, pazienti geriatrici, soggetti con scarsa mobilità e soggetti con cute sensibile ed arrossata. **Raccomandato per uso pediatrico e per pazienti con peso inferiore a 50 Kg**. Destinato per l'utilizzo in strutture ospedaliere, strutture di assistenza pediatrica, case di riposo e case di cura. Il dispositivo viene classificato con grado di antidecubito 3, secondo scala EPUAP.

MIN. 40 Kg - MAX. 150 Kg



TRASPIRANTE



DISPONIBILE SU MISURA




DENSITÀ DIFFERENZIATE



CFC FREE




LATEX FREE

ALTO
RISCHIOBASSO
RISCHIO

FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:

TRICOT SANILON
Cotone elastico.



OBATEX
(Tessuto traspirante,
impermeabile, ignifugo,
bielastico e sanitized).



STRUTTURA SIMMETRICA

Il materasso è dotato di due superfici simmetriche aventi la stessa lavorazione, che **permettono di capovolgere il materasso** ciclicamente prolungandone notevolmente la durata di utilizzo.



SADEVO INTENSIVE CFA



160 Kg



7 ELEMENTI



TRASPIRANTE



DENSITÀ DIFFERENZIATE



IGNIFUGO



CFC FREE



LATEX FREE

ALTO
RISCHIO



BASSO
RISCHIO

REF	Misure (cm)
05.04.H1001CFA	195 x 85 x 16


ISO

DM332/99: 03.33.06.018

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.018

Sistema a RIDUZIONE PRESSORIA CONTINUA
senza compressore.

Il flusso OUT-PUT ed IN-PUT dell'aria, viene regolato da
valvole ad aria autoregolanti poste all'interno del sistema.




Superficie d'Appoggio

realizzata in materiale viscoelastico
AMF (alta memoria di forma)


Celle ad Aria Autoespansibili SADCEL

si adeguano automaticamente alla
conformazione del paziente in base al
peso e al movimento corporeo



Tessuto

- Cerniera su 3 lati
- 100% Poliuretano
- Impermeabile
- Traspirante
- Bielastica
- Ignifuga
- Antibatterica



Zona Talloniera C.F.A.



SISTEMA CFA

Zona talloniera costituita da cilindri
indipendenti in espanso ultrasoft con superficie
in espanso viscoelastico.
AZZERARE LE PRESSIONI OSSEE, LASCIANDO
AFFONDARE ENTRAMBI I TALLONI.


SADEVO ACTIVE CFA

REF	Misure (cm)
05.04.H1002CFA	195 x 85 x 16

ISO	DM332/99: 03.33.06.018
	DPCM 12.01.2017: 04.33.06.018

Sistema a RIDUZIONE PRESSORIA CONTINUA con compressore.

Il flusso OUT-PUT ed IN-PUT dell'aria, viene regolato da valvole ad aria autoregolanti poste all'interno del sistema.



Modalità statica e dinamica a due vie (A-b-A-b)

160 Kg

7 ELEMENTI

TRASPIRANTE

DENSITÀ DIFFERENZIATE

IGNIFUGO

CFC FREE


LATEX FREE



Superficie d'Appoggio
realizzata in materiale viscoelastico AMF (alta memoria di forma)

Celle ad Aria Autoespansibili SADCEL
· Si adeguano automaticamente alla conformazione del paziente in base al peso e al movimento corporeo.
· Realizzate con doppia camera indipendente, pertanto un compressore ad aria può essere inserito nel sistema.

Tessuto
· Cerniera su 3 lati
· 100% Poliuretano
· Impermeabile
· Traspirante
· Bielastica
· Ignifuga
· Antibatterica



Zona Talloniera C.F.A.

COMPRESSORE ABBINABILE

VIKING 608

REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.HF608	26 x 8.5 x 12.5	1.1

Regolazione Manuale Statico / Alternato





SOVRAMATERASSO BP2

120 Kg


130 BOLLE

ATOSSICO



REF	Articolo	Misure Gonfio (cm)	Misure Sgonfio (cm)
05.03.BP2	Materasso	200 x 85 x 8	320 x 90 x 1
05.03.6600A4+BP2	Kit	200 x 85 x 8	320 x 90 x 1

ISO	DM332/99: 03.33.06.018
	DPCM 12.01.2017: 04.33.06.015



Modalità dinamica a due vie (A-b-A-b)



Bolle
PVC atossico
spessore: 300 micron

Lembi per il Fissaggio al Materasso
40 cm

COMPRESSORE ABBINABILE

PRESTIGE



Regolazione Manuale


REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.6600A4	24 x 11.5 x 9	0.8

SOVRAMATERASSO BP4

REF	Articolo	Misure Gonfio (cm)	Misure Sgonfio (cm)
05.03.BP4	Materasso	200 x 85 x 16	320 x 90 x 2
05.03.6600A4+BP4	Kit	200 x 85 x 16	320 x 90 x 2

ISO

DM332/99: 03.33.06.018
DPCM 12.01.2017: 04.33.06.015



Modalità dinamica
a due vie (A-b-A-b)

150 Kg

260 BOLLE

ATOSSICO



Bolle
PVC atossico
spessore: 300 micron

Fodera Removibile
· Nylon
· Bottoni automatici
· Impermeabile
· Traspirante



Lembi per il Fissaggio al
Materasso
40 cm

COMPRESSORE ABBINABILE

PRESTIGE



Regolazione
Manuale

REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.6600A4	24 x 11.5 x 9	0.8





SOVRAMATERASSO SUPERCARE T02

 160 Kg

 16 ELEMENTI




REF	Articolo	Misure (cm)
05.03.T02	Materasso	200 x 90 x 12,5
05.03.6600A4+T02	Kit	200 x 90 x 12,5

ISO

DM332/99: 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.018

Modalità statica e
dinamica a due vie
(A-b-A-b)



Disponibile in
VERSIONE BARIATRICA
(vedi pag. 216)



Elementi Intercambiabili
spessore: 400 micron

Lembi per il Fissaggio al
Materasso

Fodera Rimovibile
• Nylon / PU
• Bottoni automatici
• Impermeabile



OPTIONAL

VALVOLA CPR
di sgonfiaggio rapido con i
tre elementi a livello del capo
statici.

COMPRESSORE ABBINABILE

PRESTIGE




Regolazione
Manuale

REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.6600A4	24 x 11.5 x 9	0.8

Medica³

REF	Misure (cm)
05.03.HF6006	200 x 80 x 17

ISO


DM332/99: 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.018

200 Kg



18 ELEMENTI



Modalità statica e
dinamica a due vie
(A-b-A-b)

ALTO
RISCHIOBASSO
RISCHIO

Disponibile in
VERSIONE BARIATRICA
(vedi pag. 217)

Tre Elementi a Livello del
Capo Statici

Fodera Removibile

- Cerniera su 4 lati
- 100% Poliuretano
- Impermeabile
- Traspirante
- Bielastica
- Ignifuga
- Antibatterica



Elementi Intercambiabili
Nylon / PU

Valvola CPR
di sgonfiaggio rapido

Cinghie per il
Fissaggio al Letto

4 Maniglie
per il trasporto

Connettore Transport
permette di mantenere il materasso
gonfio per 12 ore senza l'uso del
compressore

Base
Espanso Ignifugo
spessore: 5 cm

VIKING 608

Regolazione
ManualeStatico /
AlternatoRegolazione
DigitaleStatico /
AlternatoSelezione
TempoAllarme
Visivo e SonoroFunzione
Sitting

COMPRESSORI ABBINABILI

VIKING 609



REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.HF608	26 x 8,5 x 12,5	1,1

REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.HF609	26 x 8,5 x 12,5	1,1



intensive

ALTO
RISCHIO



BASSO
RISCHIO

Zona Testa Dedicata
elementi sempre gonfi

Fodera Removibile

- Cerniera su 4 lati
- 100% Poliuretano
- Impermeabile
- Traspirante
- Bielastica
- Ignifuga
- Antibatterica



Cable Management

tasca laterale che può accogliere il cavo di alimentazione dell'unità di gonfiaggio

Valvola CPR

permette uno sgonfiaggio rapido in necessità di Rianimazione Cardio Polmonare

4 Maniglie Portanti

per una rapida evacuazione del paziente

Cinghie di Fissaggio

che evitano lo scivolamento

Raccordi a Sgancio Rapido CPC One Way

Consentono di sganciare gli elementi senza compromettere il flusso d'aria

Elementi di Confiaggio

in TPU (Poliuretano Termoplastico ad alta resistenza). Adatti alla sterilizzazione in autoclave

Connettore Transport

permette di mantenere il materasso gonfio per 12 ore senza l'uso del compressore

COMPRESSORI ABBINABILI

EXPERT



Regolazione
Digitale



Funzione
Comfort



Statico /
Alternato



Selezione
Tempo



Funzione
Nursing



Funzione
Autodetect



Funzione
Sleep



Allarme
Visivo / Sonoro

ESSENTIAL



Regolazione
Manuale



Statico /
Alternato



Selezione
Tempo



Funzione
Nursing



Allarme
Visivo / Sonoro

REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.EX01	19 x 34 x 13	2.2

REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.ES01	19 x 34 x 13	2.2

level top intensive

200 Kg



18 elementi



17 cm

REF	Misure (cm)
05.03.TOP-I	200 x 80 x 17

ISO

DM332/99: 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.018

level care intensive

250 Kg



20 elementi



21 cm

REF	Misure (cm)
05.03.CARE-I	200 x 80 x 21

ISO

DM332/99: 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.018

level pro intensive

250 Kg



20 elementi



26 cm

REF	Misure (cm)
05.03.PRO-I	200 x 80 x 26

ISO

DM332/99: 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.018

Fodera Ignifuga
Removibile in Poliuretano

Sistema di Gonfiaggio in
Poliuretano Termoplastico

Base Centrale di
Contenimento
in Nylon Antigraffio

Base di Supporto di 5 cm
in Espanso di Poliuretano
ad alta Resilienza

Base Inferiore di appoggio
in Nylon Antigraffio



OPTIONAL


SENSORE AUTODETECT

Permette di rilevare automaticamente la posizione del paziente, senza interagire con l'unità di gonfiaggio.
(REF 05.03.CA01)



VALVOLA CPR

(Cardio Pulmonary Resuscitation)
Ad ingombro ridotto che evita la possibilità di rottura durante l'utilizzo delle sponde del letto.



VALVOLE CPC ONE WAY

Permettono di creare zone a scarico 0 su tutta la superficie del materasso, escludendo gli elementi di gonfiaggio desiderati.



intensive

cell-on-cell technology



COMPRESSORI ABBINABILI

EXPERT



- 
Regolazione Digitale
- 
Funzione Comfort
- 
Statico / Alternato
- 
Selezione Tempo
- 
Funzione Nursing
- 
Funzione Autodetect
- 
Funzione Sleep
- 
Allarme Visivo / Sonoro

REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.EX01	19 x 34 x 13	2.2

ESSENTIAL



- 
Regolazione Manuale
- 
Statico / Alternato
- 
Selezione Tempo
- 
Funzione Nursing
- 
Allarme Visivo / Sonoro

REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.ES01	19 x 34 x 13	2.2

K10+ intensive

200 Kg



20 elementi



16 cm

REF	Misure (cm)
05.03.K10+	200 x 80 x 16

ISO

DM332/99: 03.33.06.021
DPCM 12.01.2017: 04.33.06.018

K20+ intensive

250 Kg



20 elementi



21 cm

REF	Misure (cm)
05.03.K20+	200 x 80 x 21

ISO

DM332/99: 03.33.06.021
DPCM 12.01.2017: 04.33.06.018

Fodera Ignifuga
Removibile in Poliuretano

Sistema di Gonfiaggio cell-on-cell
in Poliuretano Termoplastico
(base ad aria sempre gonfia)

Base Inferiore di appoggio
in Nylon Antigraffio



OPTIONAL


SENSORE AUTODETECT

Permette di rilevare automaticamente la posizione del paziente, senza interagire con l'unità di gonfiaggio.
(REF 05.03.CA01)



VALVOLA CPR

(Cardio Pulmonary Resuscitation)
Ad ingombro ridotto che evita la possibilità di rottura durante l'utilizzo delle sponde del letto.



VALVOLE CPC ONE WAY

Permettono di creare zone a scarico 0 su tutta la superficie del materasso, escludendo gli elementi di gonfiaggio desiderati.



EXPERT



Regolazione Digitale

Funzione Comfort
Regolazione automatica della pressione

Funzione Statica e Alternata

Selezione Tempo
Ciclo alternatoFunzione Nursing
Massima pressione per 20 minFunzione Autodetect
Rilevamento automatico o manuale della posizione

Funzione Sleep

Allarme Visivo e Sonoro
Perdita d'aria e black outPannello di Controllo
DigitaleScocca
ABS ignifugo

Caratteristiche Tecniche

- Portata: 9-12 LPM (litri per minuto)
- Campo di Pressione: Da 30 a 80 mmHg
- Rumorosità: ≤ 55 DbA
- Minuti per Ciclo: 10, 15, 20, 25 min
- Alimentazione: 220/240 V - 60 Hz
- Consumo: 13.5 Watt
- Lunghezza Cavo Alimentazione: 4 m, staccabile

Ganci in Acciaio
per l'ancoraggio al letto

OPTIONAL

SENSORE AUTODETECT

Permette di rilevare automaticamente la posizione del paziente, senza interagire con l'unità di gonfiaggio.
(REF 05.03.CA01)

ESSENTIAL



Regolazione Manuale



Funzione Statica e Alternata

Selezione Tempo
ciclo alternatoFunzione Nursing
Massima pressione per 20 minAllarme Visivo e Sonoro
Perdita d'aria e black outPannello di Controllo
DigitaleScocca
ABS ignifugo

Caratteristiche Tecniche

- Portata: 9-12 LPM (litri per minuto)
- Campo di Pressione: Da 30 a 60 mmHg
- Rumorosità: ≤ 55 DbA
- Minuti per Ciclo: 10, 15, 20, 25 min
- Alimentazione: 220/240 V - 60 Hz
- Consumo: 13.5 Watt
- Lunghezza Cavo Alimentazione: 4 m, staccabile

Ganci in Acciaio
per l'ancoraggio al letto

VIKING 608

REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.HF608	26 x 8.5 x 12.5	1.1

- Caratteristiche Tecniche**
- Portata: 7 LPM (litri per minuto)
 - Campo di Pressione: Da 50 a 120 mmHg
 - Rumorosità: ≤ 20 DbA
 - Minuti per Ciclo: 12 min
 - Alimentazione: 220/240 V – 50 Hz
 - Consumo: 7 Watt
 - Lunghezza Cavo Alimentazione: 5 m, staccabile
 - Fusibile: 1,5 A

Accesso / Spento

Regolazione Manuale

Funzione Statica e Alternata



VIKING 609

REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.HF609	26 x 8.5 x 12.5	1.1

- Caratteristiche Tecniche**
- Portata: 8 LPM (litri per minuto)
 - Campo di Pressione: Da 50 a 120 mmHg
 - Rumorosità: ≤ 20 DbA
 - Minuti per Ciclo: 6 min, 9 min, 12 min
 - Alimentazione: 220/240 V – 50 Hz
 - Lunghezza Cavo Alimentazione: 5 m
 - Fusibile: 1,5 A


Regolazione Digitale

Funzione Statica e Alternata

Selezione Tempo ciclo alternato

Allarme Visivo e Sonoro
Perdita d'aria e black out

Funzione Sitting
Impostazione manuale della posizione





PRESTIGE



Regolazione Manuale

REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.6600A4	24 x 11.5 x 9	0.8


Caratteristiche Tecniche

- Portata: 7 LPM (litri per minuto)
- Campo di Pressione: Da 50 a 120 mmHg
- Rumorosità: ≤ 20 Dba
- Minuti per Ciclo: 12 min
- Alimentazione: 220/240 V – 50 Hz
- Lunghezza Cavo Alimentazione: 2 m, staccabile
- Consumo: 7 Watt
- Fusibile: 1,5 A



Pannello di Controllo Manuale

Scocca
ABS ignifugo



Ganci in Acciaio
per l'ancoraggio al letto



TRAVERSA CUSHION AIR IN PVC

REF	Misure (cm)
05.03.1R1840-6	50 x 90 x 6
05.03.1R1840-10	50 x 90 x 10

Altezza 6 cm: 120 Kg
Altezza 10 cm: 160 Kg




IMPERMEABILE



OPTIONAL	
Unità di Livellamento in espanso di Poliuretano	
REF	Misure (cm)
05.03.UL-6	50 x 90 x 6
05.03.UL-10	50 x 90 x 10

ISO

DM332/99: 03.33.06.033
DPCM 12.01.2017: 04.33.06.033



Bolle d'Aria
con Struttura a
Micro-Interscambio

PVC
Impermeabile all'Aria
per assicurare il mantenimento di una
pressione costante al suo interno

TRAVERSA STREAM AIR IN NEOPRENE

REF	Misure (cm)
05.03.1CR1840-6	50 x 90 x 6
05.03.1CR1840-10	50 x 90 x 10
05.03.4CR1840-6	200 x 90 x 6
05.03.4CR1840-10	200 x 90 x 10

Altezza 6 cm: 120 Kg
Altezza 10 cm: 160 Kg




IMPERMEABILE



OPTIONAL	
Unità di Livellamento in Espanso di Poliuretano	
REF	Misure (cm)
05.03.UL-6	50 x 90 x 6
05.03.UL-10	50 x 90 x 10

ISO

DM332/99: 03.33.06.033
DPCM 12.01.2017: 04.33.06.033



Bolle d'Aria
con Struttura a
Micro-Interscambio

Neoprene
Impermeabile all'Aria
per assicurare il mantenimento di una
pressione costante al suo interno

Valvola di
Gonfiaggio
tramite apposita
pompa

TRAVERSA JERICHO

REF	Misure (cm)
05.03.H3252	190 x 80 x 11

120 Kg



ISO

DM332/99: 03.33.06.033
DPCM 12.01.2017: 04.33.06.033

Bolle d'Aria
con Struttura a
Micro-Interscambio
con settori differenziati

DENSITÀ DIFFERENZIATE



Valvola di
Gonfiaggio e
Sgonfiaggio
regola la pressione
interna


Espanso e PVC
con 50 soffiotti interconnessi tra loro



PROTEZIONE PER CARROZZINA DEVIMED

Versione Cotone

REF	Materiale	Seduta Carrozzina
05.06.340-S	Cotone	41 - 43 cm
05.06.340-M	Cotone	46 - 48 cm



Interno
Fibra Siliconata Cava
a 17 denari H.C.S.
contenuta da una
fodera in cotone

Zona d'Appoggio
Cotone Traspirante




**Lavorazione
Trapuntata**
Evita l'ammassamento della fibra
siliconata al suo interno



PROTEZIONE PER CARROZZINA DEVIMED

Versione Cotone / Poliuretano

REF	Materiale	Seduta Carrozzina
05.06.341-S	Cotone / Poliuretano	41 - 43 cm
05.06.341-M	Cotone / Poliuretano	46 - 48 cm



Interno
Fibra Siliconata Cava
a 17 denari H.C.S.
contenuta da una
fodera in cotone



LATO IN POLIURETANO

Materiale impermeabile,
traspirante, ignifugo,
bielastico e sanitized.

Zona d'Appoggio
Poliuretano
· Impermeabile
· Traspirante




Lavorazione Trapuntata
Evita l'ammassamento
della fibra siliconata al suo
interno





COPPIA DI PROTEZIONI PER GOMITO DEVIMED



Interno
Fibra Siliconata Cava
a 17 denari H.C.S.
contenuta da una
fodera in cotone



Lavorazione
Trapuntata

Lacci in Velcro
per la chiusura



REF	Misure (cm)
05.06.34017	40 x 36 x 3


ISO

DM332/99: 03.33.09.012

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.039



COPPIA DI PROTEZIONI EASY DEVIMED



Interno
Fibra Siliconata Cava
a 17 denari H.C.S.
contenuta da una
fodera in cotone



Lavorazione
Trapuntata

Lacci in Velcro
per la chiusura



REF	Misure (cm)
05.06.34024	32 x 30/22 x 3

ISO
GOMITIERE

DM332/99: 03.33.09.012

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.039

ISO
TALLONIERE

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.036


DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006



COPPIA DI PROTEZIONI PER TALLONE DEVIMED

REF	Misure (cm)
05.06.34025	37 x 34 x 4

ISO	DM332/99: 03.33.09.006 DPCM 12.01.2017: 04.33.06.036
-----	---



PROTEZIONE PER GAMBA - GINOCCHIO DEVIMED


REF	Misure (cm)
05.06.34740	50 x 37 x 4

ISO	DM332/99: 03.33.09.018
-----	------------------------





COMODONE ANATOMICO



REF	Misure (cm)	Articolo
05.11.585	80 x 64 x 46	Espanso + Fodera
05.91.585	80 x 64 x 46	Fodera

Il comodone anatomico è **utilizzato come supporto per i pazienti in posizione seduta**. La sua struttura anatomica offre un sostegno ottimale a coloro che hanno difficoltà a mantenere il busto eretto, **prevenendo il ribaltamento durante la seduta**.

Fodera Rimovibile
100% Poliuretano
· Impermeabile
· Traspirante
· Bielastica
· Ignifuga
· Antibatterica

COMODONE RELAX




REF	Misure (cm)	Articolo
05.11.589	60 x 55 x 43	Espanso + Fodera
05.91.589	60 x 55 x 43	Fodera

Il comodone relax è **utilizzato come supporto per i pazienti in posizione seduta**. La sua struttura anatomica garantisce un sostegno ottimale a chi ha difficoltà a mantenere il busto eretto. La compattezza e l'ingombro ridotto rendono il comodone relax facile da spostare.

Fodera Rimovibile
100% Poliuretano
· Impermeabile
· Traspirante
· Bielastica
· Ignifuga
· Antibatterica

CUSCINO PER ABDUZIONE



REF	Misure (cm)	Articolo
05.11.H6050G	47 x 20/42 x 14	Espanso + Fodera
05.91.H6050G	47 x 20/42 x 14	Fodera
05.11.H6050P	25 x 18/20 x 13	Espanso + Fodera
05.91.H6050P	25 x 18/20 x 13	Fodera

Il cuscino è **utilizzato per mantenere gli arti inferiori separati correttamente in posizione di abduzione**. Nella degenza post operatoria aiuta a mantenere la posizione corretta dell'articolazione anca-femore.


Fodera Rimovibile
100% Poliuretano
· Impermeabile
· Traspirante
· Bielastica
· Ignifuga
· Antibatterica

RETTANGOLO DEV1

REF	Misure (cm)	Articolo
05.11.DEV1	60 x 60 x 30	Espanso + Fodera
05.91.DEV1	60 x 60 x 30	Fodera

Fodera Removibile

100% Poliuretano
 • Impermeabile
 • Traspirante
 • Bielastica
 • Ignifuga
 • Antibatterica





CUNEO DEV2

REF	Misure (cm)	Articolo
05.11.DEV2	14 x 10 x 32	Espanso + Fodera
05.91.DEV2	14 x 10 x 32	Fodera

Fodera Removibile

100% Poliuretano
 • Impermeabile
 • Traspirante
 • Bielastica
 • Ignifuga
 • Antibatterica




CUNEO DEV3

REF	Misure (cm)	Articolo
05.11.DEV3	34 x 15 x 64	Espanso + Fodera
05.91.DEV3	34 x 15 x 64	Fodera


Fodera Removibile

100% Poliuretano
 • Impermeabile
 • Traspirante
 • Bielastica
 • Ignifuga
 • Antibatterica






CUNEO DEV4




REF	Misure (cm)	Articolo
05.11.DEV4	45 x 20 x 23	Espanso + Fodera
05.91.DEV4	45 x 20 x 23	Fodera

**Fodera
Removibile**

- 100% Poliuretano
- Impermeabile
 - Traspirante
 - Bielastica
 - Ignifuga
 - Antibatterica



CILINDRO DEV5




REF	Misure (cm)	Articolo
05.11.DEV5	Ø 30 x 50	Espanso + Fodera
05.91.DEV5	Ø 30 x 50	Fodera

**Fodera
Removibile**

- 100% Poliuretano
- Impermeabile
 - Traspirante
 - Bielastica
 - Ignifuga
 - Antibatterica



CILINDRO DEV6



REF	Misure (cm)	Articolo
05.11.DEV6	Ø 25 x 50	Espanso + Fodera
05.91.DEV6	Ø 25 x 50	Fodera

**Fodera
Removibile**

- 100% Poliuretano
- Impermeabile
 - Traspirante
 - Bielastica
 - Ignifuga
 - Antibatterica





CUBO DEV7

REF	Misure (cm)	Articolo
05.11.DEV7	40 x 40 x 40	Espanso + Fodera
05.91.DEV7	40 x 40 x 40	Fodera

Fodera Removibile

100% Poliuretano
 • Impermeabile
 • Traspirante
 • Bielastica
 • Ignifuga
 • Antibatterica




CUNEO DEV8

REF	Misure (cm)	Articolo
05.11.DEV8	45 x 45 x 15	Espanso + Fodera
05.91.DEV8	45 x 45 x 15	Fodera

Fodera Removibile

100% Poliuretano
 • Impermeabile
 • Traspirante
 • Bielastica
 • Ignifuga
 • Antibatterica




TRAPEZIO DEV9

REF	Misure (cm)	Articolo
05.11.DEV9	45 x 50 x 30	Espanso + Fodera
05.91.DEV9	45 x 50 x 30	Fodera

Fodera Removibile

100% Poliuretano
 • Impermeabile
 • Traspirante
 • Bielastica
 • Ignifuga
 • Antibatterica






POSIZIONATORE A 'S' MEMOFORM



Interno
Espanso Granulato



REF	Misure (cm)
03.05.10	185 x 30

Fodera Cucita
100% Poliuretano
· Impermeabile
· Traspirante
· Bielastica
· Ignifuga
· Antibatterica



Il posizionatore a S può essere **utilizzato come supporto per gli arti superiori, inferiori e per la schiena**. Previene l'insorgenza di piaghe da decubito causate dal mantenimento prolungato di posizioni sul fianco a 30°. Riduce le pressioni eccessive, in particolare sui trocanteri. **La sua ampia superficie di contatto aiuta ad alleviare il carico su diversi segmenti corporei.**

POSIZIONATORE A MEZZALUNA MEMOFORM




Interno
Espanso Granulato



REF	Misure (cm)
03.05.11	140 x 40
03.05.23	180 x 30

Fodera Cucita
100% Poliuretano
· Impermeabile
· Traspirante
· Bielastica
· Ignifuga
· Antibatterica



Il posizionatore a mezzaluna può essere **utilizzato come supporto per gli arti superiori, inferiori e per la schiena, anche in posizione seduta**. È principalmente impiegato per alleviare i carichi nelle zone del trocantere, dei gomiti, dei talloni, dei malleoli e nella zona sacrale e ischiatica.

POSIZIONATORE TRIANGOLARE MEMOFORM



Interno
Espanso Granulato



REF	Misure (cm)
03.05.27	60 x 26 x 42

Fodera Cucita
100% Poliuretano
· Impermeabile
· Traspirante
· Bielastica
· Ignifuga
· Antibatterica




Il posizionatore triangolare può essere utilizzato come **supporto per gli arti inferiori e per la schiena**. Offre un supporto ottimale sotto le ginocchia, alleviando la pressione sulle articolazioni.

POSIZIONATORE RETTANGOLARE GRANDE MEMOFORM

REF	Misure (cm)
03.05.21	55 x 38 x 12

Il posizionatore rettangolare può essere utilizzato **come supporto per il tronco, ad esempio quando il paziente si trova in decubito laterale**. Aiuta a correggere una postura errata, alleggerendo le zone di pressione e riducendo il rischio di formazione di piaghe da decubito.

Fodera Cucita
100% Poliuretano
• Impermeabile
• Traspirante
• Bielastica
• Ignifuga
• Antibatterica



Interno
Espanso Granulato

POSIZIONATORE A TRAPEZIO MEMOFORM

REF	Misure (cm)
03.05.22	62 x 42 x 18/6

Il posizionatore a trapezio può essere utilizzato **come supporto per collo, capo e arti inferiori**. Viene impiegato per sollevare testa e gambe o per proteggere gambe e ginocchia, favorendo una bassa pressione nelle zone di appoggio e riducendo il rischio di formazione di piaghe da decubito.

Fodera Cucita
100% Poliuretano
• Impermeabile
• Traspirante
• Bielastica
• Ignifuga
• Antibatterica



Interno
Espanso Granulato

POSIZIONATORE A FARFALLA MEMOFORM

REF	Misure (cm)
03.05.20	40 x 20 x 15

Il posizionatore a farfalla può essere **utilizzato come supporto per arti inferiori, superiori e per la schiena**. Posizionato sotto il cavo ascellare, favorisce una bassa pressione nelle zone di appoggio e riducendo il rischio di formazione di piaghe da decubito.

Fodera Cucita
100% Poliuretano
• Impermeabile
• Traspirante
• Bielastica
• Ignifuga
• Antibatterica




Interno
Espanso Granulato



POSIZIONATORE A CUNEO GRANDE MEMOFORM



Interno
Espanso Granulato



REF	Misure (cm)
03.05.28	48 x 30 x 12

Il posizionatore a cuneo può essere **utilizzato per il posizionamento e il sostegno della schiena e degli arti inferiori**, alleggerendo le zone di pressione e riducendo il rischio di formazione di piaghe da decubito.

Fodera Cucita
100% Poliuretano
· Impermeabile
· Traspirante
· Bielastica
· Ignifuga
· Antibatterica



POSIZIONATORE PER MANO MEMOFORM




Interno
Espanso Granulato



REF	Misure (cm)
03.05.29	21 x 15 x 12

Il posizionatore per mano **aiuta a mantenere la mano in una posizione corretta, evitando tensioni e affaticamento muscolare**. Viene impiegato durante il recupero dopo interventi chirurgici o traumi alle mani o alle braccia, per favorire una posizione anatomica corretta. Nei pazienti costretti a rimanere a lungo a letto o in sedia a rotelle, aiuta a prevenire la formazione di piaghe da decubito nelle zone di pressione, come il palmo della mano e i polpastrelli.


Fodera Cucita
100% Poliuretano
· Impermeabile
· Traspirante
· Bielastica
· Ignifuga
· Antibatterica



POSIZIONATORE CILINDRICO MEMOFORM



Interno
Espanso Granulato



REF	Misure (cm)
03.05.30	80 x 18

Il posizionatore cilindrico può essere utilizzato come **supporto per gli arti inferiori** in pazienti costretti a rimanere a lungo a letto o in sedia a rotelle. **Riduce la pressione nelle zone sensibili, come talloni, ginocchia e caviglie, prevenendo la formazione di piaghe da decubito.**

Fodera Cucita
100% Poliuretano
· Impermeabile
· Traspirante
· Bielastica
· Ignifuga
· Antibatterica




POSIZIONATORE RETTANGOLARE PICCOLO MEMOFORM

REF	Misure (cm)
03.05.31	20 x 30

Il posizionatore rettangolare può essere **utilizzato come supporto per collo, capo e per gli arti inferiori e superiori, su pazienti posizionati in decubito laterale.** Aiuta a correggere una postura errata, alleggerendo le zone di pressione e riducendo il rischio di formazione di piaghe da decubito.

Fodera Cucita
100% Poliuretano
• Impermeabile
• Traspirante
• Bielastica
• Ignifuga
• Antibatterica



Interno
Espanso Granulato

POSIZIONATORE CIRCOLARE MEMOFORM

REF	Ø (cm)
03.05.32	47

Il posizionatore circolare **può essere utilizzato come supporto per il collo e il capo.** Riduce la pressione nelle zone sensibili, come talloni, ginocchia e caviglie, prevenendo la formazione di piaghe da decubito.

Fodera Cucita
100% Poliuretano
• Impermeabile
• Traspirante
• Bielastica
• Ignifuga
• Antibatterica



Interno
Espanso Granulato

POSIZIONATORE A CUNEO PICCOLO MEMOFORM

REF	Misure (cm)
03.05.33	30 x 15 x 20

Il posizionatore a cuneo può essere utilizzato come **supporto per il tronco**, ad esempio quando il paziente si trova in decubito laterale. Aiuta a correggere una postura errata, alleggerendo le zone di pressione e riducendo il rischio di formazione di piaghe da decubito.

Fodera Cucita
100% Poliuretano
• Impermeabile
• Traspirante
• Bielastica
• Ignifuga
• Antibatterica



Interno
Espanso Granulato



POSIZIONATORE AD ANELLO MOOBA




REF	Ø (cm)
03.05.OBA1	20
03.05.OBA2	16

Il posizionatore ad anello può essere **utilizzato come supporto per collo e capo.**



POSIZIONATORE TRAPEZOIDALE MOOBA




REF	Misure (cm)
03.05.OBA3	30 x 25 x 10/5
03.05.OBA5	40 x 25 x 10/5
03.05.OBA6	40 x 25 x 6/2.5

Il posizionatore trapezoidale ha diversi scopi. Può essere **utilizzato come cuscino antireflusso, oppure da pazienti asmatici** o donne in gravidanza, che possono utilizzarlo in posizione eretta per sostenere le zone interessate, come testa, schiena, gambe e ginocchia.



POSIZIONATORE TRIANGOLARE MOOBA



REF	Misure (cm)
03.05.OBA4	30 x 20 x 10
03.05.OBA7	40 x 25 x 18


Il posizionatore triangolare può essere **utilizzato come supporto per gli arti inferiori e per la schiena**, ed è perfetto per favorire il posizionamento laterale del corpo, impedendo qualsiasi tipo di rotolamento. Viene utilizzato nei periodi post-operatori, nell'assistenza medica domiciliare e in fisioterapia.



POSIZIONATORE CILINDRICO MOOBA

REF	Misure (cm)
03.05.OBA8	40 x 15
03.05.OBA9	60 x 15


Il posizionatore cilindrico viene **utilizzato come supporto durante il posizionamento**.
Le aree in cui può essere impiegato sono: testa, collo, schiena, gambe, talloni e ascelle.



APPOGGIABRACCIO MOOBA

REF	Misure (cm)
03.05.OBA10	48 x 14 x 13


L'appoggiabraccio può essere **utilizzato come supporto da letto per l'avambraccio, il polso e la mano**. La sua conformazione anatomica previene la formazione di edemi e consente di mantenere una posizione corretta.



DIVARICATORE PER GAMBE MOOBA


REF	Misure (cm)
03.05.OBA11G	20 x 16 x 15/14
03.05.OBA11P	13 x 9 x 15/7.5

Il divaricatore viene **utilizzato per garantire una confortevole apertura degli arti inferiori**. È stato studiato appositamente per proteggere le articolazioni del ginocchio e delle anche quando si è sdraiati su un fianco o in posizione supina.






TALLONIERA BIPORTANZA ANTI EQUINA MOOBA



Interno
Espanso di Poliuretano



Rivestimento
Film di Poliuretano Verniciato
· Impermeabile




REF	Misure (cm)
03.05.OBA12	46 x 23 x 20

La talloniera è **utilizzata come supporto per polpaccio, caviglia e piede**. La sua sagoma rigida, che ricalca la forma della gamba, offre un supporto ottimale all'arto inferiore.


Impiegata in ortopedia e traumatologia per il contenimento e l'immobilizzazione dell'arto dopo una frattura o un intervento, consente inoltre di eseguire i primi movimenti rieducativi.



POSIZIONATORE TRIANGOLARE 30° MOOBA



Interno
Espanso di Poliuretano



Rivestimento
Film di Poliuretano Verniciato
· Impermeabile




REF	Misure (cm)
03.05.OBA14	55 x 25 x 18
03.05.OBA16	70 x 25 x 18


Il posizionatore triangolare è **utilizzato come supporto per il tronco**. La sua forma garantisce un supporto ottimale quando il paziente si trova in decubito laterale.



APPOGGIATESTA MOOBA



Interno
Espanso di Poliuretano



Rivestimento
Film di Poliuretano Verniciato
· Impermeabile



REF	Misure (cm)
03.05.OBA15	25 x 25 x 9,5

L'appoggiatesta è utilizzato come **supporto per collo e capo**.



POSIZIONATORE A FERRO DI CAVALLO POLYMOOVE

REF	Misure (cm)
03.05.POL20	90 x 18


Il posizionatore a ferro di cavallo è **utilizzato come supporto per capo, collo e nuca**. La forma ergonomica garantisce un posizionamento ottimale del paziente nel letto e nella poltrona.



POSIZIONATORE RETTANGOLARE POLYMOOVE

REF	Misure (cm)
03.05.POL10	15 X 40

Questo posizionatore può essere **utilizzato come guanciaie, come sostegno nel posizionamento laterale del paziente e come stabilizzatore per braccio e avambraccio, nonché come supporto per gambe e ginocchia**. Le svariate forme possono essere combinate tra loro per un'efficace profilassi antidecubito. È consigliato l'uso dei posizionatori con lastra in Evopore per le pratiche di chinesioterapia.



POSIZIONATORE A LASTRA QUADRATA IN EVOPORE

REF	Misure (cm)
03.05.RA018	50 x 50

Il posizionatore quadrato può essere **utilizzato come cuscino, come supporto per il tronco e come supporto per le estremità superiori e inferiori**. È consigliato l'uso della lastra in Evopore con i posizionatori per le pratiche di chinesioterapia.





POSIZIONATORE RETTANGOLARE POLYMOOVE



Polipropilene Granulato
il materiale di riempimento Polymoove offre un ottimale sostegno del paziente aiutandone la distribuzione del peso corporeo in posizione distesa o seduta

Fodera Interna
100% Popeline

Cerniera



REF	Misure (cm)
03.05.POL30	40 x 50
03.05.POL31	30 x 40
03.05.POL32	50 x 75
03.05.POL34	55 x 95

Fodera Esterna Rimovibile

Tessuto OBATEX
· Impermeabile
· Traspirante
· Bielastica
· Ignifuga
· Antibatterica



Utilizzabile come guanciale, come sostegno nel posizionamento laterale e come stabilizzatore per braccio e avambraccio, nonché come supporto per gambe e ginocchia. Le forme possono essere combinate tra loro per la profilassi antidecubito. È consigliato l'uso dei posizionatori con lastra in Evopore per le pratiche di chinesiologia.



POSIZIONATORE CILINDRICO POLYMOOVE



Polipropilene Granulato
il materiale di riempimento Polymoove offre un ottimale sostegno del paziente aiutandone la distribuzione del peso corporeo in posizione distesa o seduta



Cerniera

Fodera Interna
100% Popeline

REF	Misure (cm)
03.05.POL40	80 x 8
03.05.POL42	100 x 18
03.05.POL45	30 x 8

Fodera Esterna Rimovibile

Tessuto OBATEX
· Impermeabile
· Traspirante
· Bielastica
· Ignifuga
· Antibatterica



Il posizionatore cilindrico può essere utilizzato come supporto per il ginocchio, come sostegno e scarico del tallone, come supporto per la nuca e per il posizionamento di braccia e gambe.



POSIZIONATORE BOOMERANG POLYMOOVE



Polipropilene Granulato
il materiale di riempimento Polymoove offre un ottimale sostegno del paziente aiutandone la distribuzione del peso corporeo in posizione distesa o seduta




Cerniera

Fodera Interna
100% Popeline

REF	Misure (cm)
03.05.POL50	190 x 36

Fodera Esterna Rimovibile

Tessuto OBATEX
· Impermeabile
· Traspirante
· Bielastica
· Ignifuga
· Antibatterica



Il posizionatore a boomerang può essere utilizzato come cuscino per l'allattamento, come sostegno nella movimentazione del paziente in posizione laterale e seduta, e come supporto per sedia a rotelle.



POSIZIONATORE DORSALE LINEARE POLYMOOVE

REF	Misure (cm)
03.05.POL90	190 x 36
03.05.POL91	220 x 36

Il posizionatore dorsale può essere utilizzato come cuscino per l'allattamento, come sostegno per braccia, ginocchia e polpacci, nella movimentazione del paziente in posizione laterale e seduta, e come supporto per sedia a rotelle. È consigliato l'uso dei posizionatori con lastra in Evopore per le pratiche di chinesioterapia.



Fodera Esterna Rimovibile

Tessuto OBATEX

- Impermeabile
- Traspirante
- Bielastica
- Ignifuga
- Antibatterica



Polipropilene Granulato

il materiale di riempimento Polymoove offre un ottimale sostegno del paziente aiutandone la distribuzione del peso corporeo in posizione distesa o seduta



Fodera Interna
100% Popeline

Cerniera

POSIZIONATORE DORSALE RICURVO POLYMOOVE

REF	Misure (cm)
03.05.POL95	180 x 36

Il posizionatore dorsale può essere utilizzato come cuscino per l'allattamento, come sostegno per braccia, ginocchia e polpacci, nella movimentazione del paziente in posizione laterale e seduta, e come supporto per sedia a rotelle. È consigliato l'uso dei posizionatori con lastra in Evopore per le pratiche di chinesioterapia.



Fodera Esterna Rimovibile

Tessuto OBATEX

- Impermeabile
- Traspirante
- Bielastica
- Ignifuga
- Antibatterica



Polipropilene Granulato

il materiale di riempimento Polymoove offre un ottimale sostegno del paziente aiutandone la distribuzione del peso corporeo in posizione distesa o seduta



Fodera Interna
100% Popeline

Cerniera

PROTEZIONE PER TALLONE CON CUNEO POLYMMOVE

REF	Misure (cm)
03.05.POL93	33 x 8/4

Il posizionatore per tallone è utilizzato come supporto per polpaccio, caviglia, tallone e piede. La forma anatomica è studiata per evitare la compressione del tallone.



Fodera Esterna Rimovibile

Tessuto OBATEX

- Impermeabile
- Traspirante
- Bielastica
- Ignifuga
- Antibatterica



Polipropilene Granulato

il materiale di riempimento Polymoove offre un ottimale sostegno del paziente aiutandone la distribuzione del peso corporeo in posizione distesa o seduta



Fodera Interna
100% Popeline

Spugna OBA
previene l'arrossamento della cute



GUANCIALE AZ IGNIFUGO



TRASPIRANTE



IGNIFUGO

REF	Misure (cm)
05.12.H6993	75 x 45


Imbottitura Interna

- Fibra di Poliestere, Ignifuga
- Non si restringe
- Facile ripresa della forma originale anche dopo un prolungato utilizzo



Rivestimento Esterno

- Trevira
- Ignifugo
- Traspirante
- Resistente all'usura e all'abrasione
- Ottima performance al pilling



BASSO COEFFICIENTE
DI ASSORBIMENTO DEI
LIQUIDI
che lo rende resistente
all'acqua e allo sporco.

GUANCIALE MICROVENT SOFT



TRASPIRANTE



IGNIFUGO

REF	Misure (cm)
05.12.8ST01	75 x 45

Imbottitura Interna

- Fibra di Poliestere, Ignifuga
- Non si restringe
- Facile ripresa della forma originale anche dopo un prolungato utilizzo




Rivestimento Esterno

- Trevira
- Ignifugo
- Traspirante
- Resistente all'usura e all'abrasione
- Ottima performance al pilling
- Idrorepellente

Microfori

permettono un'aerazione
interna riducendo l'accumulo
di calore e umidità



STAPH-CHECK
MICROVENT SOFT

Microfori sulla superficie per
garantire un'ottima areazione
della pelle.

EOLO


REF	Fori	Misure (cm)
05.12.E01	No	75 x 45 x 11
05.12.E01F	Sì	75 x 45 x 11

I guanciali EOLO realizzati in **espanso di poliuretano**, sono progettati per offrire un supporto ergonomico durante il sonno, adattandosi alla forma della testa e del collo. Questi guanciali sono particolarmente indicati per persone che soffrono di **dolori cervicali** o che cercano una soluzione più leggera rispetto ai tradizionali guanciali in piuma o in memory foam.



Espanso di Poliuretano
con densità 21 Kg/m³

Struttura a 'Cellule Aperte'
permettono un'aerazione interna
riducendo l'accumulo di calore e
umidità



Espanso di Poliuretano
con densità 21 Kg/m³

Fori Antisoffoco
permettono un'ossigenazione migliore
della cute ed evitano il soffocamento

Struttura a 'Cellule Aperte'
permettono un'aerazione interna
riducendo l'accumulo di calore e
umidità

TRASPIRANTE

DISPONIBILE SU MISURA

IGNIFUGO

ATOSSICO

CFC FREE

EOLO VISCO

REF	Fori	Misure (cm)
05.12.V01	No	75 x 45 x 11
05.12.V01F	Sì	75 x 45 x 11


I Guanciali EOLO VISCO realizzati in **espanso viscoelastico**, sono progettati principalmente per offrire un sostegno ergonomico durante il sonno. Grazie alla loro capacità di adattarsi alla forma della testa e del collo, distribuiscono uniformemente il peso e **riducono i punti di pressione**. Questo aiuta a migliorare la qualità del sonno e a prevenire dolori cervicali.



Espanso di Poliuretano
con densità 50 Kg/m³



Effetto Lenta Memoria
Schiuma Viscoelastica Anatomica e
Termosensibile con effetto conformante ed
avvolgente; con ottime caratteristiche di
assorbimento degli urti



Espanso di Poliuretano
con densità 50 Kg/m³

Fori Antisoffoco
permettono un'ossigenazione migliore
della cute ed evitano il soffocamento



Effetto Lenta Memoria
Schiuma Viscoelastica Anatomica e
Termosensibile con effetto conformante ed
avvolgente; con ottime caratteristiche di
assorbimento degli urti

TRASPIRANTE

DISPONIBILE SU MISURA


IGNIFUGO

ATOSSICO


CFC FREE



FODERA IN POLIURETANO



REF	Misure (cm)
05.91.1908014	190 x 80 x 14
05.91.1958514	195 x 85 x 14
05.91.19512014	195 x 120 x 14




PATELLA ANTI-LIQUIDO
Evita l'infiltrazione dei liquidi.



DISPONIBILE SU MISURA

FODERA IN POLIESTERE




REF	Misure (cm)
05.94.1908014	190 x 80 x 14
05.94.1958514	195 x 85 x 14
05.94.19512014	195 x 120 x 14



DISPONIBILE SU MISURA

FODERA IN COTONE

REF	Misure (cm)
05.95.1908014	190 x 80 x 14
05.95.1958514	195 x 85 x 14
05.95.19512014	195 x 120 x 14



100% Cotone
· Traspirante



CERNIERA SU TRE LATI
Facilita la vestizione del materasso.



DISPONIBILE SU MISURA



COPRIMATERASSO IN POLIURETANO CON ELASTICO

REF	Misure (cm)
05.91.E2009024	200 x 90 x 24


Il Coprimaterasso è realizzato in poliuretano, poliestere, traspirante e bielastico. E' un prodotto **ignifugo, anallergico, antiacaro, elasticizzato, indeformabile ed antimuffa**.

Tutte queste caratteristiche lo rendono un articolo indispensabile per garantire un sonno ottimale. Lavabile con detergenti neutri a 95°.



100% Poliuretano

- Impermeabile
- Traspirante
- Bielastico
- Ignifugo
- Antibatterico





LENZUOLINO TRASPIRANTE

Il Lenzuolino Traspirante in poliuretano garantisce un alto grado di comfort e, allo stesso tempo, protegge la biancheria del letto. Ciò è reso possibile grazie al **materiale sottilissimo che contiene milioni di pori per centimetro quadrato che garantiscono un'ottima circolazione dell'aria**. Disponibile in:

- Confezione singola (Dimensione lenzuolino: 1 x 1.70 m).
- Rotolo (Dimensione rotolo: 1 x 100 m).

Omologato dal Ministero degli Interni Ignifugo classe 1IM.

REF	Misure (cm)	Confezione
05.09.H7610	100 x 170	Pezzo
05.09.H7610.100	100 x 1000	Rotolo



POLIURETANO

Materiale impermeabile, traspirante, ignifugo, bielastico e sanized.

TRAVERSA ASSORBENTE PER LETTO

La Traversa Assorbente per Letto è composta da **strati di materiale assorbente che proteggono il materasso dai liquidi** in pazienti senza mobilità o con incontinenza medio-alta, durante i cambi di vestiti, medicazioni. Prodotto ad alto assorbimento realizzato con supporto in poli-estere e PVC. Riutilizzabili (circa 300 lavaggi).

REF	Misure (cm)	Strati
01.12.AD249	80 x 90	4
01.12.AD250	80 x 90	5



Ali Lateral

Alto Assorbimento
supporto in Poliestere e PVC



TESSUTO TRAPUNTATO

Per una miglior assorbenza ed evita l'ammassamento della fibra.

TELO DI COPERTURA PER CARROZZINA

Il Telo di Copertura per Carrozzina è progettato per proteggere la seduta per pazienti senza mobilità o con incontinenza medio-alta. **Offre comfort al paziente grazie al suo assorbimento**. Riutilizzabile (circa 300 lavaggi).

REF	Misure (cm)
01.12.AD251	45 x 50



Alto Assorbimento
5 strati
in Poliestere e PVC

Lacci di Fissaggio
alla Seduta



TESSUTO TRAPUNTATO

Per una miglior assorbenza ed evita l'ammassamento della fibra.

FEDERA IN POLIURETANO

REF	Misure (cm)
05.91.8050	80 x 50


La federa, in abbinamento al guanciale, **contribuisce alla prevenzione delle piaghe da decubito, garantendo igiene, protezione e comfort** per soggetti costretti a mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo.



FEDERA IN POLIESTERE

REF	Misure (cm)
05.94.8050	80 x 50

La federa, in abbinamento al guanciale, **contribuisce alla prevenzione delle piaghe da decubito, garantendo igiene, protezione e comfort** per soggetti costretti a mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo.





135 Kg

TELECOMANDO A 10 TASTI

3 MOTORI

REF
01.10.LT11

ISO


DM332/99: 18.12.10.003 / 12.30.09.103 / 18.12.12.103 / 24.36.06.103

DPCM 12.01.2017:18.12.10.009

Disponibile in
VERSIONE BARIATRICA
(vedi pag. 218)



Lunghezza Totale (cm)	Lunghezza Interna (cm)	Larghezza Totale (cm)	Larghezza Interna (cm)	Altezza (cm)	Dimensioni Ruote (cm)	Peso Netto (Kg)
216	194	102	90	39/79	10 (4")	102



TRENDELENBURG fino a 11°



ANTI-TRENDELENBURG fino a 11°



SOLLEVAMENTO BUSTO fino a 70°



INCLINAZIONE DELLE GAMBE fino a 34°



REGOLAZIONE ALTEZZA PIEDI fino a 22°



REGOLAZIONE ALTEZZA



Altezza minima 39 cm



Altezza massima 79 cm




Anti-Trendelemburg fino a 11°



Trendelemburg fino a 11°

ACCESSORI ESTENSIONE RETE FINO A 220 CM



REF

01.10.LTE01

SINGOLA SPONDA LATERALE IN LEGNO ROVERE CON ESTENSIONE FINO A 220 CM



REF

01.10.LT102-220



135 Kg

TELECOMANDO A 10 TASTI


3 MOTORI

REF
01.10.LT12


ISO

DM332/99: 18.12.10.003 / 12.30.09.103 / 18.12.12.103 / 24.36.06.103

DPCM 12.01.2017:18.12.10.009



Lunghezza Totale (cm)	Lunghezza Interna (cm)	Larghezza Totale (cm)	Larghezza Interna (cm)	Altezza (cm)	Dimensioni Ruote (cm)	Peso Netto (Kg)
216	194	102	90	39/79	10 (4")	102



TRENDELENBURG fino a 11°



ANTI-TRENDELENBURG fino a 11°



SOLLEVAMENTO BUSTO fino a 70°



INCLINAZIONE DELLE GAMBE fino a 34°



REGOLAZIONE ALTEZZA PIEDI fino a 22°



REGOLAZIONE ALTEZZA



Altezza minima 39 cm



Altezza massima 79 cm



Anti-Trendelemburg fino a 11°



Trendelemburg fino a 11°





LONG TERM 1002B



200 Kg



SOLLEVAMENTO BUSTO fino a 85°



INCLINAZIONE DELLE GAMBE



REGOLAZIONE ALTEZZA PIEDI ELETTRICA



ALTEZZA REGOLABILE



TELECOMANDO A 8 TASTI



3 MOTORI

REF

01.10.EURO1002B

ISO

DM332/99: 18.12.10.003 / 12.30.09.103 /
18.12.12.103 / 24.36.06.103

DPCM 12.01.2017: 18.12.10.009



Lunghezza Totale (cm)	Lunghezza Interna (cm)	Larghezza Totale (cm)	Larghezza Interna (cm)	Altezza (cm)	Dimensioni Ruote (cm)	Peso Netto (Kg)
						
211	204	102	90	28/82	10 (4")	64

LONG TERM 1802B

REF
01.10.EURO1802B

ISO	DM332/99: 18.12.10.003 / 12.30.09.103 / 18.12.12.103 / 24.36.06.103 DPCM 12.01.2017: 18.12.10.009
-----	--

200 Kg




SOLLEVAMENTO BUSTO fino a 85°

INCLINAZIONE DELLE GAMBE 

REGOLAZIONE ALTEZZA PIEDI ELETTRICA 

ALTEZZA REGOLABILE 

TELECOMANDO A 8 TASTI 

3 MOTORI 

LETTO RIBASSATO per
gestire pazienti affetti da
ALZHEIMER



Lunghezza Totale (cm)	Lunghezza Interna (cm)	Larghezza Totale (cm)	Larghezza Interna (cm)	Altezza (cm)	Dimensioni Ruote (cm)	Peso Netto (Kg)
 211	 204	 102	 90	 25/77.5	 10 (4")	 64



LONG TERM 3002B

 200 Kg

 SOLLEVAMENTO BUSTO fino a 85°

 INCLINAZIONE DELLE GAMBE

 REGOLAZIONE ALTEZZA PIEDI ELETTRICA

 ALTEZZA REGOLABILE

 TELECOMANDO A 8 TASTI

 3 MOTORI

REF

01.10.EURO3002B

ISO

DM332/99: 18.12.10.003 / 12.30.09.103 /
18.12.12.103 / 24.36.06.103

DPCM 12.01.2017: 18.12.10.009



Lunghezza Totale (cm)	Lunghezza Interna (cm)	Larghezza Totale (cm)	Larghezza Interna (cm)	Altezza (cm)	Dimensioni Ruote (cm)	Peso Netto (Kg)
 212	 205	 102	 90	 29/82	 10 (4")	 59,3

LONG TERM 3802B

REF
01.10.EURO3802B

ISO	DM332/99: 18.12.10.003 / 12.30.09.103 / 18.12.12.103 / 24.36.06.103 DPCM 12.01.2017: 18.12.10.009
-----	--

LETTO RIBASSATO per gestire pazienti affetti da ALZHEIMER

200 Kg



SOLLEVAMENTO BUSTO fino a 85°

INCLINAZIONE DELLE GAMBE



REGOLAZIONE ALTEZZA PIEDI ELETTRICA



ALTEZZA REGOLABILE



TELECOMANDO A 8 TASTI



3 MOTORI





Lunghezza Totale (cm)	Lunghezza Interna (cm)	Larghezza Totale (cm)	Larghezza Interna (cm)	Altezza (cm)	Dimensioni Ruote (cm)	Peso Netto (Kg)
						
212	205	102	90	21/76	7.5 (3")	64



POLTRONE - RELAX

CALIFORNIA



130 Kg




TELECOMANDO A 6 TASTI



2 RUOTE POSTERIORI



2 MOTORI



REF	Colore
01.11.01-TNA2M	Naturale
01.11.01-TR2M	Rosso
01.11.01-TG2M	Grigio
01.11.01-TA2M	Azzurro

Misure (cm)	
Altezza della seduta	45
Larghezza della seduta	45
Profondità della seduta	48
Larghezza totale	73
Profondità totale	71
Altezza schienale	72



Modello
Alza in Piedi



Schienale con
Sostegno Dorsale

Rivestimento Esterno
Poliestere

Braccioli
Imbottiti

Tasca
Porta Oggetti


Due Motori
*Inclinazione indipendente dello
schienale e degli alza-piedi
Il telaio si alza per raggiungere la
posizione eretta*

2 Ruote
Posteriori

Struttura
in Acciaio verniciato




NATURALE



ROSSO



GRIGIO



AZZURRO



Telecomando
con comandi retroilluminati

FLORIDA

REF	Colore
01.11.02-TNA2M	Naturale
01.11.02-TR2M	Rosso
01.11.02-TG2M	Grigio
01.11.02-TA2M	Azzurro

Misure (cm)	
Altezza della seduta	48
Larghezza della seduta	47
Profondità della seduta	52
Larghezza totale	71
Profondità totale	71
Altezza schienale	74

130 Kg 

TELECOMANDO A 6 TASTI 

2 RUOTE POSTERIORI 

2 MOTORI 



Schienale Imbottito
con Sostegno Dorsale

Rivestimento Esterno
Poliestere

Protezioni
Imbottite
di contenimento
del capo

Braccioli
Imbottiti

Tasca
Porta Oggetti

Due Motori
*Inclinazione indipendente dello
schienale e degli alza-piedi
Il telaio si alza per raggiungere la
posizione eretta*



Modello
Alza in Piedi

2 Ruote
Posteriori

Struttura
in Acciaio verniciato



Telecomando
con comandi retroilluminati




NATURALE



ROSSO



GRIGIO



AZZURRO





INNOV'SA

Dedicata al benessere degli anziani, sia in case di cura che a domicilio.

Dal 2001, con uno spirito familiare, si impegna a dedicare la massima cura nella produzione delle sue poltrone nello stabilimento situato a Troyes, nella regione francese dello Champagne. Nel 2015, grazie all'esperienza nella fabbricazione di poltrone terapeutiche, INNOV'SA ha creato una gamma aggiuntiva di poltrone reclinabili, diventando un punto di riferimento nelle soluzioni di seduta per l'assistenza domiciliare.





POLTRONE - RELAX

NOSTRESS



130 Kg



TELECOMANDO A 2 TASTI



2 RUOTE POSTERIORI



1 MOTORE



INNOV'SA

REF	Colore	Materiale	Funzionamento
01.11.Z1-VMM	Marrone	Velluto / Poliestere	Manuale
01.11.Z1-VPM	Perla	Velluto / Poliestere	Manuale
01.11.Z1-PAM	Antracite	PVC / PU	Manuale
01.11.Z1-PLM	Lampone	PVC / PU	Manuale
01.11.Z1-PPM	Pistacchio	PVC / PU	Manuale
01.11.Z1-TGCM	Grigio Chiné	Tessuto / Poliestere	Manuale
01.11.Z1-VME	Marrone	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z1-VPE	Perla	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z1-PAE	Antracite	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z1-PLE	Lampone	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z1-PPE	Pistacchio	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z1-TGCE	Grigio Chiné	Tessuto / Poliestere	Elettrico


Misure (cm)	
Altezza della seduta	48
Larghezza della seduta	54
Profondità della seduta	55
Larghezza totale	72
Altezza totale	112



Imbottitura Sfoderabile
schienale, seduta imbottiti con
Fibra Cava Siliconata

Braccioli
Reintrattili

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:



MANUALE



ELETTRICO con
telecomando a 2 tasti.



2 Ruote
Posteriori

Struttura
in Acciaio verniciato



MARRONE



PERLA



ANTRACITE



LAMPONE



PISTACCHIO



GRIGIO CHINÉ

COCOON

REF	Colore	Materiale	Funzionamento
01.11.Z2-PPE	Pistacchio	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z2-PLE	Lampone	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z2-PLIE	Liquirizia	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z2-PTE	Talpa	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z2-PCE	Cioccolato	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z2-VGE	Grigio	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z2-VME	Marrone	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z2-TGCE	Grigio Chiné	Tessuto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z2-TMCE	Marrone Chiné	Tessuto / Poliestere	Elettrico

Misure (cm)	
Altezza della seduta	52
Larghezza della seduta	44 - 50
Profondità della seduta	45 - 55

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

ELETTRICO con telecomando a 4 tasti.



Disponibile in VERSIONE BARIATRICA (vedi pag. 220)



Braccioli Retrattili

Due Motori
Inclinazione indipendente dello schienale e degli alza-piedi
Il telaio si alza per raggiungere la posizione eretta



PISTACCHIO



LAMPONE



LIQUIRIZIA



TALPA



CIOCCOLATO



GRIGIO



MARRONE



GRIGIO CHINÉ




MARRONE CHINÉ

160 Kg

TELECOMANDO A 4 TASTI

2 MOTORI



Modello Alza in Piedi



Imbottitura Sfoderabile
schienale, seduta imbottiti con Fibra Cava Siliconata

Struttura
in Acciaio verniciato



POLTRONE - GERIATRICHE

ESSENTIEL - ESSENTIEL e



130 Kg



TELECOMANDO A 2 TASTI



1 MOTORE



4 RUOTE




SOLO PER AMBIENTI INTERNI



REF	Colore	Materiale	Funzionamento
01.11.Z3-VMM	Marrone	Velluto / Poliestere	Manuale
01.11.Z3-PCM	Cacao	PVC / PU	Manuale
01.11.Z3-TGCM	Grigio Chiné	Tessuto / Poliestere	Manuale
01.11.Z3-VME	Marrone	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z3-PCE	Cacao	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z3-TGCE	Grigio Chiné	Tessuto / Poliestere	Elettrico

Misure (cm)	
Altezza della seduta	48
Altezza totale	132
Larghezza della seduta	38, 44, 50, 56, 65
Profondità della seduta	47, 48, 49
Larghezza totale	seduta + 26

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:



MANUALE
Basculamento del telaio / elevazione pediera.



ELETTRICO
Basculamento del telaio / elevazione pediera:
con telecomando a 2 tasti.



MARRONE



CACAO



GRIGIO CHINÉ

LIBERTY - LIBERTY e II

REF	Colore	Materiale	Funzionamento
01.11.Z4-VCM	Cioccolato	Velluto / Poliestere	Manuale
01.11.Z4-VNM	Nero	Velluto / Poliestere	Manuale
01.11.Z4-VGAM	Galena	Velluto / Poliestere	Manuale
01.11.Z4-PEM	Ebano	PVC / PU	Manuale
01.11.Z4-PCM	Cacao	PVC / PU	Manuale
01.11.Z4-PLM	Lampone	PVC / PU	Manuale
01.11.Z4-TGCM	Grigio Chiné	Tessuto / Poliestere	Manuale
01.11.Z4-TMCM	Marrone Chiné	Velluto / Poliestere	Manuale
01.11.Z4-VCE	Cioccolato	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z4-VNE	Nero	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z4-VGAE	Galena	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z4-PEE	Ebano	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z4-PCE	Cacao	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z4-PLE	Lampone	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z4-TGCE	Grigio Chiné	Tessuto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z4-TMCE	Marrone Chiné	Tessuto / Poliestere	Elettrico

Misure (cm)	
Altezza della seduta	48
Larghezza della seduta	38, 44, 50, 56, 65
Profondità della seduta	48
Larghezza totale	seduta + 25

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- MANUALE
Basculamento del telaio / elevazione pediera
- ELETTRICO
Basculamento del telaio / elevazione pediera:
con telecomando a 2 tasti.



CIOCCOLATO



NERO



GALENA



EBANO



CACAO



LAMPONE



GRIGIO CHINÉ



MARRONE CHINÉ

130 Kg

TELECOMANDO A 2 TASTI

1 MOTORE

4 RUOTE

SOLO PER AMBIENTI INTERNI



Imbottitura
schienale, seduta e
braccioli imbottiti



4 Ruote con Freno
Ø 125 mm

Supporto
per i Piedi



POLTRONE - GERIATRICHE

STARLEV II



130 Kg



TELECOMANDO A 2 TASTI



1 MOTORE



4 RUOTE



SOLO PER AMBIENTI INTERNI



Maniglia
Ergonomica
di Spinta

Modello
Alza in Piedi

4 Ruote con Freno
Ø 125 mm

Supporto
per i Piedi



CIOCCOLATO



NERO



GALENA



EBANO



CACAO



LAMPONE



GRIGIO CHINÉ



MARRONE CHINÉ

REF	Colore	Materiale	Funzionamento
01.11.Z5-VCE	Cioccolato	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z5-VNE	Nero	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z5-VGAE	Galena	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z5-PEE	Ebano	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z5-PCE	Cacao	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z5-PLE	Lampone	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z5-TGCE	Grigio Chiné	Tessuto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z5-TMCE	Marrone Chiné	Tessuto / Poliestere	Elettrico

Misure (cm)	
Altezza della seduta	48
Larghezza della seduta	38, 44, 50, 56, 65
Profondità della seduta	48
Larghezza totale	seduta + 25

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

ELETTRICO
Basculamento del telaio / elevazione pediera:
con telecomando a 2 tasti.



Imbottitura
schienale, seduta e
braccioli imbottiti

Rivestimento Esterno
Sfoderabile

Telaio Basculante
inclinabile fino a 30°

EVASION - EVASION e

REF	Colore	Materiale	Funzionamento
01.11.Z6-VCM	Cioccolato	Velluto / Poliestere	Manuale
01.11.Z6-VNM	Nero	Velluto / Poliestere	Manuale
01.11.Z6-VGAM	Galena	Velluto / Poliestere	Manuale
01.11.Z6-PEM	Ebano	PVC / PU	Manuale
01.11.Z6-PCM	Cacao	PVC / PU	Manuale
01.11.Z6-PLM	Lampone	PVC / PU	Manuale
01.11.Z6-TGCM	Grigio Chiné	Tessuto / Poliestere	Manuale
01.11.Z6-TMCM	Marrone Chiné	Tessuto / Poliestere	Manuale
01.11.Z6-VCE	Cioccolato	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z6-VNE	Nero	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z6-VGAE	Galena	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z6-PEE	Ebano	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z6-PCE	Cacao	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z6-PLE	Lampone	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z6-TGCE	Grigio Chiné	Tessuto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z6-TMCE	Marrone Chiné	Tessuto / Poliestere	Elettrico

130 Kg

TELECOMANDO A 2 TASTI

1 MOTORE

4 RUOTE

PER AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI



Misure (cm)	
Altezza della seduta	52
Larghezza della seduta	38, 44, 50, 56, 65
Profondità della seduta	48
Larghezza totale	seduta + 25

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- MANUALE
Basculamento del telaio / elevazione pediera.
- ELETTRICO
Basculamento del telaio / elevazione pediera:
con telecomando a 2 tasti.



CIOCCOLATO



NERO



GALENA




EBANO



CACAO



LAMPONE



GRIGIO CHINÉ



MARRONE CHINÉ



CINTURA DI FISSAGGIO PELVICO ADDOMINALE IMPERMEABILE

La Cintura di Fissaggio Pelvico Addominale imbottita e impermeabile offre un **comodo fissaggio del paziente alla carrozzina fornendo un'adeguata stabilità del tronco**. Previene lo slittamento frontale e verticalizzazione del paziente. Facile da sanificare e lavabile in lavatrice.

REF	Taglia
01.12.CZ04	Universale

 CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

 IMBOTTITO

 IMPERMEABILE

Tessuto

Poliuretano
• Impermeabile
• Traspirante



Design Ergonomico

con imbottitura che evita le forze di taglio



FISSAGGIO ALLA CARROZZINA RAPIDO E VELOCE tramite la chiusura con fibbie di scorrimento.



CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA con tasto monolaterale di sicurezza.

CINTURA DI FISSAGGIO ADDOMINALE IMPERMEABILE

La Cintura di Fissaggio Addominale imbottita e impermeabile offre un **comodo fissaggio del paziente alla carrozzina fornendo un'adeguata stabilità del tronco**. Previene lo slittamento frontale/laterale e verticalizzazione del paziente. Facile da sanificare e lavabile in lavatrice.

REF	Taglia
01.12.CZ01	Universale

 CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

 IMBOTTITO

 IMPERMEABILE

Tessuto

Poliuretano
• Impermeabile
• Traspirante



Design Ergonomico

con imbottitura che evita le forze di taglio



CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA con tasto monolaterale di sicurezza.

CINTURA DI FISSAGGIO PERINEALE IMPERMEABILE

REF	Taglia
01.12.CZ03	Universale

La Cintura di Fissaggio Perineale imbottita e impermeabile consente di mantenere l'area pelvica sulla sedia in posizione corretta prevenendo così scivolamenti e dislocazioni. Previene lo slittamento frontale/laterale e verticalizzazione del paziente. Facile da sanificare e lavabile in lavatrice.

CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA 

IMBOTTITO 

IMPERMEABILE 

Tessuto

Poliuretano
• Impermeabile
• Traspirante



Design Ergonomico
con imbottitura che evita le forze di taglio



CHIUSURA CON CLIPS
IN PLASTICA
con tasto monolaterale di
sicurezza.



CINTURA DI FISSAGGIO PETTORALE IMPERMEABILE

REF	Taglia
01.12.CZ02	Universale

La Cintura di Fissaggio Pettorale imbottita e impermeabile è specifica per il controllo posturale della parte alta del tronco e delle spalle. Oltre alla stabilizzazione, consente una buona respirazione, corregge la posizione del capo e mantiene la funzionalità generale. Previene lo slittamento frontale/laterale e verticalizzazione del paziente. Facile da sanificare e lavabile in lavatrice.

CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA 

IMBOTTITO 

IMPERMEABILE 

Tessuto

Poliuretano
• Impermeabile
• Traspirante



Design Ergonomico
con imbottitura che evita le
forze di taglio



CHIUSURA CON CLIPS
IN PLASTICA
con tasto monolaterale di
sicurezza.





CINTURA DI FISSAGGIO PELVICO ADDOMINALE

La Cintura di Fissaggio Pelvico Addominale ADIGGY imbottita e traspirante offre un **comodo fissaggio del paziente alla carrozzina fornendo un'adeguata stabilità del tronco**. Previene lo slittamento frontale e verticalizzazione del paziente.

 CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

 IMBOTTITO

Tessuto
Poliestere Traspirante



Design Ergonomico
con imbottitura che evita le forze di taglio



Montaggio

CINTURA DI FISSAGGIO ADDOMINALE

La Cintura di Fissaggio Addominale ADIGGY imbottita e traspirante offre un **comodo fissaggio del paziente alla carrozzina fornendo un'adeguata stabilità del tronco**. Previene lo slittamento frontale/laterale e verticalizzazione del paziente.

 CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

 CHIUSURA MAGNETICA

 IMBOTTITO

Tessuto
Poliestere Traspirante



Design Ergonomico
con imbottitura che evita le forze di taglio



REF	Chiusura	Taglia	Imbottitura (cm)
01.12.AD11-S	Clips in Plastica	S	12.5 x 40
01.12.AD11-M	Clips in Plastica	M	16.5 x 56
01.12.AD11E	Clips in Plastica	M	12.5 x 56 (stretta)
01.12.AD11M-S	Chiusura Magnetica	S	12.5 x 40
01.12.AD11M-M	Chiusura Magnetica	M	16.5 x 56

Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione



Montaggio



Montaggio



Versione con
CHIUSURA CON CLIPS
IN PLASTICA



Versione con
CHIUSURA
MAGNETICA

CINTURA DI FISSAGGIO PERINEALE

REF	Chiusura	Taglia	Imbottitura (cm)
01.12.AD12-S	Clips in Plastica	S	12.5 x 40
01.12.AD12-M	Clips in Plastica	M	16.5 x 56
01.12.AD12M-S	Chiusura Magnetica	S	12.5 x 40
01.12.AD12M-M	Chiusura Magnetica	M	16.5 x 56
Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione			



La Cintura di Fissaggio Perineale ADIGGY imbottita e traspirante **consente di mantenere l'area pelvica sulla sedia in posizione corretta prevenendo così scivolamenti e dislocazioni.** Previene lo slittamento frontale/laterale e verticalizzazione del paziente.

CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

CHIUSURA MAGNETICA

IMBOTTITO

Tessuto
Poliestere Traspirante



Design Ergonomico
con imbottitura che evita le
forze di taglio

CINTURA DI FISSAGGIO PETTORALE

REF	Chiusura	Taglia	Imbottitura (cm)
01.12.AD3322-M	Clips in Plastica	M	55 x 16 x 1
01.12.AD3322-L	Clips in Plastica	L	75 x 18 x 1



CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

IMBOTTITO

Tessuto
Poliestere Traspirante



Design Ergonomico
con imbottitura che evita le
forze di taglio

Accessorio
Fissaggio Pelvico
(vedi pag. 116)





CINTURA DI FISSAGGIO PER IL TRONCO

La Cintura di Fissaggio per il tronco ADIGGY imbottita e traspirante è **specificata per il controllo posturale del tronco**. Oltre alla stabilizzazione, consente una buona respirazione, corregge la posizione del capo e mantiene la funzionalità generale.

 CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

 CHIUSURA MAGNETICA

 IMBOTTITO

Tessuto
Poliestere Traspirante

Design Ergonomico
con imbottitura che evita le forze di taglio



REF	Chiusura	Taglia	Imbottitura (cm)
01.12.AD13-S	Clips in Plastica	S	12.5 x 40
01.12.AD13-M	Clips in Plastica	M	16.5 x 56
01.12.AD13M-S	Chiusura Magnetica	S	12.5 x 40
01.12.AD13M-M	Chiusura Magnetica	M	16.5 x 56

Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione



Montaggio



Montaggio



Versione con
CHIUSURA CON CLIPS
IN PLASTICA



Versione con
CHIUSURA
MAGNETICA

CINTURA DI FISSAGGIO TRONCO-PERINEALE

La Cintura di Fissaggio Tronco-Perineale ADIGGY imbottita e traspirante è **specificata per il controllo posturale del tronco e consente di mantenere l'area pelvica sulla sedia in posizione corretta prevenendo così scivolamenti e dislocazioni**. Oltre alla stabilizzazione, consente una buona respirazione, corregge la posizione del capo e mantiene la funzionalità generale.

 CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

 CHIUSURA MAGNETICA

 IMBOTTITO

Tessuto
Poliestere Traspirante

Design Ergonomico
con imbottitura che evita le forze di taglio



REF	Chiusura	Taglia	Imbottitura (cm)
01.12.AD14-S	Clips in Plastica	S	12.5 x 40
01.12.AD14-M	Clips in Plastica	M	16.5 x 56
01.12.AD14M-S	Chiusura Magnetica	S	12.5 x 40
01.12.AD14M-M	Chiusura Magnetica	M	16.5 x 56

Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione



Montaggio



Montaggio



Versione con
CHIUSURA CON CLIPS
IN PLASTICA



Versione con
CHIUSURA
MAGNETICA

CINTURA TRANSFER

REF	Chiusura	Taglia	Imbottitura (cm)
01.12.AD16-M	Clips in Plastica	M	115 x 16 cm
01.12.AD16-L	Clips in Plastica	L	144 x 16 cm

La Cintura Transfer ADIGGY imbottita e traspirante offre un **comodo fissaggio del paziente alla carrozzina** fornendo un'adeguata stabilità del tronco. Previene lo slittamento frontale/laterale e verticalizzazione del paziente. Inoltre è dotata di 4 maniglie per assistere l'operatore nei compiti di mobilizzazione dei pazienti.



Montaggio

CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

IMBOTTITO

4 Maniglie
per facilitare le operazioni di mobilizzazione

Tessuto
Poliestere Traspirante

Design Ergonomico
con imbottitura che evita le forze di taglio

CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

GILET DI FISSAGGIO TRASPIRANTE A 4 PUNTI

REF	Chiusura	Taglia
01.12.AD15-M	Clips in Plastica	M
01.12.AD15-L	Clips in Plastica	L

Il Gilet di Fissaggio Traspirante ADIGGY grazie al suo tessuto a maglia larga, **offre un'ottima ossigenazione della pelle al paziente ed è particolarmente indicato per l'utilizzo in ambienti caldi e molto umidi**. Grazie al suo peso ultra leggero, risulta essere un sistema eccellente per quei pazienti che soffrono di claustrofobia. Oltre alla stabilizzazione, previene destabilizzazioni antero-laterali grazie alla parte dorsale che permette una corretta postura.



Montaggio

CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

Tessuto
Poliamide Traspirante

Bordi imbottiti
proteggono il paziente dalle forze di taglio

Design Ultra Leggero e Altamente Traspirante

Tasca Porta Oggetti

CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA



GILET DI FISSAGGIO IMBOTTITO A 4 PUNTI

Il Gilet di Fissaggio Imbottito ADIGGY grazie al suo design ergonomico, **dona comfort al paziente conformandosi alle linee corporee**. Oltre alla stabilizzazione, previene destabilizzazioni antero-laterali grazie alla parte dorsale che permette una corretta postura.

 CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

 CHIUSURA MAGNETICA

 IMBOTTITO

Design Confortevole
che segue le linee corporee

Tasca Porta Oggetti

Bordi Imbottiti
proteggono il paziente
dalle forze di taglio

Tessuto
Poliestere Morbido Traspirante



REF	Chiusura	Taglia
01.12.AD18-S	Clips in Plastica	S
01.12.AD18-M	Clips in Plastica	M
01.12.AD18M-S	Chiusura Magnetica	S
01.12.AD18M-M	Chiusura Magnetica	M

Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione



Versione con
CHIUSURA CON CLIPS
IN PLASTICA



Versione con
CHIUSURA
MAGNETICA

GILET DI FISSAGGIO PERINEALE IMBOTTITO A 5 PUNTI

Il Gilet di Fissaggio Imbottito ADIGGY grazie al suo design ergonomico, **dona comfort al paziente conformandosi alle linee corporee**. Previene destabilizzazioni antero-laterali grazie alla parte dorsale e permette al paziente una corretta postura mantenendo l'area pelvica sulla sedia e prevenendo scivolamenti e dislocazioni.

 CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

 CHIUSURA MAGNETICA

 IMBOTTITO

Design Confortevole
che segue le linee corporee

Tasca Porta Oggetti

Bordi Imbottiti
proteggono il paziente
dalle forze di taglio

Tessuto
Poliestere Morbido Traspirante



REF	Chiusura	Taglia
01.12.AD17-S	Clips in Plastica	S
01.12.AD17-M	Clips in Plastica	M
01.12.AD17M-S	Chiusura Magnetica	S
01.12.AD17M-M	Chiusura Magnetica	M

Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione



Versione con
CHIUSURA CON CLIPS
IN PLASTICA



Versione con
CHIUSURA
MAGNETICA

CINTURA DI FISSAGGIO ADDOMINALE A CHIUSURA RAPIDA

REF	Chiusura	Taglia
01.12.AD50M-M	Chiusura Magnetica	M
01.12.AD50M-L	Chiusura Magnetica	L
01.12.AD52-M	Velcro	M
01.12.AD52-L	Velcro	L
Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione		

La Cintura di Fissaggio Addominale ADIGGY offre un **comodo fissaggio del paziente alla carrozzina fornendo un'adeguata stabilità del tronco**. Previene lo slittamento frontale/laterale e verticalizzazione del paziente. Grazie al suo design, una volta agganciata tramite la chiusura con clips in plastica alla carrozzina/comoda/seduta, il paziente può essere posizionato e fissato in pochi secondi grazie alla chiusura rapida frontale. Allo stesso tempo, basterà sganciare il paziente e la cintura rimarrà agganciata alla carrozzina nella stessa e identica posizione iniziale, senza doverla togliere.



CHIUSURA POSTERIORE
CON CLIPS IN PLASTICA

CHIUSURA POSTERIORE CON CLIPS IN PLASTICA

CHIUSURA ANTERIORE MAGNETICA

CHIUSURA ANTERIORE IN VELCRO



CINTURA DI FISSAGGIO AL LETTO IMBOTTITA DOPPIO MOVIMENTO

La Cintura di Fissaggio al Letto ADIGGY **garantisce la sicurezza e il comfort del paziente durante il riposo a letto**. Grazie alla sua imbottitura interna, offre un comodo fissaggio del paziente evitando le forze di taglio. Questo sistema di contenimento è ideale per pazienti che necessitano di un supporto comodo e non troppo rigido. Grazie al suo design, una volta agganciata tramite la chiusura con clips in plastica al letto, il paziente può essere posizionato e fissato in pochi secondi grazie alla chiusura rapida frontale. Allo stesso tempo, basterà sganciare il paziente e la cintura rimarrà agganciata al letto nella stessa e identica posizione iniziale, senza doverla togliere.



CHIUSURA IN VELCRO



IMBOTTITO



REF	Chiusura	Taglia
01.12.AD51A-S	Velcro	S
01.12.AD51A-M	Velcro	M
01.12.AD51A-L	Velcro	L



Montaggio



FISSAGGIO AL LETTO RAPIDO E VELOCE tramite la chiusura con fibbie di scorrimento.



POSSIBILITÀ DI MOVIMENTO facilmente regolabile sia sul lato destro che sinistro.

CINTURA DI FISSAGGIO AL LETTO DOPPIO MOVIMENTO

La Cintura di Fissaggio al Letto ADIGGY **garantisce la sicurezza e il comfort del paziente durante il riposo a letto**. Grazie al rivestimento interno in spugna di cotone idrofilo, assorbe l'umidità evitando le macerazioni cutanee. Il bordo imbottito evita le forze di taglio. Ideale per pazienti che necessitano di un supporto comodo e non troppo rigido. Grazie al suo design, una volta agganciata tramite la chiusura magnetica al letto, il paziente può essere posizionato e fissato in pochi secondi grazie alla chiusura magnetica frontale. Basterà poi sganciare il paziente e la cintura rimarrà agganciata al letto nella stessa e identica posizione iniziale, senza doverla togliere.



CHIUSURA MAGNETICA



IMBOTTITO



REF	Chiusura	Taglia
01.12.AD54M-S	Chiusura Magnetica	S
01.12.AD54M-M	Chiusura Magnetica	M
01.12.AD54M-L	Chiusura Magnetica	L

Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione



Montaggio



FISSAGGIO AL LETTO RAPIDO E VELOCE tramite la chiusura magnetica.



POSSIBILITÀ DI MOVIMENTO facilmente regolabile sia sul lato destro che sinistro.

CINTURA DI FISSAGGIO AL LETTO DOPPIO MOVIMENTO

REF	Chiusura	Taglia
01.12.AD56AM-S	Chiusura Magnetica	S
01.12.AD56AM-M	Chiusura Magnetica	M
01.12.AD56AM-L	Chiusura Magnetica	L
Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione		



Montaggio



Accessorio

Fissaggio
Anti-verticalizzazione
del Busto (vedi pag. 116)



Accessorio

Fissaggio
Anti-sfilamento delle
Spalle (vedi pag. 116)



POSSIBILITÀ DI MOVIMENTO
facilmente regolabile sia sul
lato destro che sinistro.



FISSAGGIO AL LETTO
RAPIDO E VELOCE
tramite la chiusura
magnetica.

La Cintura di Fissaggio al Letto ADIGGY **garantisce la sicurezza e il comfort del paziente durante il riposo a letto**. Grazie al rivestimento interno in cotone laminato in espanso di poliuretano, avvolge il paziente facendolo sentire accolto e non ristretto. Ideale per pazienti che necessitano di un supporto comodo ma rigido. Grazie al suo design, una volta agganciata tramite la chiusura magnetica al letto, il paziente può essere posizionato e fissato in pochi secondi grazie alla chiusura magnetica frontale. Basterà poi sganciare il paziente e la cintura rimarrà agganciata al letto nella stessa e identica posizione iniziale, senza doverla togliere.

CHIUSURA MAGNETICA



IMBOTTITO



CINTURA PELVICA DI FISSAGGIO AL LETTO DOPPIO MOVIMENTO

REF	Chiusura	Taglia
01.12.AD56PM-S	Chiusura Magnetica	S
01.12.AD56PM-M	Chiusura Magnetica	M
01.12.AD56PM-L	Chiusura Magnetica	L
Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione		



Montaggio



Accessorio

Fissaggio
Anti-verticalizzazione
del Busto (vedi pag. 116)



Accessorio

Fissaggio
Anti-sfilamento delle
Spalle (vedi pag. 116)



POSSIBILITÀ DI MOVIMENTO
facilmente regolabile sia sul
lato destro che sinistro.



FISSAGGIO AL LETTO
RAPIDO E VELOCE
tramite la chiusura
magnetica.

La Cintura di Fissaggio al Letto ADIGGY **garantisce la sicurezza e il comfort del paziente durante il riposo a letto, evitando scivolamenti verso la pediera**. Questo sistema di contenimento è ideale per pazienti che necessitano di un supporto rigido e altamente contenitivo. Grazie al suo design, una volta agganciata tramite la chiusura magnetica al letto, il paziente può essere posizionato e fissato in pochi secondi grazie alla chiusura magnetica frontale. Allo stesso tempo, basterà sganciare il paziente e la cintura rimarrà agganciata al letto nella stessa e identica posizione iniziale, senza doverla togliere.

CHIUSURA MAGNETICA





POLSIERA DI CONTENIMENTO PER LETTO

La Polsiera di Contenimento ADIGGY **consente di immobilizzare le mani del paziente**. Il comodo rivestimento imbottito soft-touch (Cotone Laminato in Memory Foam) elimina eventuali lesioni tipicamente causate da pressione o abrasione dai tradizionali sistemi di tenuta. Il rivestimento interno in velcro, impedisce lo slittamento delle parti sovrapposte.



CHIUSURA CON FIBBIA IN PLASTICA



IMBOTTITO



REF	Chiusura	Taglia
01.12.AD61	Fibbia in Plastica	Universale



Montaggio



FISSAGGIO AL LETTO
RAPIDA E VELOCE
tramite la fibbia a
scorrimento in plastica.



DOPPIA CHIUSURA
con velcro e fibbia a
scorrimento in plastica.

COPPIA DI POLSIERE DI CONTENIMENTO PER LETTO

La Coppia di Polsiere di Contenimento ADIGGY **consente di immobilizzare le mani del paziente**. Il comodo rivestimento imbottito soft-touch (Cotone Laminato in Memory Foam) elimina eventuali lesioni tipicamente causate da pressione o abrasione dai tradizionali sistemi di tenuta. Il rivestimento interno in velcro, impedisce lo slittamento delle parti sovrapposte.



CHIUSURA MAGNETICA



IMBOTTITO



REF	Chiusura	Taglia
01.12.AD62	Chiusura Magnetica	Universale
Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione		



Montaggio



FISSAGGIO AL LETTO
RAPIDO E VELOCE
tramite la chiusura
magnetica.



DOPPIA CHIUSURA
con velcro e fissaggio
magnetico.

CAVIGLIERA DI CONTENIMENTO PER LETTO

REF	Chiusura	Taglia
01.12.AD66	Fibbia in Plastica	Universale



Montaggio

La Cavigliera di Contenimento ADIGGY **consente di immobilizzare i piedi del paziente**. Il comodo rivestimento imbottito soft-touch (Cotone Laminato in Memory Foam) elimina eventuali lesioni tipicamente causate da pressione o abrasione dai tradizionali sistemi di tenuta. Il rivestimento interno in velcro, impedisce lo slittamento delle parti sovrapposte.

CHIUSURA CON FIBBIA IN PLASTICA

IMBOTTITO

Tessuto
Polipropilene
Riciclabile e Biodegradabile



DOPPIA CHIUSURA
con velcro e fibbia a
scorrimento in plastica.



FISSAGGIO AL LETTO
RAPIDO E VELOCE
tramite la fibbia a
scorrimento in plastica.

COPPIA DI CAVIGLIERE DI CONTENIMENTO PER LETTO

REF	Chiusura	Taglia
01.12.AD67	Chiusura Magnetica	Universale
Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione		



Montaggio

La Coppia di Cavigliere di Contenimento ADIGGY **consente di immobilizzare i piedi del paziente**. Il comodo rivestimento imbottito soft-touch (Cotone Laminato in Memory Foam) elimina eventuali lesioni tipicamente causate da pressione o abrasione dai tradizionali sistemi di tenuta. Il rivestimento interno in velcro, impedisce lo slittamento delle parti sovrapposte.

CHIUSURA MAGNETICA

IMBOTTITO

Tessuto
Poliestere



DOPPIA CHIUSURA
con velcro e fissaggio
magnetico.



FISSAGGIO AL LETTO
RAPIDO E VELOCE
tramite la chiusura
magnetica.



CINTURA DI FISSAGGIO PSICHIATRICA

La **Cintura di Fissaggio ADIGGY in Poliestere con Chiusura Magnetica** è realizzata per pazienti che necessitano di immobilizzazione sugli arti superiori. Viene utilizzata sempre sotto la supervisione di personale qualificato.

REF	Chiusura	Taglia
01.12.AD55	Chiusura Magnetica	Universale
Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione		

 CHIUSURA MAGNETICA

 IMBOTTITO



Montaggio



Chiusura Magnetica
del paziente

Tessuto
Poliestere Traspirante



FISSAGGIO AL PAZIENTE
RAPIDA E VELOCE
tramite la chiusura
magnetica.




IL FISSAGGIO A LIVELLO
DELLO STERNO
evita lo sfilamento laterale
delle spalline, assicurando il
paziente.



LA COPPIA DI POLSIERE
consentono di
immobilizzare le mani del
paziente.

CINTURA DI FISSAGGIO ALLA BARELLA DOPPIO MOVIMENTO

REF	Chiusura	Taglia
01.12.AD58M-S	Chiusura Magnetica	S
01.12.AD58M-M	Chiusura Magnetica	M
01.12.AD58M-L	Chiusura Magnetica	L
Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione		



Accessorio
Fissaggio
Anti-verticalizzazione
del Busto (vedi pag. 116)



Accessorio
Fissaggio
Anti-sfilamento delle
Spalle (vedi pag. 116)



POSSIBILITÀ DI MOVIMENTO
facilmente regolabile sia sul
lato destro che sinistro.



FISSAGGIO ALLA BARELLA
RAPIDO E VELOCE
tramite la chiusura
magnetica.

La Cintura di Fissaggio alla Barella ADIGGY **garantisce la sicurezza e il comfort del paziente durante il trasferimento su barella**. Ideale per pazienti che necessitano di un supporto comodo ma rigido. Grazie al suo design, una volta agganciata tramite la chiusura magnetica alla barella, il paziente può essere posizionato e fissato in pochi secondi grazie alla chiusura magnetica frontale. Basterà poi sganciare il paziente e la cintura rimarrà agganciata alla barella nella stessa e identica posizione iniziale, senza doverla togliere.

CHIUSURA MAGNETICA 

Tessuto
Poliestere

Chiusura Magnetica
del paziente



COPPIA DI CAVIGLIERE DI CONTENIMENTO PER BARELLA

REF	Taglia
01.12.AD68	Universale
Chiave e Blocco Magnetico inclusi nella confezione	

La Coppia di Cavigliere di Contenimento ADIGGY **consente di immobilizzare i piedi del paziente**. Il comodo rivestimento imbottito soft-touch (Cotone Laminato in Memory Foam) elimina eventuali lesioni tipicamente causate da pressione o abrasione dai tradizionali sistemi di tenuta. Il rivestimento interno in velcro, impedisce lo slittamento delle parti sovrapposte.

CHIUSURA MAGNETICA 

IMBOTTITO 

Tessuto
Poliestere





DOPPIA CHIUSURA
con velcro e fissaggio
magnetico.



FISSAGGIO ALLA BARELLA
RAPIDO E VELOCE
tramite la chiusura
magnetica.



ESTENSIONE PER CINTURE AD11, AD12, AD13, AD14

L'Estensione per Cinture ADIGGY **permette il prolungamento delle cinture di contenzione** AD11, AD12, AD13, AD14.

Questo accessorio può essere anche utilizzato come ausilio nell'utilizzo della cintura di trasferimento (01.12.AD16).

REF	Chiusura	Taglia
01.12.CAD16	Clips in Plastica	Universale



ESTENSIONE PER CINTURE AD11M, AD12M, AD13M, AD14M

L'Estensione per Cinture ADIGGY **permette il prolungamento delle cinture di contenzione** AD11M, AD12M, AD13M, AD14M.

Questo accessorio può essere anche utilizzato come ausilio nell'utilizzo della cintura di trasferimento (01.12.AD16).

REF	Chiusura	Taglia
01.12.CAD16M	Chiusura Magnetica	Universale



ESTENSIONE PER CINTURE AD17, AD18

L'Estensione per Cinture ADIGGY **permette il prolungamento delle cinture di contenzione** AD17, AD18.

REF	Chiusura	Taglia
01.12.CAD17	Clips in Plastica	Universale



ESTENSIONE PER CINTURE AD17M, AD18M, AD54M

REF	Chiusura	Taglia
01.12.CAD54	Chiusura Magnetica	Universale

L'Estensione per Cinture ADIGGY permette il prolungamento delle cinture di contenzione AD17M, AD18M, AD54M.



ESTENSIONE PER CINTURE AD56AM, AD56PM

REF	Chiusura	Taglia
01.12.CAD56	Chiusura Magnetica	Universale

L'Estensione per Cinture ADIGGY permette il prolungamento delle cinture di contenzione AD56AM, AD56PM.



CHIAVE E BLOCCO MAGNETICO

REF	Articolo
01.12.LAD55	Chiave Magnetica
01.12.MAD55	Blocco Magnetico a Bottone

La Chiave Magnetica viene utilizzata per sbloccare il Blocco Magnetico.

Il Blocco Magnetico viene utilizzato in tutti i prodotti della Linea di contenzione ADIGGY con chiusura magnetica ed è apribile solo con la chiave magnetica.



Chiave Magnetica



Blocco Magnetico



FISSAGGIO PELVICO

Il Fissaggio Pelvico ADIGGY viene utilizzato sulla Cintura Pettorale AD3322 (vedi pag. 101). **Consente di mantenere l'area pelvica sulla sedia in posizione corretta prevenendo così scivolamenti e dislocazioni.** Previene lo slittamento frontale/laterale e verticalizzazione del paziente.

REF	Chiusura	Taglia	Imbottitura (cm)
01.12.AD3323	Clips in Plastica e Velcro	Universale	26 x 6/10 cm

 CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

 CHIUSURA IN VELCRO

 IMBOTTITO



CHIUSURA FRONTALE IN VELCRO per un montaggio facile e veloce.

FISSAGGIO ANTI-SFILAMENTO DELLE SPALLE

Questo accessorio viene abbinato alle cinture AD56AM e AD56PM (vedi pag. 107) e agganciato tramite la chiusura magnetica. **Non permette lo sfilamento del paziente verso la testiera del letto.**

REF	Chiusura	Taglia
01.12.TAD56	Chiusura Magnetica	Universale

 CHIUSURA MAGNETICA

 IMBOTTITO



FISSAGGIO RAPIDO E VELOCE tramite la chiusura magnetica.

FISSAGGIO ANTI-VERTICALIZZAZIONE DEL BUSTO

Questo accessorio viene abbinato alle cinture AD56AM e AD56PM (vedi pag. 107). Viene agganciato all'accessorio 'Fissaggio Anti-sfilamento delle Spalle' (01.12.TAD56) tramite la chiusura magnetica. **Non permette la verticalizzazione del busto del paziente in avanti.**

REF	Chiusura	Taglia
01.12.CTAD56	Chiusura Magnetica	Universale

 CHIUSURA MAGNETICA

 IMBOTTITO



FISSAGGIO RAPIDO E VELOCE tramite fibbia in metallo e chiusura magnetica.

CINTURA A 2 PUNTI SUL BACINO (TRAZIONE DOPPIA)

REF	Taglia
01.12.ADX20S	S
01.12.ADX20M	M
01.12.ADX20L	L
01.12.ADX20XL	XL



Questa cintura con due punti di attacco è stata progettata per combinare il comfort e un posizionamento simmetrico, contenendo la retroversione del bacino. Adatte per pazienti ipotonici (ancoraggio tra 45° e 90°). Realizzata in neoprene, materiale di alta qualità che garantisce comfort, massima resistenza allo sporco e durata nel tempo. Imbottiture sagomate in foam di alta qualità che non si appiattiscono con l'uso. Adatta a qualsiasi tipo di carrozzina/comoda.



CINTURA A 2 PUNTI SUL BACINO (TRAZIONE SINGOLA CENTRALE)

REF	Taglia
01.12.ADX21M	M
01.12.ADX21L	L
01.12.ADX21XL	XL



Questa cintura con due punti di attacco è stata progettata per combinare il comfort e un posizionamento simmetrico, contenendo la retroversione del bacino. Adatte per pazienti ipotonici (ancoraggio tra 45° e 90°). Realizzata in neoprene, materiale di alta qualità che garantisce comfort, massima resistenza allo sporco e durata nel tempo. Imbottiture sagomate in foam di alta qualità che non si appiattiscono con l'uso. Adatta a qualsiasi tipo di carrozzina/comoda.





BRETELLAGGIO TORACICO A FARFALLA

Offre un solido controllo del tronco con maggiore libertà di movimento nelle spalle. Consente una buona respirazione evitando pressioni sullo sterno e seno, corregge la posizione del capo e mantiene la funzionalità generale. Realizzata in neoprene, materiale di alta qualità che ottimizza l'elasticità e la resistenza. È possibile configurare sia la trazione anteriore o posteriore grazie alle cinghie multidirezionali. Adatta a qualsiasi tipo di carrozzina/comoda.

 CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

 IMBOTTITO

Tessuto
Neoprene Imbottito

Bordo Imbottito
evita le forze di taglio



Montaggio



FIBBIE FLOTTANTI A SGANCIO RAPIDO
consentono una facile rimozione in caso di emergenza.



DESIGN CHE EVITA LE PRESSIONI SULLO STERNO E SENO.

BRETELLAGGIO TORACICO A FARFALLA CON ZIP CENTRALE

Offre un solido controllo del tronco con maggiore libertà di movimento nelle spalle. Consente una buona respirazione evitando pressioni sullo sterno e seno, corregge la posizione del capo e mantiene la funzionalità generale. Realizzata in neoprene, materiale di alta qualità che ottimizza l'elasticità e la resistenza. È possibile configurare sia la trazione anteriore o posteriore grazie alle cinghie multidirezionali. Adatta a qualsiasi tipo di carrozzina/comoda.

 CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

 IMBOTTITO

Tessuto
Neoprene Imbottito

Bordo Imbottito
evita le forze di taglio



Montaggio



FIBBIE FLOTTANTI A SGANCIO RAPIDO
consentono una facile rimozione in caso di emergenza.



ZIP CENTRALE
che consente di liberare il paziente senza sganciare l'intero bretellaggio.

BRETELLAGGIO TORACICO AD “H” (DOPPIA TRAZIONE ANTERIORE)

REF	Taglia
01.12.ADX23M	M
01.12.ADX23L	L
01.12.ADX23XL	XL

Offre un posizionamento delle spalle per migliorare il controllo del capo e del tronco. La forma ergonomica dona comfort e le imbottiture in schiuma garantiscono una maggiore resilienza e distribuzione della pressione. Realizzata in neoprene, materiale di alta qualità che ottimizza l'elasticità e la resistenza. Adatta a qualsiasi tipo di carrozzina/comoda.



Montaggio



CINTURINO STERNALE REGOLABILE
consente di regolare con precisione la vestibilità. Ideale in caso di movimenti spastici.



FIBBIE FLOTTANTI A SGANCIO RAPIDO
consentono una facile rimozione in caso di emergenza.

CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA



Tessuto
Neoprene Imbottito

IMBOTTITO

Bordo Imbottito
evita le forze di taglio

Punto di Rotazione dell'anello a D
consente la flessibilità dell'angolo inferiore della cinghia, migliorando il comfort

REF	Taglia
01.12.ADX30	Universale



Montaggio



IMBOTTITURE SAGOMATE IN FOAM DI ALTA QUALITÀ
che non si appiattiscono con l'uso.



FIBBIE FLOTTANTI A SGANCIO RAPIDO
consentono una facile rimozione in caso di emergenza.

CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA



Tessuto
Neoprene Imbottito

IMBOTTITO

Bordo Imbottito
evita le forze di taglio

CINTURA ABDUTTRICE

Offre una soluzione perfetta per chi soffre di elevata tensione muscolare o spasticità, per prevenire la compressione delle ginocchia e ridurre il rischio di lussazione dell'anca. La cintura imbottita trattiene saldamente la gamba nella parte interna della coscia senza limitare il movimento anteriore o premere sulla vescica. Realizzata in neoprene, materiale di alta qualità che ottimizza l'elasticità e la resistenza. Adatta a qualsiasi tipo di carrozzina/comoda.



PIGIAMA A LENZUOLO

Il Pigiama a Lenzuolo Traspirante ADIGGY è studiato per limitare i movimenti e proteggere dalle cadute, adatto a pazienti che soffrono di agitazione notturna. Adatto per letti di 90 e 105 cm di larghezza. Raccomandato per pazienti affetti da Alzheimer. Evita la manipolazione del pannolino.

REF	Taglia	Maniche
01.12.AD90	Universale	Lunghe
01.12.AD91	Universale	Corte
01.12.AD92	Universale	Assenti



Apertura a Zip
per l'installazione della sonda

Permette i movimenti
e le modificazioni
posturali del paziente

PIGIAMA SANITARIO

Il Pigiama Sanitario ADIGGY è indicato per persone non autosufficienti, allettati di lunga degenza e per tutte le patologie che provocano insofferenza agli indumenti causa Alzheimer, demenza senile o disabilità psichica. Consigliato per chi ha scarsa mobilità agli arti superiori.



Tessuto
Poliestere e Cotone Traspirante

Cerniera
Posteriore

Cerniera Unica
Interno Gamba
da Caviglia a Caviglia

REF	Taglia	Maniche	Zip
01.12.AD93M	M	Lunghe	1
01.12.AD93L	L	Lunghe	1
01.12.AD94M	M	Corte	1
01.12.AD94L	L	Corte	1
01.12.AD95M	M	Lunghe	2
01.12.AD95L	L	Lunghe	2
01.12.AD96M	M	Corte	2
01.12.AD96L	L	Corte	2



CERNIERA UNICA
INTERNO GAMBE
facilita l'utilizzo del
catetere.



CERNIERA POSTERIORE
facilita il compito degli
operatori nel cambio
degli ausili.

GUANTO IN FIBRA SILICONATA CAVA

REF	Taglia
01.12.AD71	Universale

Il Guanto in Fibra di Silicone ADIGGY con Clips di Plastica è un prodotto protettivo sviluppato per prevenire l'autolesionismo del paziente.



COPPIA DI GUANTI DI PROTEZIONE

REF	Taglia
01.12.AD72	Universale


La Coppia di Guanti di Protezione ADIGGY con Chiusura in Velcro è un prodotto protettivo sviluppato per prevenire l'autolesionismo del paziente.



COPPIA DI GUANTI TRASPIRANTI

REF	Taglia
01.12.AD73	Universale

La Coppia di Guanti ADIGGY con Clips di Plastica è un prodotto protettivo sviluppato per prevenire l'autolesionismo del paziente. Il prodotto incorpora strisce di fissaggio aggiuntive che consentono di fissare il guanto alla trave del letto.





VIKY SINGLE CROSS

 120 Kg

REF	Taglia
01.04.310S41FD	41
01.04.310S43FD	43
01.04.310S46FD	46
01.04.310S48FD	48

ISO

DPCM DM332/99: 12.21.06.033 / 12.21.06.039 /
12.24.06.154 / 12.24.06.172 / 12.24.09.106

DPCM 12.01.2017: 12.22.03.003



REF	Taglia (cm)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Larghezza Piegate (cm)	Larghezza Seduta (cm)	Profondità Seduta (cm)	Altezza Schienale (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Peso Netto con poggiapiedi (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
													
01.04.310S41FD	41	80	56	90.5	26	41	40	44	50	20 (8")	60 (24")	18	82 x 27 x 93
01.04.310S43FD	43	80	58.5	90.5	26.5	43	40	44	50	20 (8")	60 (24")	18.1	82 x 27 x 93
01.04.310S46FD	46	80	61	90.5	27	46	40	44	50	20 (8")	60 (24")	18.2	82 x 27 x 93
01.04.310S48FD	48	80	64	90.5	27.5	48	40	44	50	20 (8")	60 (24")	18.3	82 x 27 x 93

ACCESSORI
CINTURA DI
SICUREZZA



REF

01.04.CS

CINTURA
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ01

CINTURA
PETTORALE
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ02

CINTURA
PELVICA
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ03

CINTURA PELVICO
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ04

COPPIA DI PEDANE
ELEVABILI



REF

01.04.FES

ISO DM332/99: 12.24.03.109
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.91.718

POGGIATESTA
REGOLABILE



REF

01.04.HD

COPPIA DI BRACCIOLI
REGOLABILI IN ALTEZZA



REF

01.04.VK201-A

ISO DM332/99: 12.24.06.160

COPPIA DI CINTURINI
FERMA TALLONE



REF

01.04.HS

COPPIA DI CINTURINI
FERMA PIEDE



REF

01.04.FS

COPPIA DI RUOTE
ANTI-RIBALTAMENTO



REF

01.04.ATS

CUSCINO BASIC
40x40 cm / 40x45 cm



REF

05.01.H3701-4040

05.01.H3701-4045

ISO DM332/99: 03.33.03.009

CUSCINO LOMBARE




REF

01.04.CL

ISO DM332/99: 12.22.91.712

CUSCINO ANTISCIVOLO
A CUNEO



REF

01.04.CA

CIAMBELLA
PER COCCIGE



REF

01.04.CC

PORTA BOMBOLA
DI OSSIGENO



REF

01.04.PO

ASTA PORTA FLEBO



REF

01.04.IVPOLE

TAVOLINO



REF

Modello

01.04.CTUE

Estraibile

01.04.CTUR

Ribaltabile

ISO DM332/99: 12.24.15.112
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.715



VIKY DOUBLE CROSS

 120 Kg

REF	Taglia
01.04.310D41FD	41
01.04.310D43FD	43
01.04.310D46FD	46
01.04.310D48FD	48
01.04.310D50FD	50

ISO

DPCM DM332/99: 12.21.06.033 / 12.21.06.039 /
12.24.03.118 / 12.24.06.154 / 12.24.06.172 / 12.24.09.106
DPCM 12.01.2017: 12.22.03.003



REF	Taglia (cm)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Larghezza Piegata (cm)	Larghezza Seduta (cm)	Profondità Seduta (cm)	Altezza Schienale (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Peso Netto con poggiapiedi (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
													
01.04.310D41FD	41	80	56	90.5	26	41	40	44	50	20 (8")	60 (24")	18.7	82 x 27 x 93
01.04.310D43FD	43	80	58.5	90.5	26.5	43	40	44	50	20 (8")	60 (24")	18.8	82 x 27 x 93
01.04.310D46FD	46	80	61	90.5	27	46	40	44	50	20 (8")	60 (24")	18.9	82 x 27 x 93
01.04.310D48FD	48	80	64	90.5	27.5	48	40	44	50	20 (8")	60 (24")	19	82 x 27 x 93
01.04.310D50FD	50	80	65	90.5	28	50	40	44	50	20 (8")	60 (24")	20	82 x 27 x 93

ACCESSORI
CINTURA DI
SICUREZZA



REF

01.04.CS

CINTURA
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ01

CINTURA
PETTORALE
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ02

CINTURA
PELVICA
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ03

CINTURA PELVICO
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ04

COPPIA DI PEDANE
ELEVABILI



REF

01.04.FES

ISO DM332/99: 12.24.03.109
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.91.718

POGGIATESTA
REGOLABILE



REF

01.04.HD

COPPIA DI BRACCIOLI
REGOLABILI IN ALTEZZA



REF

01.04.VK201-A

ISO DM332/99: 12.24.06.160

COPPIA DI CINTURINI
FERMA TALLONE



REF

01.04.HS

COPPIA DI CINTURINI
FERMA PIEDE



REF

01.04.FS

COPPIA DI RUOTE
ANTI-RIBALTAMENTO



REF

01.04.ATS

CUSCINO BASIC
40x40 cm / 40x45 cm



REF

05.01.H3701-4040

05.01.H3701-4045

ISO DM332/99: 03.33.03.009

CUSCINO LOMBARE




REF

01.04.CL

ISO DM332/99: 12.22.91.712

CUSCINO ANTISCIVOLO
A CUNEO



REF

01.04.CA

CIAMBELLA
PER COCCIGE



REF

01.04.CC

PORTA BOMBOLA
DI OSSIGENO



REF

01.04.PO

ASTA PORTA FLEBO



REF

01.04.IVPOLE

TAVOLINO



REF

Modello

01.04.CTUE

Estraibile

01.04.CTUR

Ribaltabile

ISO DM332/99: 12.24.15.112
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.715



VIKY COMFY

 120 Kg

REF	Taglia
01.04.311S41FD	41
01.04.311S43FD	43
01.04.311S46FD	46
01.04.311S48FD	48

ISO

DPCM DM332/99: 12.21.06.033 / 12.21.06.039 /
12.24.03.118 / 12.24.06.154 / 12.24.06.172 / 12.24.09.106

DPCM 12.01.2017: 12.22.03.003

RUOTE POSTERIORI
AD ESTRAZIONE RAPIDA

REF	Taglia (cm)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Larghezza Piegata (cm)	Larghezza Seduta (cm)	Profondità Seduta (cm)	Altezza Schienale (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Peso Netto con poggiapiedi (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
													
01.04.311S41FD	41	80	56	90.5	26	41	40	44	50	20 (8")	60 (24")	18	82 x 27 x 93
01.04.311S43FD	43	80	58.5	90.5	26.5	43	40	44	50	20 (8")	60 (24")	18.1	82 x 27 x 93
01.04.311S46FD	46	80	61	90.5	27	46	40	44	50	20 (8")	60 (24")	18.2	82 x 27 x 93
01.04.311S48FD	48	80	64	90.5	27.5	48	40	44	50	20 (8")	60 (24")	18.3	82 x 27 x 93

ACCESSORI
CINTURA DI
SICUREZZA



REF

01.04.CS

CINTURA
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ01

CINTURA
PETTORALE
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ02

CINTURA
PELVICA
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ03

CINTURA PELVICO
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ04

COPPIA DI PEDANE
ELEVABILI



REF

01.04.FES

ISO DM332/99: 12.24.03.109
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.91.718

POGGIATESTA
REGOLABILE



REF

01.04.HD

COPPIA DI BRACCIOLI
REGOLABILI IN ALTEZZA



REF

01.04.VK201-A

ISO DM332/99: 12.24.06.160

COPPIA DI CINTURINI
FERMA TALLONE



REF

01.04.HS

COPPIA DI CINTURINI
FERMA PIEDE



REF

01.04.FS

COPPIA DI RUOTE
ANTI-RIBALTAMENTO



REF

01.04.ATS

CUSCINO BASIC
40x40 cm / 40x45 cm



REF

05.01.H3701-4040

05.01.H3701-4045

ISO DM332/99: 03.33.03.009

CUSCINO LOMBARE




REF

01.04.CL

ISO DM332/99: 12.22.91.712

CUSCINO ANTISCIVOLO
A CUNEO



REF

01.04.CA

CIAMBELLA
PER COCCIGE



REF

01.04.CC

PORTA BOMBOLA
DI OSSIGENO



REF

01.04.PO

ASTA PORTA FLEBO



REF

01.04.IVPOLE

TAVOLINO



REF

Modello

01.04.CTUE

Estraibile

01.04.CTUR

Ribaltabile

ISO DM332/99: 12.24.15.112
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.715



VIKY SLIM PER I PASSAGGI STRETTI

 120 Kg

REF	Taglia
01.04.340D41FD	41
01.04.340D43FD	43

ISO

DPCM DM332/99: 12.21.06.033 / 12.21.06.039 / 12.24.03.118
/ 12.24.06.154 / 12.24.06.172 / 12.24.09.106 / 12.24.21.115

DPCM 12.01.2017: 12.22.03.003



TELAIO
PER PASSAGGI STRETTI



REF	Taglia (cm)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Larghezza Piegate (cm)	Larghezza Seduta (cm)	Profondità Seduta (cm)	Altezza Schienale (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Peso Netto con poggiapiedi (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
													
01.04.340D41FD	41	69	51	97	30.5	41	40	40	54	20 (8")	51 (20")	18.5	73 x 34 x 99.5
01.04.340D43FD	43	69	53	97	31	43	40	40	54	20 (8")	51 (20")	18.6	73 x 34 x 99.5

ACCESSORI
CINTURA DI
SICUREZZA



REF

01.04.CS

CINTURA
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ01

CINTURA
PETTORALE
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ02

CINTURA
PELVICA
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ03

CINTURA PELVICO
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ04

POGGIATESTA
REGOLABILE



REF

01.04.HD

PORTA BOMBOLA
DI OSSIGENO



REF

01.04.PO

*montaggio possibile estraendo
le protezioni posteriori in
gomma di spinta per il piede*

TAVOLINO



REF

Modello

01.04.CTUE

Estraibile

01.04.CTUR

Ribaltabile

ISO DM332/99: 12.24.15.112
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.715

COPPIA DI RUOTE
ANTI-RIBALTAMENTO



REF

01.04.ATS

CUSCINO BASIC
40x40 cm / 40x45 cm



REF

05.01.H3701-4040

05.01.H3701-4045

ISO DM332/99: 03.33.03.009

CUSCINO LOMBARE




REF

01.04.CL

ISO DM332/99: 12.22.91.712

CUSCINO ANTISCIVOLO
A CUNEO



REF

01.04.CA

CIAMBELLA
PER COCCIGI



REF

01.04.CC



VIKY KID

Kg
80 Kg

REF	Taglia
01.04.310S35FD	35

ISO

DPCM DM332/99: 12.21.06.033 / 12.21.06.036/
12.24.06.154 / 12.24.06.172 / 12.24.09.106
DPCM 12.01.2017: 12.22.03.003



REF	Taglia (cm)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Larghezza Piegata (cm)	Larghezza Seduta (cm)	Profondità Seduta (cm)	Altezza Schienale (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Peso Netto con poggipiedi (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
01.04.310S35FD	35	80	53	90.5	26.5	35	40	41	50	20 (8")	60 (24")	17.9	72 x 28 x 86

ACCESSORI

COPPIA DI PEDANE
ELEVABILI



REF
01.04.FES-K

ISO DM332/99: 12.24.03.109
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.91.718

POGGIATESTA
REGOLABILE



REF
01.04.HD

COPPIA DI CINTURINI
FERMA TALLONE



REF
01.04.HS

COPPIA DI CINTURINI
FERMA PIEDE



REF
01.04.FS


CUSCINO LOMBARE



REF
01.04.CL

ISO DM332/99: 12.22.91.712

CUSCINO ANTISCIVOLO
A CUNEO



REF
01.04.CA

CIAMBELLA
PER COCCIGIE



REF
01.04.CC



VIKY TRANSIT

 120 Kg

REF	Taglia
01.04.320S41FD	41
01.04.320S43FD	43
01.04.320S46FD	46
01.04.320S48FD	48

ISO

DPCM DM332/99: 12.21.06.045 / 12.24.06.154 / 12.24.06.172

DPCM 12.01.2017: 12.22.18.003



REF	Taglia (cm)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Larghezza Piegata (cm)	Larghezza Seduta (cm)	Profondità Seduta (cm)	Altezza Schienale (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Peso Netto con poggiapiedi (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
													
01.04.320S41FD	41	69	53.5	92	22.5	41	40	44	50	20 (8")	30 (12")	14.9	72 x 25 x 94
01.04.320S43FD	43	69	55.5	92	23	43	40	44	50	20 (8")	30 (12")	15	72 x 25 x 94
01.04.320S46FD	46	69	57.5	92	23.5	46	40	44	50	20 (8")	30 (12")	15.1	72 x 25 x 94
01.04.320S48FD	48	69	59.5	92	24	48	40	44	50	20 (8")	30 (12")	15.2	72 x 25 x 94

ACCESSORI
CINTURA DI
SICUREZZA



REF

01.04.CS

CINTURA
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ01

CINTURA
PETTORALE
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ02

CINTURA
PELVICA
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ03

CINTURA PELVICO
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ04

COPPIA DI PEDANE
ELEVABILI



REF

01.04.FES

ISO DM332/99: 12.24.03.109
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.91.718

POGGIATESTA
REGOLABILE



REF

01.04.HD

COPPIA DI BRACCIOLI
REGOLABILI IN ALTEZZA



REF

01.04.VK201-A

ISO DM332/99: 12.24.06.160

COPPIA DI CINTURINI
FERMA TALLONE



REF

01.04.HS

COPPIA DI CINTURINI
FERMA PIEDE



REF

01.04.FS

COPPIA DI RUOTE
ANTI-RIBALTAMENTO



REF

01.04.ATS

CUSCINO BASIC
40x40 cm / 40x45 cm



REF

05.01.H3701-4040

05.01.H3701-4045

ISO DM332/99: 03.33.03.009

CUSCINO LOMBARE




REF

01.04.CL

ISO DM332/99: 12.22.91.712

CUSCINO ANTISCIVOLO
A CUNEO



REF

01.04.CA

CIAMBELLA
PER COCCIGE



REF

01.04.CC

PORTA BOMBOLA
DI OSSIGENO



REF

01.04.PO

ASTA PORTA FLEBO



REF

01.04.IVPOLE

TAVOLINO



REF

Modello

01.04.CTUE

Estraibile

01.04.CTUR

Ribaltabile

ISO DM332/99: 12.24.15.112
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.715



VIKY TRANSIT PLUS

Kg
120 Kg

REF	Taglia
01.04.320D41FD	41
01.04.320D43FD	43
01.04.320D46FD	46
01.04.320D48FD	48
01.04.320D50FD	50

ISO

DPCM DM332/99: 12.21.06.045 / 12.24.03.118 /
12.24.06.154 / 12.24.06.172

DPCM 12.01.2017: 12.22.18.003



Sedile e Schienale
Nylon Imbottito

Protezioni Proteggi Abiti
ISO DM332/99: 12.24.06.154

Poggia Braccia
in PVC imbottito

Braccioli
modello a scrivania ribaltabili
ISO DM332/99: 12.24.06.172

Telaio
in Acciaio
verniciato a polvere

Crociera Doppia Stabilizzante

Pedane
• Ribaltabili
• Estraibili

Poggiapiedi
• Regolabili in lunghezza
• Ribaltabili

Ruote Posteriori
in Poliuretano antifuoratura

Ruote Anteriori
Piroettanti in PVC

REF	Taglia (cm)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Larghezza Piegata (cm)	Larghezza Seduta (cm)	Profondità Seduta (cm)	Altezza Schienale (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Peso Netto con poggiatesta (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
01.04.320D41FD	41	69	53.5	92	22.5	41	40	44	50	20 (8")	30 (12")	15	72 x 25 x 94
01.04.320D43FD	43	69	55.5	92	23	43	40	44	50	20 (8")	30 (12")	15.1	72 x 25 x 94
01.04.320D46FD	46	69	57.5	92	23.5	46	40	44	50	20 (8")	30 (12")	15.3	72 x 25 x 94
01.04.320D48FD	48	69	59.5	92	24	48	40	44	50	20 (8")	30 (12")	15.3	72 x 25 x 94
01.04.320D50FD	50	69	61.5	92	25	50	40	44	50	20 (8")	30 (12")	15.4	72 x 25 x 94

ACCESSORI
CINTURA DI
SICUREZZA



REF

01.04.CS

CINTURA
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ01

CINTURA
PETTORALE
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ02

CINTURA
PELVICA
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ03

CINTURA PELVICO
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ04

COPPIA DI PEDANE
ELEVABILI



REF

01.04.FES

ISO DM332/99: 12.24.03.109
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.91.718

POGGIATESTA
REGOLABILE



REF

01.04.HD

COPPIA DI BRACCIOLI
REGOLABILI IN ALTEZZA



REF

01.04.VK201-A

ISO DM332/99: 12.24.06.160

COPPIA DI CINTURINI
FERMA TALLONE



REF

01.04.HS

COPPIA DI CINTURINI
FERMA PIEDE



REF

01.04.FS

COPPIA DI RUOTE
ANTI-RIBALTAMENTO



REF

01.04.ATS

CUSCINO BASIC
40x40 cm / 40x45 cm



REF

05.01.H3701-4040

05.01.H3701-4045

ISO DM332/99: 03.33.03.009

CUSCINO LOMBARE




REF

01.04.CL

ISO DM332/99: 12.22.91.712

CUSCINO ANTISCIVOLO
A CUNEO



REF

01.04.CA

CIAMBELLA
PER COCCIGE



REF

01.04.CC

PORTA BOMBOLA
DI OSSIGENO



REF

01.04.PO

ASTA PORTA FLEBO



REF

01.04.IVPOLE

TAVOLINO



REF

Modello

01.04.CTUE

Estraibile

01.04.CTUR

Ribaltabile

ISO DM332/99: 12.24.15.112
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.715



VIKY LIGHT

 120 Kg

REF	Taglia
01.04.630DQR41FD	41
01.04.630DQR43FD	43
01.04.630DQR46FD	46
01.04.630DQR48FD	48

ISO

DPCM DM332/99: 12.21.06.033 / 12.21.06.039 / 12.24.03.118 /
12.24.03.121 / 12.24.06.154 / 12.24.06.172 / 12.24.09.106 / 12.24.21.106
DPCM 12.01.2017: 12.22.03.006



REF	Taglia (cm)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Larghezza Piegata (cm)	Larghezza Seduta (cm)	Profondità Seduta (cm)	Altezza Schienale (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Peso Netto con poggipiedi (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
													
01.04.630DQR41FD	41	80	61	90.5	29.5	41	40	44	50	20 (8")	60 (24")	13	82 x 31 x 94
01.04.630DQR43FD	43	80	63	90.5	30	43	40	44	50	20 (8")	60 (24")	13.1	82 x 31 x 94
01.04.630DQR46FD	46	80	65	90.5	30.5	46	40	44	50	20 (8")	60 (24")	13.2	82 x 31 x 94
01.04.630DQR48FD	48	80	67	90.5	31	48	40	44	50	20 (8")	60 (24")	13.3	82 x 31 x 94

ACCESSORI
CINTURA DI
SICUREZZA



REF

01.04.CS

CINTURA
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ01

CINTURA
PETTORALE
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ02

CINTURA
PELVICA
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ03

CINTURA PELVICO
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ04

COPPIA DI PEDANE
ELEVABILI



REF

01.04.FEA

ISO DM332/99: 12.24.03.109
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.91.718

POGGIATESTA
REGOLABILE



REF

01.04.HD

COPPIA DI CINTURINI
FERMA TALLONE



REF

01.04.HS

COPPIA DI CINTURINI
FERMA PIEDE



REF

01.04.FS

COPPIA DI RUOTE
ANTI-RIBALTAMENTO



REF

01.04.ATA

CUSCINO BASIC
40x40 cm / 40x45 cm



REF

05.01.H3701-4040

05.01.H3701-4045

ISO DM332/99: 03.33.03.009

CUSCINO LOMBARE



REF

01.04.CL

ISO DM332/99: 12.22.91.712

CUSCINO ANTISCIVOLO
A CUNEO



REF

01.04.CA

CIAMBELLA
PER COCCIGE



REF

01.04.CC

PORTA BOMBOLA
DI OSSIGENO



REF

01.04.PO

ASTA PORTA FLEBO



REF

01.04.IVPOLE

TAVOLINO



REF

01.04.CTUE

01.04.CTUR

Modello

Estraibile

Ribaltabile

montaggio possibile
sostituendo i poggia braccia
con i modelli lineari
(REF. 01.04.VK001 / 01.04.VK002)

ISO DM332/99: 12.24.15.112
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.715



VIKY COMFY LIGHT

 120 Kg

REF	Taglia
01.04.63EDQR41FD	41
01.04.63EDQR43FD	43
01.04.63EDQR46FD	46
01.04.63EDQR48FD	48

ISO

DPCM DM332/99: 12.21.06.033 / 12.21.06.039 / 12.24.03.115 /
12.24.03.118 / 12.24.03.121 / 12.24.06.154 / 12.24.06.157 / 12.24.06.160 /
12.24.06.172 / 12.24.09.106 / 12.24.21.106 / 12.24.21.109 / 12.24.21.112
DPCM 12.01.2017: 12.22.03.006



REF	Taglia (cm)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Larghezza Piegata (cm)	Larghezza Seduta (cm)	Profondità Seduta (cm)	Altezza Schienale (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Peso Netto con poggipiedi (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
													
01.04.63EDQR41FD	41	80	61	90.5	29.5	41	40	44	50	20 (8")	60 (24")	13	82 x 31 x 94
01.04.63EDQR43FD	43	80	63	90.5	30	43	40	44	50	20 (8")	60 (24")	13.1	82 x 31 x 94
01.04.63EDQR46FD	46	80	65	90.5	30.5	46	40	44	50	20 (8")	60 (24")	13.2	82 x 31 x 94
01.04.63EDQR48FD	48	80	67	90.5	31	48	40	44	50	20 (8")	60 (24")	13.3	82 x 31 x 94

ACCESSORI
CINTURA DI
SICUREZZA



REF

01.04.CS

CINTURA
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ01

CINTURA
PETTORALE
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ02

CINTURA
PELVICA
vedi pag. 101



REF

01.12.CZ03

CINTURA PELVICO
ADDOMINALE
vedi pag. 100



REF

01.12.CZ04

COPPIA DI PEDANE
ELEVABILI



REF

01.04.FEA

ISO DM332/99: 12.24.03.109
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.91.718

POGGIATESTA
REGOLABILE



REF

01.04.HD

COPPIA DI CINTURINI
FERMA TALLONE



REF

01.04.HS

COPPIA DI CINTURINI
FERMA PIEDE



REF

01.04.FS

COPPIA DI RUOTE
PER PASSAGGI STRETTI



REF

01.04.SWFLA

COPPIA DI RUOTE
ANTI-RIBALTAMENTO



REF

01.04.ATA

RUOTE DA TRANSITO



REF

01.04.PUA

CUSCINO BASIC
40x40 cm / 40x45 cm



REF

05.01.H3701-4040

05.01.H3701-4045

ISO DM332/99: 03.33.03.009

CUSCINO LOMBARE




REF

01.04.CL

ISO DM332/99: 12.22.91.712

CUSCINO ANTISCIVOLO
A CUNEO



REF

01.04.CA

CIAMBELLA
PER COCCIGE



REF

01.04.CC



ACCESSORI

CINTURA DI SICUREZZA



REF
01.04.CS

CINTURA ADDOMINALE

vedi pag. 100



REF
01.12.CZ01

CINTURA PETTORALE

vedi pag. 101



REF
01.12.CZ02

CINTURA PELVICA

vedi pag. 101



REF
01.12.CZ03

CINTURA PELVICO ADDOMINALE

vedi pag. 100



REF
01.12.CZ04

COPPIA DI PEDANE ELEVABILI



REF	Materiale
01.04.FES-K	Acciaio-bimbo
01.04.FES	Acciaio
01.04.FEA	Alluminio

ISO DM332/99: 12.24.03.109
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.91.718

POGGIATESTA REGOLABILE



REF
01.04.HD

COPPIA DI BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA



REF
01.04.VK201-A

ISO DM332/99: 12.24.06.160

COPPIA DI CINTURINI FERMA TALLONE



REF
01.04.HS

COPPIA DI CINTURINI FERMA PIEDE



REF
01.04.FS

COPPIA DI RUOTE PER PASSAGGI STRETTI



REF
01.04.SWFLA

COPPIA DI RUOTE ANTI-RIBALTAMENTO



REF	Materiale
01.04.ATS	Acciaio
01.04.ATA	Alluminio

CUSCINO BASIC 40x40 cm / 40x45 cm



REF
05.01.H3701-4040
05.01.H3701-4045

ISO DM332/99: 03.33.03.009


CUSCINO LOMBARE



REF
01.04.CL

ISO DM332/99: 12.22.91.712

CUSCINO ANTISCIVOLO A CUNEO



REF
01.04.CA

CIAMBELLA PER COCCIGI



REF
01.04.CC

PORTA BOMBOLA DI OSSIGENO



REF
01.04.PO

ASTA PORTA FLEBO



REF
01.04.IVPOLE

TAVOLINO




REF	Modello
01.04.CTUE	Estraibile
01.04.CTUR	Ribaltabile

ISO DM332/99: 12.24.15.112
ISO DPCM 12.01.2017: 12.22.715

RUOTE DA TRANSITO PER CARROZZINA VIKY COMFY LIGHT



REF
01.04.PUA



AUSILI DI DEAMBULAZIONE	144
ROLLATOR IN ACCIAIO	146
ROLLATOR IN ALLUMINIO	147
DEAMBULATORI IN ACCIAIO	150
DEAMBULATORI IN ALLUMINIO	154
TRIPODI E QUADRIPODI	166
STAMPELLE	167
BASTONI	167



AUSILI DI DEAMBULAZIONE



ROLLATOR BASIC

Il Rollator Basic è composto da una **struttura in acciaio** che dona **robustezza e capacità di carico**. Il **cestino frontale in metallo** permette di riporre comodamente qualsiasi tipo di oggetto. Il **vassoio** offre un pratico supporto per piccoli oggetti, come medicine. Ruote anteriori piroettanti e posteriori fisse con freno a mano.



120 Kg

REF
01.06.420

ISO	DPCM DM332/99: 12.06.09.009 / 12.06.09.106 / 12.06.09.130 / 12.06.09.133 / 12.06.09.142 DPCM 12.01.2017: 12.06.09.003
-----	--



TELAIO PIEGHEVOLE
FACILITA IL TRASPORTO IN AUTO



Lunghezza (cm)	Larghezza Interna (cm)	Larghezza Totale (cm)	Altezza (cm)	Dimensioni Seduta (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote Anteriori (cm)	Dimensioni Ruote Posteriori (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
64	44	60	75/98	38 x 16	61	20 (8")	20 (8")	10	64 x 23 x 87.5

COMPACTO

Il Rollator Compacto è composto da una **struttura in alluminio** che dona **leggerezza e facilità di utilizzo**. La **borsa in finta pelle** impermeabile posta sotto la seduta è estraibile e permette di riporre qualsiasi oggetto. Il **poggia schiena** offre un supporto ottimale in fase di riposo ed è regolabile in inclinazione per conformarsi a tutti gli utilizzatori. Ruote anteriori piroettanti e posteriori fisse con freni.

120 Kg 
TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO 

REF	Colore
01.06.401A	Argento
01.06.401GO	Grigio Opaco
01.06.401B	Blu Notte

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.009 / 12.06.09.106 / 12.06.09.109 / 12.06.09.130 / 12.06.09.133 / 12.06.09.142
DPCM 12.01.2017: 12.06.09.003



Argento



Grigio Opaco



Blu Notte



TELAIO REGOLABILE IN ALTEZZA

La seduta è regolabile da un'altezza minima di 50 cm a un'altezza massima di 56 cm per adattarsi a tutti gli utilizzatori.

Freni di Stazionamento Ergonomici
con possibilità di bloccaggio durante la fase di riposo

Manopole Ergonomiche
Regolabili in altezza

Seduta
• Regolabile in 4 altezze
• Imbottita

Schienale
• Regolabile in inclinazione
• Imbottito

Struttura Pieghevole
in Alluminio

Borsa Portaoggetti
in Finta Pelle

Porta Bastone

Ruote Posteriori
Fisse con Freno

Ruote Anteriori
Piroettanti



Lunghezza (cm)	Larghezza Interna (cm)	Larghezza Totale (cm)	Altezza (cm)	Dimensioni Seduta (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote Anteriori (cm)	Dimensioni Ruote Posteriori (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
									
73	45	60	85/94	35 x 32	50/52/54/56	20 (8")	20 (8")	7.2	55 x 16 x 49



ENDURANCE

Il Rollator Endurance è composto da una struttura in alluminio che dona leggerezza e facilità di utilizzo. La borsa con tracolla è estraibile e impermeabile posta sotto la seduta è estraibile e permette di riporre qualsiasi oggetto. Il poggia schiena è imbottito e offre un supporto ottimale in fase di riposo ed è regolabile in inclinazione per conformarsi a tutti gli utilizzatori. Ruote anteriori piroettanti e posteriori fisse con freni.

136 Kg

TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO



REF	Colore
01.06.411T	Titanio
01.06.411VL	Verde Lime
01.06.411AB	Arancione Bruciato

ISO	DPCM DM332/99: 12.06.09.009 / 12.06.09.106 / 12.06.09.130 / 12.06.09.133 / 12.06.09.142
	DPCM 12.01.2017: 12.06.09.003



TELAIO PIEGHEVOLE
FACILITA IL TRASPORTO IN AUTO



Lunghezza (cm)	Larghezza Interna (cm)	Larghezza Totale (cm)	Altezza (cm)	Dimensioni Seduta (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote Anteriori (cm)	Dimensioni Ruote Posteriori (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
69	47	62	79/92	45 x 20	54	20 (8")	20 (8")	7.9	61 x 27 x 36

CENTAURUS

REF

01.06.430

ISO

DPCM DM332/99: 12.06.09.009 / 12.06.09.106 / 12.06.09.130 / 12.06.09.133 / 12.06.09.142
DPCM 12.01.2017: 12.06.09.003

Il Rollator Centaurus è composto da una **struttura in alluminio che dona leggerezza e facilità di utilizzo**. Il suo design permette di utilizzare Centaurus sia come aiuto alla deambulazione che come trasporto in caso di eccessiva stanchezza. La **borsa con tracolla** è estraibile e impermeabile posta sotto la seduta è estraibile e permette di riporre qualsiasi oggetto. Il **poggia schiena** è imbottito e offre un supporto ottimale in fase di riposo ed è regolabile in inclinazione per conformarsi a tutti gli utilizzatori. Ruote anteriori piroettanti e posteriori fisse con freni.

TELAIO PIEGHEVOLE
FACILITA IL TRASPORTO IN AUTO

136 Kg

Kg

SCHIENALE REVERSIBILE E
POGGIAPIEDI ESTRAIBILI
PERMETTE IL PASSAGGIO DALLA FUNZIONE
DI ROLLATOR A CARROZZINA

Manopole Ergonomiche
Regolabili in altezza

TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO

Schienale in Tela

Struttura Super Leggera e Pieghevole in Alluminio

Seduta in Tela

Borsa Porta Oggetti in Tela con tracolla

Porta Bastone

Ruote Morbide e Larghe
permettono una deambulazione più fluida anche sui terreni più irregolari

Pedane Poggia-piedi
Estraibili e ribaltabili



Lunghezza (cm)	Larghezza Interna (cm)	Larghezza Totale (cm)	Altezza (cm)	Dimensioni Seduta (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote Anteriori (cm)	Dimensioni Ruote Posteriori (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
105	50	64	84/97	45 x 31	55	20 (8")	20 (8")	8.9	66 x 31 x 47



DEAMBULATORE ASCELLARE PIEGHEVOLE



130 Kg

REF	Misure (cm)
01.06.650S	74 x 51 x 120 / 165

ISO

DPCM DM332/99: 12.06.09.006 / 12.06.09.106 /
12.06.09.130 / 12.06.09.133

DPCM 12.01.2017: 12.06.12.006



ACCESSORI
SELLINO IMBOTTITO E
IMPERMEABILE



REF
01.06.510S

DOPPIA REGOLAZIONE IN ALTEZZA
DEL TELAIO E SUPPORTI ASCELLARI



Lunghezza (cm)	Larghezza Interna (cm)	Larghezza Totale (cm)	Altezza (cm)	Dimensioni Seduta (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Altezza Barra di Appoggio (cm)	Dimensioni Ruote (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
74	46	51	120/165	43 x 21	44.5/57	99/113	10 (4")	13	73 x 11 x 80

DEAMBULATORE ANTIBRACHIALE PIEGHEVOLE

REF	Misure (cm)
01.06.650A	74 x 51 x 107 / 151

130 Kg

ISO	DPCM DM332/99: 12.06.09.006 / 12.06.09.109 / 12.06.09.124 / 12.06.09.130 / 12.06.09.133
	DPCM 12.01.2017: 12.06.12.003

ACCESSORI
SELLINO IMBOTTITO E
IMPERMEABILE



REF
01.06.510S

DOPPIA REGOLAZIONE IN ALTEZZA
DEL TELAIO E SUPPORTI ANTIBRACHIALI



Lunghezza (cm)	Larghezza Interna (cm)	Larghezza Totale (cm)	Altezza (cm)	Dimensioni Seduta (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Altezza Barra di Appoggio (cm)	Dimensioni Ruote (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
74	46	51	107/151	43 x 21	44.5/57	99/113	10 (4")	13	73 x 11 x 80



DEAMBULATORE CON TAVOLINO ANTIBRACHIALE

Kg
130 Kg


REF	Misure (cm)
01.06.650T	74 x 51 x 105 / 151

ISO


DPCM DM332/99: 12.06.09.006 / 12.06.09.109 /
12.06.09.130 / 12.06.09.133 / 12.06.09.136

DPCM 12.01.2017: 12.06.12.003

DOPPIA REGOLAZIONE IN ALTEZZA
DEL TELAIO E DEL TAVOLINO ANTIBRACHIALE



REGOLAZIONE DELLE MANOPOLE
IN LARGHEZZA E INCLINAZIONE



Lunghezza (cm)	Larghezza Interna (cm)	Larghezza Totale (cm)	Altezza (cm)	Dimensioni Seduta (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Altezza Barra di Appoggio (cm)	Dimensioni Ruote (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
74	46	51	105/151	/	/	99/113	10 (4")	13	73 x 11 x 80

ACCESSORI

COPPIA DI SUPPORTI ASCELLARI



REF	Supporto Ascellare (cm)	Lunghezza Telaio di Supporto (cm)
01.06.S	22 x 16	67

ISO DPCM 12.01.2017: 12.06.12.006

COPPIA DI SUPPORTI ANTIBRACHIALI



REF	Supporto Antibrachiale (cm)	Manopola con Supporto (cm)
01.06.A	62 x 21	30 x 14

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.124
DPCM 12.01.2017: 12.06.12.003

TAVOLINO ANTIBRACHIALE IMBOTTITO ED IMPERMEABILE



REF	Tavolino (cm)	Maniglie (cm)	Lunghezza Supporti (cm)
01.06.T	67 x 40	15,5 x 3,5	67

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.136
DPCM 12.01.2017: 12.06.12.003

SELLINO IMBOTTITO ED IMPERMEABILE



REF	Dimensioni Seduta Sellino (cm)
01.06.510S	43 x 21

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.106



ACCESSORI



REF	Ø Ruote (cm)
01.06.B3	7.5 (3")
Fisse	



REF	Ø Ruote (cm)
01.06.B4	10 (4")
Fisse	



REF	Ø Ruote (cm)
01.06.B5	12.7 (5")
Fisse	



REF	Modello
01.06.C1	Semplice



REF	Modello
01.06.C2	con Freno a Pressione



REF	Ø Ruote (cm)
01.06.D3	7.5 (3")
con Freno a Pressione	



REF	Ø Ruote (cm)
01.06.D4	10 (4")
con Freno a Pressione	



REF	Ø Ruote (cm)
01.06.A3	7.5 (3")
Piroettanti	



REF	Ø Ruote (cm)
01.06.A3F	7.5 (3")
Piroettanti con Freno Direzionale	



REF	Ø Ruote (cm)
01.06.A4	10 (4")
Piroettanti	



REF	Ø Ruote (cm)
01.06.A4F	10 (4")
Piroettanti con Freno Direzionale	



REF	Ø Ruote (cm)
01.06.A5	12.7 (5")
Piroettanti	



REF	Ø Ruote (cm)
01.06.E3	7.5 (3")
Piroettanti con Telaio in Acciaio	



REF	Ø Ruote (cm)
01.06.E3F	7.5 (3")
Piroettanti con Freno e Telaio in Acciaio	



REF	Ø Ruote (cm)
01.06.E4	10 (4")
Piroettanti con Telaio in Acciaio	



REF	Ø Ruote (cm)
01.06.E4F	10 (4")
Piroettanti con Freno e Telaio in Acciaio	

DEAMBULATORE ARTICOLATO E/O FISSO

REF	Misure (cm)
01.06.100	46 x 52 x 76/93.5

ISO

DPCM DM332/99: 12.06.03.003 / 12.06.03.006 / 12.06.09.109 / 12.06.09.130

DPCM 12.01.2017: 12.06.12.006 / 12.06.03.003

Deambulatore pieghevole in alluminio anodizzato con 4 puntali. **Struttura utilizzabile sia fissa che articolata.** Nell'utilizzo in modalità articolata ciascun lato della struttura si muove alternativamente in modo da favorire la deambulazione. Manopole imbottite, puntali in gomma antiscivolo. **Telaio pieghevole con pulsante centrale.**

120 Kg




TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO



TELAIO A DOPPIA FUNZIONE:


MODALITÀ ARTICOLATA

Posizionare le clips negli appositi fori presenti sulla sbarra stabilizzatrice orizzontale.



MODALITÀ FISSA

Posizionare le clips negli appositi fori presenti sui supporti verticali della sbarra stabilizzatrice.



FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ ARTICOLATA

Ciascun lato della struttura si muove alternativamente in modo da favorire la deambulazione.



Telaio Pieghevole con Pulsante Centrale



DEAMBULATORI 2 RUOTE 2 PUNTALI

Deambulatori pieghevoli costruiti in alluminio anodizzato leggero con manopole imbottite anatomiche in polipropilene, dotato di due ruote fisse/piroettanti anteriori e due puntali posteriori in gomma antiscivolo. **Regolabile in altezza** in 8 posizioni (ogni 2 cm). Telaio pieghevole con pulsante centrale.

ISO

DPCM DM332/99: 12.06.06.003 / 12.06.09.109 / 12.06.09.130 / 12.06.09.145* / 12.06.09.133**

DPCM 12.01.2017: 12.06.06.003



120 Kg



TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO



Puntali Posteriori

Ruote Anteriori
Fisse

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC1B3	7.5 (3")



Puntali Posteriori

Ruote Anteriori
Fisse

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC1B4	10 (4")



Puntali Posteriori

Ruote Anteriori
Fisse

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC1B5	12.5 (5")



Puntali Posteriori

Ruote Anteriori
Piroettanti

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC1A3	7.5 (3")



Puntali Posteriori

Ruote Anteriori
Piroettanti

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC1A4	10 (4")



Puntali Posteriori

Ruote Anteriori
Piroettanti

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC1A5	12.5 (5")

DEAMBULATORI 2 RUOTE 2 PUNTALI



Puntali Posteriori



Ruote Anteriori
*Piroettanti con Freno
Direzionale*

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC1A3F	7.5 (3")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.145*



Puntali Posteriori



Ruote Anteriori
*Piroettanti con Freno
Direzionale*

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC1A4F	10 (4")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.145*



Puntali Posteriori



Ruote Anteriori
Piroettanti in Acciaio

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC1E3	7.5 (3")



Puntali Posteriori



Ruote Anteriori
Piroettanti in Acciaio

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC1E4	10 (4")



Puntali Posteriori



Ruote Anteriori
*Piroettanti in Acciaio
con Freno*

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC1E3F	7.5 (3")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.133**



Puntali Posteriori



Ruote Anteriori
*Piroettanti in Acciaio
con Freno*

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC1E4F	10 (4")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.133**



DEAMBULATORI 2 RUOTE 2 PUNTALI CON FRENO A PRESSIONE

Deambulatori pieghevoli costruiti in alluminio anodizzato leggero con manopole imbottite anatomiche in polipropilene, dotato di due ruote fisse/piroettanti anteriori e due puntali posteriori in gomma antiscivolo con freno a pressione. Regolabile in altezza in 8 posizioni (ogni 2 cm). Telaio pieghevole con pulsante centrale.

ISO

DPCM DM332/99: 12.06.06.003 / 12.06.09.109 / 12.06.09.130 / 12.06.09.145* / 12.06.09.133**

DPCM 12.01.2017: 12.06.06.003



120 Kg



TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO



Puntali Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Fisse

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC2B3	7.5 (3")



Puntali Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Fisse

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC2B4	10 (4")



Puntali Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Fisse

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC2B5	12.5 (5")



Puntali Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC2A3	7.5 (3")



Puntali Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC2A4	10 (4")



Puntali Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC2A5	12.5 (5")

DEAMBULATORI 2 RUOTE 2 PUNTALI CON FRENO A PRESSIONE



Puntali Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti con Freno
Direzionale

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC2A3F	7.5 (3")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.145*



Puntali Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti con Freno
Direzionale

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC2A4F	10 (4")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.145*



Puntali Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti in Acciaio

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC2E3	7.5 (3")



Puntali Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti in Acciaio

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC2E4	10 (4")



Puntali Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti in Acciaio
con Freno

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC2E3F	7.5 (3")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.133**



Puntali Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti in Acciaio
con Freno

REF	Ø Ruote (cm)
01.06.ZC2E4F	10 (4")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.133**



DEAMBULATORI 4 RUOTE POSTERIORI FISSE, ANTERIORI PIROETTANTI

Deambulatori pieghevoli costruiti in alluminio anodizzato leggero con manopole imbottite anatomiche in polipropilene, dotato di quattro ruote, posteriori fisse e anteriori piroettanti. Regolabile in altezza in 8 posizioni (ogni 2 cm). Telaio pieghevole con pulsante centrale.

ISO

DPCM DM332/99: 12.06.06.003 / 12.06.09.109 / 12.06.09.130 / 12.06.09.145* / 12.06.09.133**

DPCM 12.01.2017: 12.06.06.003

 120 Kg

 TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO



Ruote Posteriori
Fisse



Ruote Anteriori
Piroettanti



Ruote Posteriori
Fisse



Ruote Anteriori
Piroettanti con Freno
Direzionale



Ruote Posteriori
Fisse



Ruote Anteriori
Piroettanti in Acciaio

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZB3A3	7.5 (3")	7.5 (3")

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZB3A3F	7.5 (3")	7.5 (3")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.145*

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZB3E3	7.5 (3")	7.5 (3")



Ruote Posteriori
Fisse



Ruote Anteriori
Piroettanti in Acciaio
con Freno



Ruote Posteriori
Fisse



Ruote Anteriori
Piroettanti

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZB3E3F	7.5 (3")	7.5 (3")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.133**

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZB4A4	10 (4")	10 (4")



Ruote Posteriori
Fisse



Ruote Anteriori
Piroettanti con Freno
Direzionale

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZB4A4F	10 (4")	10 (4")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.145*

DEAMBULATORI 4 RUOTE POSTERIORI FISSE, ANTERIORI PIROETTANTI



Ruote Posteriori
Fisse



Ruote Anteriori
Piroettanti in Acciaio



Ruote Posteriori
Fisse



Ruote Anteriori
Piroettanti in Acciaio
con Freno



Ruote Posteriori
Fisse



Ruote Anteriori
Piroettanti

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZB4E4	10 (4")	10 (4")

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZB4E4F	10 (4")	10 (4")

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZB4A5	12.7 (5")	12.7 (5")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.133**





DEAMBULATORI 4 RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI PIROETTANTI

Deambulatori pieghevoli costruiti in alluminio anodizzato leggero con manopole imbottite anatomiche in polipropilene, dotato di quattro ruote, anteriori e posteriori piroettanti. Regolabile in altezza in 8 posizioni (ogni 2 cm). Telaio pieghevole con pulsante centrale.

 120 Kg

 TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO

ISO

DPCM DM332/99: 12.06.06.003 / 12.06.09.109 / 12.06.09.130 / 12.06.09.145* / 12.06.09.133**

DPCM 12.01.2017: 12.06.06.003



Ruote Posteriori
Piroettanti



Ruote Anteriori
Piroettanti



Ruote Posteriori
Piroettanti



Ruote Anteriori
Piroettanti con Freno
Direzionale



Ruote Posteriori
Piroettanti con Freno
Direzionale



Ruote Anteriori
Piroettanti con Freno
Direzionale

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZA3A3	7.5 (3")	7.5 (3")

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZA3A3F	7.5 (3")	7.5 (3")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.145*

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZA3FA3F	7.5 (3")	7.5 (3")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.145*



Ruote Posteriori
Piroettanti



Ruote Anteriori
Piroettanti



Ruote Posteriori
Piroettanti



Ruote Anteriori
Piroettanti con Freno
Direzionale



Ruote Posteriori
Piroettanti con Freno
Direzionale



Ruote Anteriori
Piroettanti con Freno
Direzionale

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZA4A4	10 (4")	10 (4")

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZA4A4F	10 (4")	10 (4")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.145*

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZA4FA4F	10 (4")	10 (4")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.145*

DEAMBULATORI 4 RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI PIROETTANTI





Ruote Posteriori
Piroettanti



Ruote Anteriori
Piroettanti





Ruote Posteriori
*Piroettanti in Acciaio
con Freno*



Ruote Anteriori
Piroettanti in Acciaio





Ruote Posteriori
*Piroettanti in Acciaio
con Freno*



Ruote Anteriori
Piroettanti in Acciaio

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZA5A5	12.7 (5")	12.7 (5")

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZE3FE3	7.5 (3")	7.5 (3")

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZE4FE4	10 (4")	10 (4")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.133**

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.133**





DEAMBULATORI 4 RUOTE CON FRENO A PRESSIONE

Deambulatori pieghevoli costruiti in alluminio anodizzato leggero con manopole imbottite anatomiche in polipropilene, dotato di quattro ruote, posteriori con freno a pressione e anteriori piroettanti. Regolabile in altezza in 8 posizioni (ogni 2 cm). Telaio pieghevole con pulsante centrale.

ISO

DPCM DM332/99: 12.06.06.006 / 12.06.09.109 / 12.06.09.130 / 12.06.09.133 / 12.06.09.145*

DPCM 12.01.2017: 12.06.06.003



120 Kg



TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO



Ruote Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti



Ruote Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti con
Freno Direzionale



Ruote Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti in Acciaio

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZD3A3	7.5 (3")	7.5 (3")

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZD3A3F	7.5 (3")	7.5 (3")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.145*

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZD3E3	7.5 (3")	7.5 (3")



Ruote Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti in Acciaio
con Freno



Ruote Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti



Ruote Posteriori
con Freno a Pressione



Ruote Anteriori
Piroettanti con Freno
Direzionale

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZD3E3F	7.5 (3")	7.5 (3")

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZD4A4	10 (4")	10 (4")

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZD4A4F	10 (4")	10 (4")

ISO DPCM DM332/99: 12.06.09.145*

DEAMBULATORI 4 RUOTE CON FRENO A PRESSIONE



REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZD4E4	10 (4")	10 (4")

REF	Ø Ruote Ant. (cm)	Ø Ruote Post. (cm)
01.06.ZD4E4F	10 (4")	10 (4")





TRIPODE

Il Tripode è composto da una **struttura in alluminio** che dona leggerezza e facilità di utilizzo. È regolabile in **10 altezze diverse** ed è dotato di una **impugnatura ergonomica e morbida** per una presa più confortevole. La base rinforzata da tre tiranti e dotata di tre puntali in gomma antiscivolo che garantiscono **stabilità e sicurezza** durante la deambulazione.

 120 Kg



REF	Colore
01.07.T100N	Nero

ISO

DPCM DM332/99: 12.03.15.003

DPCM 12.01.2017: 12.03.16.003



MANIGLIA

Impugnatura ergonomica e morbida per una presa più confortevole.

QUADRIPODE

Il Quadripode è composto da una **struttura in alluminio** che dona leggerezza e facilità di utilizzo. È regolabile in **8 altezze diverse** ed è dotato di una **impugnatura ergonomica e morbida** per una presa più confortevole. La base rinforzata da 4 tiranti e dotata di 4 puntali in gomma antiscivolo che garantiscono **stabilità e sicurezza** durante la deambulazione.

 120 Kg



REF	Colore
01.07.Q200N	Nero

ISO

DPCM DM332/99: 12.03.18.003

DPCM 12.01.2017: 12.03.16.006



MANIGLIA

Impugnatura ergonomica e morbida per una presa più confortevole.

STAMPELLE CANADESI

REF	Colore	Altezza (cm)
01.07.SK300	Nero	da 74 a 99

ISO

DPCM DM332/99: 12.03.06.003

DPCM 12.01.2017: 12.03.06.003

PROTEZIONE
MORBIDA ADESIVA

ACCESSORI
PROTEZIONE
MORBIDA DI
POLIURETANO




REF
01.07.P01N

REF
01.07.P02

Le Stampelle hanno una struttura regolabile in altezza (10 posizioni), appoggio antibrachiale, impugnatura ergonomica ed un puntale antiscivolo.

130 Kg



BASTONE PIEGHEVOLE PER NON VEDENTI

REF	Altezza (cm)	Modello
01.07.B401	100	Pieghevole

ISO

DPCM DM332/99: 12.03.18.003

DPCM 12.01.2017: 12.39.03.006

Il Bastone Pieghevole per Non Vedenti ha una struttura in alluminio ricoperta di un sottile strato di polipropilene per renderlo impermeabile. Il bastone è richiudibile in 4 parti.

120 Kg





SOLLEVATORI - SOLLEVATORI PASSIVI

evolution

Kg
180 Kg

REF

01.01.EVO

ISO

DM332/99: 12.36.03.006

DPCM 12.01.2017: 12.36.03.006



Presentazione



Montaggio


LARGHEZZA RIDOTTA
PER PASSAGGI STRETTI



SICUREZZA

Dotato di allarme visivo e sonoro sia per batteria scarica che per sovraccarico.

Presenza di avviso e blocco di sicurezza elettronico in caso di batteria scarica.



Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Larghezza Interna Base (cm)	Larghezza Esterna Base (cm)	Altezza Minima Bilancino (cm)	Altezza Massima Bilancino (cm)	Altezza Base (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
120	60	46/90	57/102	60	175	10	7.5 (3")	10 (4")	38	115x58x33

ACCESSORI

CARICATORE 2.0

vedi pag. 187



REF

01.01.J06

PESA DIGITALE

vedi pag. 187



REF

01.01.T3271





GENESIS OLEOPNEUMATICO



160 Kg

REF

01.01.HE900

ISO

DM332/99: 12.36.03.003

DPCM 12.01.2017: 12.36.03.003



Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Larghezza Interna Base (cm)	Larghezza Esterna Base (cm)	Altezza Minima Bilancino (cm)	Altezza Massima Bilancino (cm)	Altezza Base (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
117	70	59/98	70/105	73	159	15	10 (4")	10 (4")	36	125x70x40

GENESIS ELETTRICO

REF
01.01.HE900E

160 Kg



ISO
DM332/99: 12.36.03.006
DPCM 12.01.2017: 12.36.03.006



Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Larghezza Interna Base (cm)	Larghezza Esterna Base (cm)	Altezza Minima Bilancino (cm)	Altezza Massima Bilancino (cm)	Altezza Base (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
117	70	59/98	70/105	73	159	15	10 (4")	10 (4")	36	125x70x40



LIFTY 4 PIEGHEVOLE


 200 Kg

REF	Batteria
01.01.LIFTY4	Integrata
01.01.LIFTY4D	Estraibile

ISO

DM332/99: 12.36.03.006

DPCM 12.01.2017: 12.36.03.006



IMBRACATURA

INCLUSA

vedi pag. 180



REF

01.01.20015

ACCESSORI

PESA DIGITALE

vedi pag. 187



REF

01.01.T3171-4

OPTIONAL

GRUPPO LINAK CON BATTERIA
ESTRAIBILE E STATUS DI CARICA
(Privo di sistema elettronico di
emergenza)
REF. 01.01.LIFTY4D



Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Larghezza Interna Base (cm)	Larghezza Esterna Base (cm)	Altezza Minima Bilancino (cm)	Altezza Massima Bilancino (cm)	Altezza Base (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
										
132.5	65	52/90	65/104	66	171	9/13	7.5 (3")	10 (4")	40	136x67x43

LIFTY 4E

REF	Batteria
01.01.LIFTY4E	Integrata
01.01.LIFTY4ED	Estraibile

200 Kg



ISO

DM332/99: 12.36.03.006

DPCM 12.01.2017: 12.36.03.006



IMBRACATURA

INCLUSA

vedi pag. 180



REF

01.01.20015

ACCESSORI

PESA DIGITALE

vedi pag. 187




REF

01.01.T3171-4

OPTIONAL

GRUPPO LINAK CON BATTERIA
ESTRAIBILE E STATUS DI CARICA
(Privo di sistema elettronico di
emergenza)
REF. 01.01.LIFTY4ED



Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Larghezza Interna Base (cm)	Larghezza Esterna Base (cm)	Altezza Minima Bilancino (cm)	Altezza Massima Bilancino (cm)	Altezza Base (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
 132.5	 65	 52/90	 65/104	 66	 171	 9/13	 7.5 (3")	 10 (4")	 40	 136x67x43



SOLLEVATORI - SOLLEVATORI ATTIVI

VERTIC 1

Kg
150 Kg

REF
01.01.VERTIC1

ISO
DM332/99: 12.36.03.006 DPCM 12.01.2017: 12.36.03.006



IMBRACATURA _____
INCLUSA
vedi pag. 185



REF
01.01.5010202

ACCESSORI _____
**IMBRACATURA
A 3 PUNTI**
vedi pag.185



REF
01.01.5010204

**FASCE PER
ARTI INFERIORI**
consultare il listino



REF
01.01.5080004

Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Larghezza Interna Base (cm)	Larghezza Esterna Base (cm)	Altezza Minima Bilancino (cm)	Altezza Massima Bilancino (cm)	Altezza Base (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
108	58	45/82	58/97	94	180	9/13	7.5 (3")	10 (4")	37	135x71x43

VERTIC 2 COMPATTO

REF

01.01.VERTIC2

150 Kg



ISO

DM332/99: 12.36.03.006

DPCM 12.01.2017: 12.36.03.006



IMBRACATURA

INCLUSA
vedi pag. 185


REF

01.01.5010202

ACCESSORI

**IMBRACATURA
A 3 PUNTI**
vedi pag. 185


REF

01.01.5010204

**FASCE PER
ARTI INFERIORI**
consultare il listino


REF

01.01.5080004

**Centralina LINAK
con Batteria Integrata**
con status di carica

Fungo Rosso
pulsante di emergenza che
blocca il flusso di elettricità

**Sistema Elettronico di
Discesa di Emergenza**
in caso di mal funzionamento
del telecomando

Pedale Divaricatore
consente l'apertura e la
chiusura della base

Maniglione
di movimentazione

Maniglie di Supporto
aiutano il paziente a
stabilizzarsi e verticalizzarsi

Bilancino
con 3 attacchi per
imbracatura anti-sfilamento

Attuatore

**Sistema Meccanico
di Discesa di Emergenza**
in caso di mal funzionamento del
telecomando o della centralina

Telecomando
per salita e discesa

Telaio
in Acciaio verniciato

**Protezione
per le Ginocchia**
regolabile in altezza

Pedana Antiscivolo
Ruote Posteriori
Gemellate Piroettanti con
Freno di arresto

Base Divaricabile
tramite pedale

Ruote Anteriori
Gemellate Piroettanti

Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Larghezza Interna Base (cm)	Larghezza Esterna Base (cm)	Altezza Minima Bilancino (cm)	Altezza Massima Bilancino (cm)	Altezza Base (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
										
94.5	53	40/78	53/90	91	140	9/13	7.5 (3")	10 (4")	34	105x60x13



Mbove

Kg
135 Kg

REF

01.01.MOOVE

ISO

DM332/99: 12.36.03.006

DPCM 12.01.2017: 12.36.03.006

Maniglione
di movimentazione

Poggiaschiena e Poggiatesta
imbottiti

IMBRACATURA
INCLUSA



Telaio
in Acciaio verniciato

Imbracatura
aggancio e sgancio
rapido

Attuatore

Motore Elettrico
per regolazione dell'altezza

TELAIO PIEGHEVOLE
FACILMENTE RIPONIBILE



Poggiapiedi

Ruote Posteriori
Piroettanti

Base Apribile Regolabile
tramite pedale meccanico

Ruote Anteriori
Piroettanti con freno di arresto



Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza Minima (cm)	Altezza Massima (cm)	Altezza Base (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
								
90	64	95,5	130,5	11,8	7,5 (3")	7,5 (3")	34	100x73x52

VERTIC' EASY

REF

01.01.EASY



ACCESSORI
IMBRACATURA
A 2 PUNTI
consultare il listino



REF

01.01.5010043

150 Kg



Maniglione
di movimentazione

Telaio Regolabile in
Altezza
in Acciaio verniciato

Protezione
per le Ginocchia
regolabile in altezza

Pedana
Antiscivolo

2 Ruote
per il trasporto quando inclinato



VERTIC' HOME

REF

01.01.HOME



ACCESSORI
IMBRACATURA
A 2 PUNTI
consultare il listino



REF

01.01.5010043

135 Kg



Maniglione
di movimentazione

Telaio Regolabile in
Altezza
in Acciaio verniciato

Protezione
per le Ginocchia
regolabile in altezza

Pedana
Antiscivolo

Cavalletto
Retrattile
di stabilizzazione

Ruote Posteriori
Piroettanti con Freno di arresto

Ruote Anteriori
Fisse





IMBRACATURE - SENZA CONTENZIONE DEL CAPO

DELUXE 200 SENZA CONTENZIONE DEL CAPO

 200 Kg


 TRASPIRANTE

 IMBOTTITO

REF	Taglia	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
01.01.2022.200	S	83	105	50	60
01.01.2023.200	M	95	105	60	64
01.01.2024.200	L	105	120	64	71
01.01.2025.200	XL	117	120	76	76

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.36.21.003



Utilizzabile anche
nell'AMBIENTE DOCCIA

IMBRACATURA SENZA CONTENZIONE DEL CAPO


 200 Kg

 TRASPIRANTE

REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
01.01.20015	105	57	80	42

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.36.21.003




IMBRACATURA UNIVERSALE CON CONTENZIONE DEL CAPO

REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
01.01.TC900	116	91	25	106	30	37	56

ISO	DM332/99: 12.36.03.103
	DPCM 12.01.2017: 12.36.21.006

180 Kg

TRASPIRANTE



Tessuto
in Poliestere Microforato
che permette
un'ossigenazione della
cute ottimale

Vari Ancoraggi
per personalizzare la postura
del paziente




IMBRACATURA IMBOTTITA UNIVERSALE CON CONTENZIONE DEL CAPO

REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
01.01.TC1000	121	100	84	50,5	40	50,5	22

180 Kg

TRASPIRANTE



3 Maniglie
per la movimentazione
del paziente

Morbida Imbottitura

Vari Ancoraggi
per personalizzare la postura
del paziente





IMBRACATURE - CON CONTENZIONE DEL CAPO

DELUXE 200 CON CONTENZIONE DEL CAPO

Kg
200 Kg

TRASPIRANTE

IMBOTTITO

Supporto per la Testa
con stecche di irrigidimento

Tessuto
in Poliestere Microforato
che permette
un'ossigenazione della
cute ottimale

Zona Gambe Imbottita
per evitare
arrossamenti

Vari Ancoraggi
per personalizzare la postura
del paziente




REF	Taglia	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
01.01.2032.200	S	126	100	49	85
01.01.2033.200	M	129	103	58	89
01.01.2034.200	L	135	117	66	92
01.01.2035.200	XL	152	126	76	99

ISO

DM332/99: 12.36.03.103

DPCM 12.01.2017: 12.36.21.006



Utilizzabile anche
nell'AMBIENTE DOCCIA

IMBRACATURA CON CONTENZIONE DEL CAPO

Kg
250 Kg
(Bariatrico) 300 Kg

TRASPIRANTE

IMBOTTITO

Supporto per la Testa

Vari Ancoraggi
per personalizzare la postura
del paziente




REF	Taglia	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)
01.01.20041	L	172	89	33	106	65	42
01.01.20017	Bariatrico	181	113	37	108	94	46

ISO

DM332/99: 12.36.03.103

DPCM 12.01.2017: 12.36.21.006



HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

IMBRACATURA PER AMPUTATI MONOLATERALI E BILATERALI

REF	Taglia	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
01.01.2043.S	S	113	98	58	24
01.01.2043.M	M	117	106	62	32
01.01.2043.L	L	127	114	66	40
01.01.2043.XL	XL	135	124	70	48

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.36.21.009

L'Imbracatura per Amputati Monolaterali e Bilaterali, grazie al suo design ergonomico, consente il trasferimento del paziente dalla posizione seduta a quella sdraiata e viceversa. L'imbottitura contribuisce inoltre a prevenire irritazioni o lesioni cutanee, risultando particolarmente indicata in caso di trasferimenti frequenti o prolungati. È lavabile, assicurando elevati standard di igiene e durata nel tempo.


200 Kg



TRASPIRANTE



IMBOTTITO



Tessuto

in Poliestere Microforato
che permette
un'ossigenazione della
cute ottimale



**Zona Gambe
Imbottita**
per evitare
arrossamenti

3 Maniglie
per la movimentazione
del paziente

Vari Ancoraggi
per personalizzare la postura
del paziente



Utilizzabile anche
nell'AMBIENTE DOCCIA



IMBRACATURA DA TOILETTE SENZA CONTENZIONE DEL CAPO

 200 Kg


 TRASPIRANTE



REF	Taglia	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
01.01.2040.S	S	82	68	36	20	16
01.01.2040.M	M	93	76	49	24	16
01.01.2040.L	L	96	87	64	25	17
01.01.2040.XL	XL	109	102	67	29	18

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.36.21.009



Utilizzabile
nell'AMBIENTE BAGNO

IMBRACATURA DA TOILETTE CON CONTENZIONE DEL CAPO

 200 Kg


 TRASPIRANTE



REF	Taglia	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
01.01.2042.S	S	88	90	26	55	33	33	43
01.01.2042.M	M	93	96	28	65	40	40	53
01.01.2042.L	L	94	98	30	73	45	45	61
01.01.2042.XL	XL	98	105	31	78	46	46	63

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.36.21.009



Utilizzabile
nell'AMBIENTE BAGNO

IMBRACATURA A 2 PUNTI

REF	Taglia	A (cm)	B (cm)	C (cm)
01.01.5010202	M	55	38	39
01.01.5010203	XL	55	68	48
01.01.5010118	Bariatrico	80	78	78


150 Kg
(Bariatrico) 300 Kg



TRASPIRANTE



IMBOTTITO



IMBRACATURA A 3 PUNTI

REF	Taglia	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
01.01.5010204	M	55	38	67	55
01.01.5010205	XL	55	70	77	55


150 Kg



TRASPIRANTE



IMBOTTITO





IMBRACATURA A BARELLA



160 Kg



TRASPIRANTE

REF	Misure (cm)
01.01.1120	120 x 60

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.36.21.015

Vari Ancoraggi
per personalizzare la
postura del paziente



Aste
in Acciaio Inox
per stabilizzare il paziente

BARELLA A CORSETTO



160 Kg



TRASPIRANTE

REF	Misure (cm)
01.01.1101	170 x 55

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.36.21.015

Vari Ancoraggi
per personalizzare la
postura del paziente

Tessuto
in Poliestere Microforato che
permette un'ossigenazione
della cute ottimale



Struttura
in Acciaio Inox
con 8 punti di ancoraggio che
evitano la costrizione del paziente


Foro Perineale

PESA CHARDER

REF	Sollevatore
01.01.T3171-4	LIFTY 4
01.01.T3171-5	LIFTY 5
01.01.T3171-6	LIFTY 6

La PESA CHARDER 300 permette di pesare pazienti allettati con l'ausilio di un sollevatore. La pesa è applicabile su tutti i sollevatori Lifty con bilancino ed è dotata di funzioni memoria ed autoazzeramento. Alimentazione: 6 x 1.5 V. Batterie: n. 6, tipo AAA, incluse. Classe: III Divisione: 100 gr

OMOLOGAZIONE INCLUSA IN ABBINAMENTO ALLA LINEA LIFTY
La pesa CHARDER viene fornita già montata sui sollevatori della gamma LIFTY, compresa di omologazione, certificazione e taratura. L'adattatore per i sollevatori LIFTY viene fornito insieme alla pesa ed è incluso.



PESA WUNDER

REF
01.01.T3271

La PESA WUNDER 300 permette di pesare pazienti allettati con l'ausilio di un sollevatore. La pesa è applicabile su tutti i sollevatori con bilancino ed è dotata di funzioni memoria ed autoazzeramento. Alimentazione: 6 x 1.5 V. Batterie: n. 6, tipo AAA, incluse. Classe: III Divisione: 100 gr

OMOLOGAZIONE INCLUSA IN ABBINAMENTO AL SOLLEVATORE EVOLUTION
La pesa WUNDER viene fornita già montata sul sollevatore EVOLUTION, compresa di omologazione, certificazione e taratura. L'adattatore per il sollevatore EVOLUTION viene fornito a parte come accessorio.



CARICATORE 2.0

REF	Sollevatore
01.01.J06	EVOLUTION

Il Caricatore 2.0 permette la ricarica della batteria estratta senza movimentare il sollevatore.





BARELLA DOCCIA

REF	Modello
02.01.BDI001	Idraulico
02.01.BDE001	Elettrico

190 Kg IMPERMEABILE 

ISO

DPCM 12.01.2017: 09.12.03.015



ENCLARA

MEDICAL

Struttura

in Acciaio zincato verniciata
a polveri con trattamento
anticorrosione

**Telo Imbottito
Impermeabile**

in Poliestere spalmato in PVC
Ignifugo

Piano d'Appoggio

in HPL con spigoli arrotondati
spessore: 8 mm

ACCESSORI
**PANNELLO DI LAVAGGIO E
SANIFICAZIONE**


•**Flussimetro**
regolazione della
concentrazione del
disinfettante

•**Miscelatore
Termostatico**
per regolare la temperatura
dell'acqua con blocco di
sicurezza ad un massimo di
38°C

•**Venturimetro**
regolazione della miscelazione
acqua / disinfettante

1 Ruota

Piroettante con Freno
direzionale

Regolabile in Altezza

da 50,5 a 90,5 cm
con inclinazione automatica
da 0° a 5°

3 Ruote

Piroettanti con Freno di
bloccaggio

Sponde Ribaltabili

a 25° e 180°

Cuscino a Cuneo
inclinazione 15°

Foro di Scarico

con tubo flessibile di scolo

REF

02.01.PLS001

VERSIONE ELETTRICA

GRUPPO LINAK CON BATTERIA
ESTRAIBILE E STATUS DI CARICA

REF. 02.01.BDE001





Sedia da comodo senza ruote con telaio in acciaio verniciato resistente all'acqua. Schienale e seduta rigidi, imbottiti con materiali ignifughi e foderati in PVC nero idrorepellente. Seduta con foro frontale con tappo di chiusura, braccioli ribaltabili ed imbottiti. **L'ausilio è posizionabile direttamente sul wc ed è dotato di un dispositivo wc estraibile.**

 120 Kg

 IMPERMEABILE



Larghezza (cm)	Larghezza Seduta (cm)	Altezza Seduta (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
				
53	45	51.5 / 59.5	11.5	54 x 56 x 48



REF

01.04.121-46

ISO

DM 332/99: 09.12.03.003 / 09.12.24.003 / 09.12.24.003

DPCM 2017 : 09.12.03.006

COPPIA DI SPINTE LATERALI

consultare il listino



REF

01.04.CHEST-1

ACCESSORI COPPIA DI PEDANE ELEVABILI

consultare il listino



REF

01.04.FEA-1

POGGIATESTA REGOLABILE

consultare il listino



REF

01.04.HD-1



TELAIO REGOLABILE IN
ALTEZZA
in 4 posizioni differenti.

Sedia Doccia manovrabile dall'operatore con telaio in alluminio resistente all'acqua, all'umidità, ai detergenti e agli acidi. Il telaio è regolabile in altezza per adattarsi ad ogni utilizzatore. È dotato di schienale e seduta in poliuretano rigido, imbottito, morbido ed idrorepellente. La seduta è fornita di un foro frontale con tappo di chiusura. Braccioli ribaltabili ed imbottiti. Poggipiedi regolabili in lunghezza e ribaltabili. L'ausilio è posizionabile direttamente sul wc ed è dotato di un dispositivo wc estraibile, lavabile e disinfettabile.

120 Kg



IMPERMEABILE



TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO

Schienale e Seduta

- in Poliuretano
- Rigido
- Imbottito
- Morbido
- Idrorepellente

Foro Frontale con Tappo

- Imbottito
- Amovibile

Braccioli

- Ribaltabili
- Imbottiti

Telaio in Alluminio Regolabile in Altezza

Pedane

- Estraibili
- Ribaltabili

Supporto per Talloni

Poggipiedi

- Regolabili in lunghezza
- Ribaltabili

Supporto Ruote

- in Acciaio Inox resistente all'acqua

Ruote

- Piroettanti con Freno



Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Larghezza Seduta (cm)	Profondità Seduta (cm)	Altezza Schienale (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
									
85	55	95.5 / 98	46	40	45.5 / 48	48.5 / 56	12.5 (5")	13.5	70 x 33 x 58



Sedia Doccia manovrabile dall'operatore con telaio in alluminio resistente all'acqua, all'umidità, ai detergenti e agli acidi. Il telaio è regolabile in altezza per adattarsi ad ogni utilizzatore. E' dotato di schienale e seduta in poliuretano rigido, morbido ed idrorepellente. La seduta è fornita di un foro frontale con tappo di chiusura, braccioli ribaltabili ed imbottiti e poggipiedi regolabili in altezza ed estraibili. **L'ausilio è posizionabile direttamente sul wc ed è dotato di un dispositivo wc estraibile.**

Kg
120 Kg

IMPERMEABILE

TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO

**Schienale e Seduta**

in Poliuretano

- Rigido
- Imbottito
- Morbido
- Idrorepellente

Foro Frontale con Tappo

- Imbottito
- Amovibile

Braccioli

- Ribaltabili
- Imbottiti

Telaio in Alluminio Regolabile in Altezza**Pedane**

- Estraibili
- Ribaltabili

Supporto Ruote
in Acciaio Inox resistente all'acqua**Supporto per Talloni****Poggipiedi**

- Regolabili in altezza
- Estraibili

Ruote Posteriori
Fisse**Ruote Anteriori**
Piroettanti

REF
01.04.120-46

ISO

DM 332/99: 09.12.03.003 / 09.12.03.103 / 09.12.24.003

DPCM 2017: 09.12.03.012

ACCESSORI**COPPIA DI SPINTE LATERALI**

consultare il listino



REF
01.04.CHEST-1

COPPIA DI PEDANE ELEVABILI

consultare il listino



REF
01.04.FEA-1

POGGIATESTA REGOLABILE

consultare il listino



REF
01.04.HD-1

**TELAIO REGOLABILE IN ALTEZZA**
in 4 posizioni differenti.

Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Larghezza Seduta (cm)	Profondità Seduta (cm)	Altezza Schienale (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
92	63	95	46	41	47.5 / 50	48.5 / 56	12.5 (5")	60 (24")	17.2	80 x 38 x 70



REF

01.04.122-46

ISO

DPCM 2017: 09.33.03.012

**COPPIA DI SPINTE
LATERALI**
consultare il listino



REF

01.04.CHEST-1

**COPPIA DI PEDANE
ELEVABILI**
consultare il listino



REF

01.04.FEA-1

Sedia Doccia Basculante manovrabile dall'operatore con telaio in alluminio resistente all'acqua, all'umidità, ai detergenti e agli acidi. Il telaio è regolabile in altezza per adattarsi ad ogni utilizzatore ed è dotato di **sistema basculante inclinabile da 0 a 30°** tramite un apposito pistone pneumatico posto sotto la seduta. La seduta è fornita di un foro frontale con tappo di chiusura. Braccioli ribaltabili ed imbottiti. Poggiatesta regolabili in altezza ed estraibili. **L'appoggiatesta regolabile in altezza, profondità ed inclinazione** dona il massimo comfort a qualsiasi utilizzatore. E' presente un dispositivo wc estraibile, lavabile e disinfettabile. **La sedia doccia è posizionabile sul wc.**

120 Kg



IMPERMEABILE



TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO



Poggiatesta

*Regolabile in altezza,
profondità e inclinazione*

**Foro Frontale
con Tappo**

· Imbottito
· Amovibile

Braccioli

· Ribaltabili
· Imbottiti

Schienale e Seduta

in Poliuretano
· Rigido
· Morbido
· Idrorepellente

Pedane

· Estraibili
· Ribaltabili

**Supporto per
Talloni**

Ruote

*Piroettanti 12,5 cm
con Supporto in Acciaio Inox
resistente all'acqua e all'umidità*

Poggiatesta

· Regolabili in altezza
· Estraibili

**TELAIO REGOLABILE IN
ALTEZZA**
in 4 posizioni differenti.



Telaio Basculante

inclinazione seduta da 0° a 30°

TELAIO BASCULANTE

*Inclinazione seduta regolabile
da 0° a 30° tramite un apposito
pistone pneumatico posto
sotto la seduta.*



Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Larghezza Seduta (cm)	Profondità Seduta (cm)	Altezza Seduta da Terra (cm)	Dimensioni Ruote (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
98	57	1060	46	41	48.5 / 56	12.5 (5")	17	67 x 63 x 46



SOLLEVATORE DA VASCA

REF	Misure (cm)
01.01.BATHLIFT	83 x 70 x 64

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.36.15.003

Il Sollevatore da Vasca ha una struttura stabile e robusta, garantendo così sicurezza e comfort. **Permette di superare senza alcuna difficoltà il bordo della vasca da bagno e di immergere completamente il paziente nell'acqua.**

140 Kg

IMPERMEABILE



SEDILO GIREVOLE DA VASCA

Il Sedile Girevole da Vasca ha un sistema di fissaggio alla vasca regolabile. La struttura portante, grazie alla presenza di fessure, consente il drenaggio dell'acqua. Una manopola posta sotto alla seduta permette di **ruotare il sedile per poter entrare ed uscire dalla vasca con il minimo sforzo**.

E' presente un sistema di blocco della rotazione ogni 90° in materiale resistente all'usura e alla corrosione.

Regolabile per interno vasca da 60 a 70 cm.

 130 Kg

 IMPERMEABILE

REF	Misure (cm)
02.02.357U	74 x 50

ISO DPCM 12.01.2017: 09.33.03.015



Appoggi Rivestiti in Gomma
per una maggior sicurezza

Braccioli
per garantire il massimo comfort e sicurezza

Supporto per Rotazione in PVC
Indeformabile e Anticorrosione



Perni di Regolazione
per una maggior stabilità

Telaio in Acciaio Plastificato
impermeabile verniciato di bianco





SEDILE DA DOCCIA SENZA INCAVO

Il Sedile da Doccia ha una **struttura in alluminio regolabile in altezza** in otto posizioni, seduta rettangolare con fori per il deflusso dell'acqua e impugnature laterali. Il montaggio non richiede alcun tipo di strumento.

120 Kg

IMPERMEABILE

TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO



REF	Altezza (cm)
02.02.797	da 42 a 52

ISO	DPCM 12.01.2017: 09.12.12.003
-----	-------------------------------



SEDILE DA DOCCIA CON INCAVO

Il Sedile da Doccia con Incavo ha una **struttura in alluminio regolabile in altezza** in otto posizioni, seduta rettangolare con fori per il deflusso dell'acqua e impugnature laterali. Il montaggio non richiede alcun tipo di strumento.

120 Kg

IMPERMEABILE

TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO



REF	Altezza (cm)
02.02.797U	da 42 a 52

ISO	DPCM 12.01.2017: 09.12.12.003
-----	-------------------------------



SEDILE DA DOCCIA CON SCHIENALE SENZA INCAVO

REF	Altezza (cm)
02.02.798	da 36 a 51

ISO	DPCM 12.01.2017: 09.12.12.003
-----	-------------------------------

Il Sedile da Doccia con Schienale ha una **struttura in alluminio regolabile in altezza** in otto posizioni, seduta rettangolare con **fori per il deflusso dell'acqua**, schienale e impugnature laterali. Il montaggio non richiede alcun tipo di strumento.

120 Kg 

IMPERMEABILE 

TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO 



SEDILE DA DOCCIA CON SCHIENALE CON INCAVO

REF	Altezza (cm)
02.02.798U	da 36 a 51

ISO	DPCM 12.01.2017: 09.12.12.003
-----	-------------------------------

Il Sedile da Bagno ha un **telaio in alluminio regolabile in altezza**, seduta rettangolare con **fori per il deflusso dell'acqua**, impugnature laterali e schienale con impugnatura. L'incavo centrale favorisce igiene e comfort per l'utilizzatore. Il montaggio non richiede alcun tipo di strumento.

120 Kg 

IMPERMEABILE 

TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO 





SEDILE DA DOCCIA CON SCHIENALE E BRACCIOLI SENZA INCAVO

Il Sedile da Doccia con Schienale e Braccioli ha una **struttura in alluminio regolabile in altezza** in otto posizioni, seduta rettangolare con **fori per il deflusso dell'acqua**, schienale e impugnature laterali. Il montaggio non richiede alcun tipo di strumento.

 120 Kg

 IMPERMEABILE

 TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO

Altezza Regolabile
da 36 a 51 cm

Braccioli
• Imbottiti
• Estraibili

Puntali
in Gomma antiscivolo



Maniglia
facilita lo spostamento



REF	Altezza (cm)
02.02.799	da 36 a 51

ISO DPCM 12.01.2017: 09.12.12.003

SEDILE DA DOCCIA CON SCHIENALE E BRACCIOLI CON INCAVO

Il Sedile da Doccia con Schienale, Incavo e Braccioli ha una **struttura in alluminio regolabile in altezza** in otto posizioni, seduta rettangolare con **fori per il deflusso dell'acqua**, schienale e impugnature laterali. Il montaggio non richiede alcun tipo di strumento.

 120 Kg

 IMPERMEABILE

 TELAIO LEGGERO IN ALLUMINIO

Altezza Regolabile
da 36 a 51 cm

Braccioli
• Imbottiti
• Ribaltabili

Puntali
in Gomma antiscivolo



Maniglia
facilita lo spostamento



Seduta Ergonomica
con incavo



REF	Altezza (cm)
02.02.799U	da 36 a 51

ISO DPCM 12.01.2017: 09.12.12.003

SEDILE DA DOCCIA GIREVOLE

REF	Altezza (cm)
02.02.796	da 40.5 a 58

ISO DPCM 12.01.2017: 09.12.12.003



Il Sedile da Doccia Girevole ha una **struttura in alluminio regolabile in altezza in otto posizioni**, seduta che ruota su se stessa per facilitare l'ingresso e l'uscita dalla doccia. **Il montaggio non richiede alcun tipo di strumento.**

Altezza regolabile
da 40.5 a 58 cm



120 Kg

IMPERMEABILE

TELAIO LEGGERO
IN ALLUMINIO

Puntali
in Gomma antiscivolo

SEDILE DA DOCCIA PIEGHEVOLE

REF	Altezza (cm)
02.02.797F	da 42 a 52

ISO DPCM 12.01.2017: 09.12.12.003

Il Sedile da Doccia Pieghevole Regolabile in Altezza ha un **telaio pieghevole in alluminio regolabile in altezza**, seduta rettangolare con fori per il deflusso dell'acqua e impugnature laterali. **Il montaggio non richiede alcun tipo di strumento.**

Maniglia

Altezza regolabile
da 42 a 52 cm

Telaio Pieghevole



120 Kg

IMPERMEABILE

TELAIO LEGGERO
IN ALLUMINIO

Puntali
in Gomma antiscivolo

Seduta Ergonomica

SEDILE DA DOCCIA PIEGHEVOLE A MURO

REF	Altezza (cm)
02.02.538500	da 43 a 57.5

ISO DPCM 12.01.2017: 09.33.03.006

Il Sedile da Doccia Pieghevole viene **fissato al muro attraverso quattro punti di ancoraggio**. La seduta è rettangolare con fori per il deflusso dell'acqua e impugnature laterali. Presenta, inoltre, due gambe regolabili in altezza, la struttura è pieghevole riducendo così al minimo l'ingombro.

Seduta Ergonomica

Telaio
in Alluminio

Altezza regolabile
da 43 a 57.5 cm



Maniglia

Puntali
in Gomma antiscivolo

120 Kg

IMPERMEABILE

TELAIO LEGGERO
IN ALLUMINIO



ASCOT

 130 Kg

 IMPERMEABILE

REF	Altezza (cm)
02.02.674-4	10
02.02.674-6	15

ISO DPCM 12.01.2017: 09.12.15.003



OPTIONAL
COPERCHIO
accessorio da montare
(REF 02.02.LID)

HERMES SENZA BRACCIOLI

 130 Kg

 IMPERMEABILE

REF	Altezza (cm)
02.02.T1044	10

ISO DPCM 12.01.2017: 09.12.15.003



HERMES CON BRACCIOLI

REF	Altezza (cm)
02.02.T1045	10

ISO	DPCM 12.01.2017: 09.12.15.003
-----	-------------------------------

130 Kg

IMPERMEABILE

Seduta Ergonomica
in PVC lavabile

Braccioli
• Imbottiti
• Estraibili

Apertura Frontale
facilita l'accessibilità per l'igiene personale.

Sistema di Fissaggio Frontale
tramite vite singola



TRIO

REF	Misure (cm)
02.02.670	36 x 40 /5/10/15

ISO	DPCM 12.01.2017: 09.12.15.006
-----	-------------------------------

130 Kg

IMPERMEABILE

Braccioli
• Ribaltabili
• Imbottiti

Tavoletta Alzabile

Facile Fissaggio al WC
tramite viti in dotazione

Altezza Variabile
5, 10, 15 cm



PENTASOFT

REF	Misure (cm)
02.02.676	37 x 40 x 11/13.5/16/18.5

ISO	DPCM 12.01.2017: 09.12.15.006
-----	-------------------------------

130 Kg

IMPERMEABILE

SEDUTA MORBIDA

Seduta
• Idrorepellente
• Lavabile
• Morbida

Telaio Regolabile
In 5 altezze diverse





EASY SOFT

 130 Kg

 IMPERMEABILE

 SEDUTA MORBIDA



Seduta Ergonomica
• Idrorepellente
• Lavabile
• Morbida

Apertura Frontale
facilita l'accessibilità per
l'igiene personale

Bordo Sagomato
che si adatta al WC senza
l'utilizzo di bloccaggi laterali

REF	Altezza (cm)
02.02.672-2	5
02.02.672-4	10

ISO DPCM 12.01.2017: 09.12.09.003

SOFT

 130 Kg

 IMPERMEABILE

 SEDUTA MORBIDA

Sistema di Fissaggio
tramite due staffe laterali



Seduta Ergonomica
• Idrorepellente
• Lavabile
• Morbida

Apertura Frontale
facilita l'accessibilità per
l'igiene personale

REF	Altezza (cm)
02.02.673	12

ISO DPCM 12.01.2017: 09.12.15.003


DOUBLE SOFT

 130 Kg

 IMPERMEABILE

 SEDUTA MORBIDA

Apertura Posteriore
permette l'utilizzo su WC e bidet



Seduta Ergonomica
• Idrorepellente
• Lavabile
• Morbida

Apertura Frontale
facilita l'accessibilità per
l'igiene personale

Bordo Sagomato
che si adatta al WC senza
l'utilizzo di bloccaggi laterali

REF	Altezza (cm)
02.02.671	11

ISO DPCM 12.01.2017: 09.12.15.003

COMODA 4 IN 1 SMART LIGHT

REF	Misure (cm)
01.04.35	49.5 x 58 x 40.5/56

ISO	DM 332/99: 09.12.24.003 DPCM 2017: 09.12.12.003
-----	--

La Comoda 4 in 1 Smart Light con **telaio pieghevole** risulta un **utile ausilio per l'espletamento delle funzioni igieniche quotidiane di disabili ed anziani**. Grazie alle svariate funzioni può essere utilizzata in strutture sanitarie e a domicilio.

130 Kg

IMPERMEABILE

TELAIO LEGGERO
IN ALLUMINIO



TELAIO PIEGHEVOLE E SMONTABILE
MONTAGGIO RAPIDO SENZA UTENSILI



AUSILI BARIATRICI	206
MATERASSI IN ESPANSO DI POLIURETANO	208
MATERASSI OBA	210
MATERASSI AD ARIA	216
LETTI E ACCESSORI	218
POLTRONE RELAX	220
SOLLEVATORI PASSIVI	221
SOLLEVATORI ATTIVI	223



AUSILI BARIATRICI



POLIMED VENTILATO A CUBETTI

Il materasso realizzato in espanso di poliuretano a cellule aperte consente una **buona circolazione dell'aria**, mantenendo la superficie fresca e confortevole. La lavorazione a cubetti assicura una **distribuzione uniforme del peso del corpo**, riducendo la pressione su punti specifici e prevenendo la formazione di piaghe da decubito. Gli ampi **canali di areazione** garantiscono una migliore ossigenazione cutanea.

REF	Misure (cm)	Ignifugo	REF Fodera Poliuretano	REF Fodera Poliestere
05.05.PI19512014	195 x 120 x 14	si	05.91.19512014	05.94.19512014

ISO

DM332/99: 03.33.06.003



150 Kg



TRASPIRANTE



IGNIFUGO



DISPONIBILE SU MISURA




CFC FREE



LATEX FREE



Omologato dal
Ministero degli Interni
Ignifugo Classe 1IM



Espanso di Poliuretano
ad alta resilienza con densità 30 Kg/m3

Superficie a Cubetti
garantisce ampi canali di areazione per una migliore ossigenazione, riducendo i rischi di macerazione cutanea

Struttura
a 'cellule aperte' che permettono un'areazione interna



OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN SPALMATO DI POLIURETANO (tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e Sanitized) con cerniera su 3 lati. vedi pag. 72



OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN POLIESTERE (tessuto traspirante) con cerniera su 2 lati. vedi pag. 72



OPTIONAL

3 SEZIONI
La divisione in 3 sezioni permette al materasso di adattarsi a qualsiasi letto articolato.

CARGUMIXT

Il materasso è realizzato in espanso viscoelastico ignifugo. Le **due densità differenziate** migliorando il comfort e riducono il rischio di piaghe da decubito. Il materiale viscoelastico aderisce alla forma del corpo, nel materasso sono presenti **due aree con foratura anti soffoco**, **stabilizzatori laterali** per il supporto e intagli alla base che ne permettono l'utilizzo nei letti articolati.

REF	Misure (cm)	Ignifugo	REF Fodera Poliuretano	REF Fodera Poliestere
05.05.H6834CXB.120	195 x 120 x 14	sì	05.91.19512014	05.94.19512014

ISO

DM332/99: 03.33.06.006

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006

Omologato
CLASSE
1IM

Omologato dal
Ministero degli Interni
Ignifugo Classe 1IM

Espanso Viscoelastico
con densità 50 Kg/m3 (ignifugo)
spessore: 6 cm



Effetto Lenta Memoria
Schiama Viscoelastica anatomica
e termosensibile con effetto
conformante ed avvolgente;
con ottime caratteristiche di
assorbimento degli urti

Stabilizzatori Laterali
riducono i rischi di scivolamento del paziente
facilitando entrata ed uscita dal letto

Base di Supporto
Espanso ad alta resilienza
di densità 30 Kg/m3

Intagli
si conforma anatomicamente
alle posizioni dei letti articolati

Foratura Antisoffoco
permette un'ossigenazione migliore della
cute ed evita il soffocamento di pazienti
con problemi di mobilità

150 Kg

TRASPIRANTE

DISPONIBILE SU MISURA

DENSITÀ DIFFERENZIATE

IGNIFUGO

CFC FREE

LATEX FREE



OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN
SPALMATO DI POLIURETANO
(tessuto traspirante,
impermeabile, ignifugo, bielastico
e Sanitized) con cerniera su 3 lati.
vedi pag. 72



OPTIONAL

FODERA ESTERNA IN
POLIESTERE
(tessuto traspirante)
con cerniera su 2 lati.
vedi pag. 72



OPTIONAL

3 SEZIONI
La divisione in 3 sezioni
permette al materasso di
adattarsi a qualsiasi letto
articolato.



AUSILI BARIATRICI - MATERASSI OBA

OBA MEDICA

Il materasso OBA MEDICA è realizzato in espanso di schiuma EvoPore di alta qualità con densità elevata. Destinato alla **prevenzione delle piaghe da decubito** in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per periodi di tempo.

 MIN. 50 Kg - MAX. 140 Kg

 TRASPIRANTE

 DISPONIBILE SU MISURA

 DENSITÀ DIFFERENZIATE

 CFC FREE

 LATEX FREE

ALTO
RISCHIO




BASSO
RISCHIO

REF	Misure (cm)	Fodera
05.05.OBAM120	200 x 120 x 14	Tricot Sanilon
05.05.OBAMTX120	200 x 120 x 14	Obatex

ISO

DM332/99: 03.33.06.006

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006




Lastra di Base
Espanso di schiuma EvoPore
con densità di 50 Kg/m³

Stabilizzatori Lateral
Espanso di schiuma EvoPore
con densità di 50 Kg/m³.
Riducono i rischi di scivolamento
del paziente facilitando entrata ed
uscita dal letto

STRUTTURA SIMMETRICA

Il materasso è dotato di due superfici simmetriche aventi la stessa lavorazione, che permettono di capovolgere il materasso ciclicamente prolungandone notevolmente la durata di utilizzo.

FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:



TRICOT SANILON
Cotone elastico.



OBATEX
(Tessuto traspirante,
impermeabile, ignifugo,
bielastico e sanitized).

OBA AIRSOFT

REF	Misure (cm)	Fodera
05.05.OBAASTS120	200 x 120 x 20	Tricot Sanilon
05.05.OBAASTX120	200 x 120 x 20	Obatex

ISO

DM332/99: 03.33.06.006
DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006



OPTIONAL

Disponibile in
LASTRA UNICA CON
BORDI RINFORZATI

Il materasso OBA AIRSOFT è realizzato in espanso di schiuma EvoPore di alta qualità con densità e lavorazioni differenziate. Il dispositivo è destinato alla **prevenzione delle piaghe da decubito** in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo, soggetti tetraplegici e paraplegici o soggetti in stato vegetativo. Destinato per l'utilizzo in strutture ospedaliere, case di riposo e case di cura. Il dispositivo viene classificato con grado di antidecubito 3, secondo scala EPUAP.

MIN. 50 Kg - MAX. 140 Kg


TRASPIRANTE

DISPONIBILE SU MISURA

DENSITÀ DIFFERENZIATE

CFC FREE

LATEX FREE



FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:

TRICOT SANILON
Cotone elastico.

OBATEX
(Tessuto traspirante,
impermeabile, ignifugo,
bielastico e sanitized).

MATERASSO A TRE SEZIONI

Materasso diviso a tre sezioni con tre differenti fodere per ciascun modulo. Le tre sezioni permettono di cambiare l'assemblamento del materasso per ogni esigenza.
Valida alternativa ai materassi ad aria.



AUSILI BARIATRICI - MATERASSI OBA

OBA HOSPISOFT

Il materasso OBA HOSPISOFT è realizzato in espanso di schiuma EvoPore di alta qualità con densità e lavorazioni differenziate. Dispositivo destinato alla **prevenzione delle piaghe da decubito** in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo, pazienti geriatrici, soggetti con scarsa mobilità e soggetti con cute sensibile ed arrossata. Destinato per l'utilizzo in **strutture ospedaliere, case di riposo e case di cura**. Il dispositivo viene classificato con grado di antidecubito 3, secondo scala EPUAP.

 MIN. 50 Kg - MAX. 150 Kg

 TRASPIRANTE

 DISPONIBILE SU MISURA

 DENSITÀ DIFFERENZIATE

 CFC FREE

 LATEX FREE

ALTO
RISCHIO




BASSO
RISCHIO

REF	Misure (cm)	Fodera
05.05.OBAH120	200 x 120 x 15	Tricot Sanilon
05.05.OBAHTX120	200 x 120 x 15	Obatex

ISO

DM332/99: 03.33.06.006


DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006



STRUTTURA SIMMETRICA

Il materasso è dotato di due superfici simmetriche aventi la stessa lavorazione, che permettono di capovolgere il materasso ciclicamente prolungandone notevolmente la durata di utilizzo.

FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:



TRICOT SANILON
Cotone elastico.



OBATEX
(Tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e sanitized).

OBA MOTUS

REF	Misure (cm)	Fodera
05.05.MOTUSTS120	200 x 120 x 15	Tricot Sanilon
05.05.MOTUSTX120	200 x 120 x 15	Obatex

ISO

DM332/99: 03.33.06.006
DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006



Il materasso OBA MOTUS è realizzato in espanso schiuma EvoPore di alta qualità con densità e lavorazioni differenziate. Destinato alla **prevenzione delle piaghe da decubito** in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo, pazienti geriatrici, soggetti con scarsa mobilità e soggetti con cute sensibile ed arrossata. Raccomandato per uso pediatrico e per pazienti con peso inferiore a 50 Kg. Destinato per l'utilizzo in **strutture ospedaliere, strutture di assistenza pediatrica, case di riposo e case di cura**. Il dispositivo viene classificato con grado di antidecubito 3, secondo scala EPUAP.

MIN. 40 Kg - MAX. 150 Kg

TRASPIRANTE

DISPONIBILE SU MISURA


DENSITÀ DIFFERENZIATE

CFC FREE

LATEX FREE

ALTO RISCHIO

BASSO RISCHIO



FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:

TRICOT SANILON
Cotone elastico.

OBATEX
(Tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e sanitized).

STRUTTURA SIMMETRICA

Il materasso è dotato di due superfici simmetriche aventi la stessa lavorazione, che permettono di capovolgere il materasso ciclicamente prolungandone notevolmente la durata di utilizzo.



OBA EVOBA

Il materasso OBA EVOBA è realizzato in espanso di schiuma EvoPore di alta qualità con densità e lavorazioni differenziate. Il materasso presenta **cinque zone sagomate**, garantisce così un'efficace **prevenzione della formazione di ulcere da decubito**. Dispositivo destinato a soggetti con buona mobilità che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo. Destinato per l'utilizzo in **strutture ospedaliere, case di riposo, case di cura, cliniche rieducative e centri cardiovascolari**. Il dispositivo viene classificato con grado di antidecubito 2, secondo scala EPUAP.

 MIN. 55 Kg - MAX. 150 Kg

 TRASPIRANTE

 DISPONIBILE SU MISURA

 DENSITÀ DIFFERENZIATE

 CFC FREE

 LATEX FREE

ALTO
RISCHIO




BASSO
RISCHIO

REF	Misure (cm)	Fodera
05.05.EVOBATS	200 x 120 x 15	Tricot Sanilon
05.05.EVOBATX120	200 x 120 x 15	Obatex


ISO

DM332/99: 03.33.06.006

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006



FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:



TRICOT SANILON
Cotone elastico.



OBATEX
(Tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e sanitized).

OBA 1T

REF	Misure (cm)	Fodera
05.05.OBA1TS120	200 x 120 x 15	Tricot Sanilon
05.05.OBA177X120	200 x 120 x 15	Obatex

ISO

DM332/99: 03.33.06.006
DPCM 12.01.2017: 04.33.06.006



Il materasso OBA 1T è realizzato in espanso di schiuma EvoPore con **densità e lavorazioni differenziate**. Dispositivo destinato alla **prevenzione delle piaghe da decubito** in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo, pazienti geriatrici, soggetti con scarsa mobilità e soggetti con cute sensibile ed arrossata. **Raccomandato per uso pediatrico e per pazienti con peso inferiore a 50 Kg**. Destinato per l'utilizzo in strutture ospedaliere, strutture di assistenza pediatrica, case di riposo e case di cura. Il dispositivo viene classificato con grado di antidecubito 3, secondo scala EPUAP.

MIN. 40 Kg - MAX. 150 Kg

TRASPIRANTE

DISPONIBILE SU MISURA

DENSITÀ DIFFERENZIATE

CFC FREE

LATEX FREE

ALTO RISCHIO

BASSO RISCHIO

Lastra d'Appoggio
Espanso di schiuma EvoPore con densità di 35 Kg/m3

Lastra Intermedia
Espanso di schiuma EvoPore con densità di 30 Kg/m3

Stabilizzatori Lateral
Espanso di schiuma EvoPore con densità di 50 Kg/m3.
Riducono i rischi di scivolamento del paziente facilitando entrata ed uscita dal letto

Lastra di Base
Espanso di schiuma EvoPore con densità di 35 Kg/m3

FODERA ESTERNA DISPONIBILE IN:

TRICOT SANILON
Cotone elastico.

OBATEX
(Tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e sanitized).

STRUTTURA SIMMETRICA

Il materasso è dotato di due superfici simmetriche aventi la stessa lavorazione, che permettono di capovolgere il materasso ciclicamente prolungandone notevolmente la durata di utilizzo.



SOVRAMATERASSO SUPERCARE T01

 200 Kg


 18 ELEMENTI

ALTO
RISCHIO



BASSO
RISCHIO

Modalità statica e
dinamica a due vie
(A-b-A-b)



REF	Prodotto	Misure (cm)
05.03.T01-120	Solo Materasso	200 x 120 x 12
05.03.A4+T01-120	Kit	200 x 120 x 12

ISO

DM332/99: 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017: 04.33.06.018



Elementi intercambiabili
Spessore: 400 micron

Lembi per il Fissaggio
al Materasso

Fodera Removibile

- Nylon / PU
- Bottoni automatici
- Impermeabile
- Traspirante



OPTIONAL

VALVOLA CPR
di sgonfiaggio rapido con i
tre elementi a livello del capo
statici.

COMPRESSORE ABBINABILE

PRESTIGE




Regolazione
Manuale

REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.6600A4	24 x 11.5 x 9	0.8

Medica³

HEAVY DUTY

REF	Misure (cm)
05.03.HF6006-120	200 x 120 x 17

ISO	
DM332/99: 03.33.06.021	
DPCM 12.01.2017: 04.33.06.018	



Modalità statica e dinamica a due vie (A-b-A-b)

250 Kg

18 ELEMENTI

ALTO RISCHIO
BASSO RISCHIO



VIKING 608



Regolazione Digitale



Statico / Alternato



Selezione Tempo



Allarme Visivo e Sonoro



Funzione Sitting



COMPRESSORI ABBINABILI

VIKING 609

REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.HF608	26 x 8.5 x 12.5	1.1

REF	Misure (cm)	Peso (kg)
05.03.HF609	26 x 8.5 x 12.5	1.1



 135 Kg

 TELECOMANDO A 10 TASTI


 3 MOTORI

REF
01.10.LT11


ISO

DM332/99: 18.12.10.003 / 12.30.09.103 / 18.12.12.103 / 24.36.06.103

DPCM 12.01.2017:18.12.10.009



Lunghezza Totale (cm)	Lunghezza Interna (cm)	Larghezza Totale (cm)	Larghezza Interna (cm)	Altezza (cm)	Dimensioni Ruote (cm)	Peso Netto (Kg)
						
216	194	132	120	38/79	10 (4")	120



TRENDELENBURG fino a 11°



ANTI-TRENDELENBURG fino a 11°



SOLLEVAMENTO BUSTO fino a 70°



INCLINAZIONE DELLE GAMBE fino a 34°



REGOLAZIONE ALTEZZA PIEDI fino a 22°



REGOLAZIONE ALTEZZA



Altezza minima 39 cm



Altezza massima 79 cm




Anti-Trendelemburg fino a 11°



Trendelemburg fino a 11°

ACCESSORI ESTENSIONE RETE FINO A 220 CM



REF

01.10.LTE01

SINGOLA SPONDA LATERALE IN LEGNO ROVERE CON ESTENSIONE FINO A 220 CM



REF

01.10.LT102-220



COCOON XXL



220 Kg



TELECOMANDO A 4 TASTI



2 MOTORI



INNOV'SA

REF	Colore	Materiale	Funzionamento
01.11.Z2B-PPE	Pistacchio	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z2B-PLE	Lampone	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z2B-PLIE	Liquirizia	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z2B-PTE	Talpa	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z2B-PCE	Cioccolato	PVC / PU	Elettrico
01.11.Z2B-VGE	Grigio	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z2B-VME	Marrone	Velluto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z2B-TGCE	Grigio Chiné	Tessuto / Poliestere	Elettrico
01.11.Z2B-TMCE	Marrone Chiné	Tessuto / Poliestere	Elettrico

Misure (cm)	
Altezza della seduta	52
Larghezza della seduta	65
Profondità della seduta	45 - 55




Modello
Alza in Piedi

Imbottitura Sfoderabile
schienale, seduta imbottiti con
Fibra Cava Siliconata

Struttura
in Acciaio verniciato

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:



ELETTRICO con
telecomando a 4 tasti.



Braccioli
Retrattili

Due Motori
Inclinazione indipendente dello
schienale e degli alza-piedi
Il telaio si alza per raggiungere la
posizione eretta



PISTACCHIO



LAMPONE



LIQUIRIZIA



TALPA



CIOCCOLATO



GRIGIO



MARRONE



GRIGIO CHINÉ



MARRONE CHINÉ

LIFTY 5

REF	Batteria
01.01.LIFTY5	Integrata
01.01.LIFTY5D	Estraibile

250 Kg



ISO	DM332/99: 12.36.03.006
	DPCM 12.01.2017: 12.36.03.006



IMBRACATURA
INCLUSA
vedi pag. 182




REF
01.01.20041

ACCESSORI
PESA DIGITALE
vedi pag. 187



REF
01.01.T3171-5



OPTIONAL

GRUPPO LINAK CON BATTERIA
ESTRAIBILE E STATUS DI CARICA
(Privo di sistema elettronico di
emergenza)
REF. 01.01.LIFTY5D




Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Larghezza Interna Base (cm)	Larghezza Esterna Base (cm)	Altezza Minima Bilancino (cm)	Altezza Massima Bilancino (cm)	Altezza Base (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
132.5	65	52/90	65/104	66	171	9/13	7.5 (3")	10 (4")	40	136x67x43



LIFTY 6

Kg
300 Kg



REF	Batteria
01.01.LIFTY6	Integrata
01.01.LIFTY6D	Estraibile

ISO	DM332/99: 12.36.03.006
	DPCM 12.01.2017: 12.36.03.006



IMBRACATURA
INCLUSA
vedi pag. 182



REF
01.01.20017

ACCESSORI
PESA DIGITALE
vedi pag. 187



REF
01.01.T3171-6



OPTIONAL
GRUPPO LINAK CON BATTERIA
ESTRAIBILE E STATUS DI CARICA
(Privo di sistema elettronico di
emergenza)
REF. 01.01.LIFTY6D

Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Larghezza Interna Base (cm)	Larghezza Esterna Base (cm)	Altezza Minima Bilancino (cm)	Altezza Massima Bilancino (cm)	Altezza Base (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
132.5	65	52/90	65/104	66	171	9/13	7.5 (3")	10 (4")	40	136x67x43

VERTIC 2 FORTISSIMO

REF

01.01.VERTIC2F

330 Kg

Kg

ISO

DM332/99: 12.36.03.006

DPCM 12.01.2017: 12.36.03.006



IMBRACATURA

INCLUSA

vedi pag. 185



REF

01.01.5010203

ACCESSORI

IMBRACATURA**A 3 PUNTI**

vedi pag. 185



REF

01.01.5010205

FASCE PER**ARTI INFERIORI**

consultare il listino



REF

01.01.5080004

Maniglione
di movimentazione

Maniglie di Supporto

aiutano il paziente a
stabilizzarsi e verticalizzarsi

Bilancino

con 5 attacchi per
imbracatura anti-sfilamento

Sistema Meccanico
di Discesa di Emergenza

in caso di mal funzionamento del
telecomando o della centralina

Attuatore

Telecomando
per salita e discesa

Telaio

in Acciaio verniciato

Protezione
per le Ginocchia
regolabile in altezza

Pedana Antiscivolo

Centralina LINAK
con Batteria Integrata
con status di carica

Fungo Rosso

pulsante di emergenza che
blocca il flusso di elettricità

Sistema Elettronico di
Discesa di Emergenza
in caso di mal funzionamento
del telecomando

Pedale Divaricatore
consente l'apertura e la
chiusura della base

Ruote Posteriori
Piroettanti con Freno di arresto

Ruote Anteriori
Piroettanti


Base Divaricabile
tramite pedale

Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Larghezza Interna Base (cm)	Larghezza Esterna Base (cm)	Altezza Minima Bilancino (cm)	Altezza Massima Bilancino (cm)	Altezza Base (cm)	Dimensioni Ruote Post. (cm)	Dimensioni Ruote Ant. (cm)	Peso Netto (Kg)	Dimensioni Scatola (cm)
94.5	53	40/78	53/90	91	140	9/13	7.5 (3")	10 (4")	34	105x60x13



SCANGLISS 2 PLUS

L'asse di trasferimento Scan Gliss 2 Plus consente, a uno o più operatori, di **trasferire un paziente da una superficie ad un'altra con un dislivello fino a 15 cm e una distanza fino a 20 cm**. L'ausilio di trasferimento può trasferire un carico fino a 300 Kg.



Tessuto ad Alto Scorrimento

Nylon ULF (Ultra Low Friction)
Permette di traslare il paziente
facendolo scivolare da una superficie
all'altra senza gravare sull'operatore

Cover Estraibile

lavabile in lavatrice a 60°

Anima Rigida

in Polietilene Infrangibile
che permette torsioni
senza rompersi

4 Maniglie Asportabili in ABS



L'asse di trasferimento SCANGLISS 2 PLUS è dotato di quattro **MANIGLIE ASPORTABILI IN ABS IGNIFUGO** per un trasporto più confortevole del paziente.



Le maniglie di trasporto possono essere rimosse andando ad agire semplicemente sulle apposite **VITI DI FISSAGGIO**.

Versione Pieghevole



300 Kg



Radiotrasparente

Articolo	REF	Misure (cm)	Pesi (Kg)
Maxi Pieghevole	03.04.9000	180 x 50	3,90
Midi 150 Pieghevole	03.04.9004	150 x 50	3,00
Midi 125 Pieghevole	03.04.9002	125 x 50	2,70

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003

Versione Rigida



300 Kg



Radiotrasparente


Articolo	REF	Misure (cm)	Pesi (Kg)
Maxi Rigido	03.04.9001	180 x 50	3,90
Midi 150 Rigido	03.04.9005	150 x 50	3,00
Midi 125 Rigido	03.04.9003	125 x 50	2,70
Mini	03.04.9010	90 x 50	1,50

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003

SUPPORTI MURALI ABBINABILI
SUPPORTO MURALE
PER SCANGLISS

REF	Misure (cm)
03.04.1087	62 x 21 x 13

SUPPORTO MURALE
PER SCANGLISS

REF	Misure (cm)
03.04.1086	83 x 42 x 9

SUPPORTO MURALE
PER MONOUSO

REF	Misure (cm)
03.04.1085	69 x 21 x 13

ACCESSORI
MONOUSO

ISO DPCM 12.01.2017: 12.31.03.009 / 12.31.03.012

REF	Misure Telino (cm)	nr. Telini
03.04.1055	200 x 60	100
03.04.1155	100 x 60	200
03.04.1255	135 x 60	150
03.04.2055	50 x 60	400

TRACOLLA
PER I MODELLI PIEGHEVOLI

REF
03.04.50



SCANGLISS 2 LITE

L'asse di trasferimento Scangliss 2 Lite consente, a uno o più operatori, di **trasferire un paziente da una superficie ad un'altra con un dislivello fino a 15 cm e una distanza fino a 20 cm**. L'ausilio di trasferimento può trasferire un carico fino a 250 Kg.



Tessuto ad Alto Scorrimento

Nylon ULF (Ultra Low Friction)
Permette di traslare il paziente
facendolo scivolare da una superficie
all'altra senza gravare sull'operatore

Cover Estraibile

lavabile in lavatrice a 60°

Anima Rigida


in Polietilene Infrangibile
che permette torsioni
senza rompersi

Due Maniglie Saldate

all'anima dell'asse di trasferimento



L'asse di trasferimento SCANGLISS 2 LITE è dotato di due **MANIGLIE IMBOTTITE** per un trasporto più confortevole del paziente.



SALDATURE AD ALTA FREQUENZA
che rendono totalmente
impermeabile l'asse di trasferimento.

Versione Pieghevole



250 Kg



Radiotrasparente

Articolo	REF	Misure (cm)	Pesi (Kg)
Maxi Pieghevole	03.04.9130	180 x 50	2,30
Midi 170 Pieghevole	03.03.9135	170 x 50	2,20
Midi 150 Pieghevole	03.04.9150	150 x 50	2,00
Midi 125 Pieghevole	03.04.9140	125 x 50	1,60

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003

Versione Rigida



250 Kg



Radiotrasparente


Articolo	REF	Misure (cm)	Pesi (Kg)
Maxi Rigido	03.04.9131	180 x 50	2,30
Midi 170 Rigido	03.04.9136	170 x 50	2,20
Midi 150 Rigido	03.04.9151	150 x 50	2,00
Midi 125 Rigido	03.04.9141	125 x 50	1,60
Mini	03.04.9160	90 x 50	1,15

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003

SUPPORTI MURALI ABBINABILI
SUPPORTO MURALE
PER SCANGLISS

REF	Misure (cm)
03.04.1087	62 x 21 x 13

SUPPORTO MURALE
PER SCANGLISS

REF	Misure (cm)
03.04.1086	83 x 42 x 9

SUPPORTO MURALE
PER MONOUSO

REF	Misure (cm)
03.04.1085	69 x 21 x 13

ACCESSORI
MONOUSO

ISO DPCM 12.01.2017: 12.31.03.009 / 12.31.03.012

REF	Misure Telino (cm)	nr. Telini
03.04.1055	200 x 60	100
03.04.1155	100 x 60	200
03.04.1255	135 x 60	150
03.04.2055	50 x 60	400

TRACCOLLA
PER I MODELLI PIEGHEVOLI

REF
03.04.50



SUPER ROLL A QUATTRO RULLI

L'asse di trasferimento Super Roll a Quattro Rulli, posizionato sotto al tronco del paziente, **permette di effettuare spostamenti da una superficie ad un'altra** (es: letto-barella) **con dislivello fino a 15 cm e una distanza fino a 20 cm.**

 200 Kg

REF	Misure (cm)
03.04.35105	37 x 62

ISO DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003



Presidio di trasferimento **PER SALA OPERATORIA**, utilizzabile solo con paziente anestetizzato. Il lavoro dell'operatore è facilitato poiché permette di trasferire il paziente senza sollevarlo.

FACILE DA USARE E DA IGIENIZZARE.

SUPER ROLL A CINQUE RULLI

L'asse di trasferimento Super Roll a Cinque Rulli, posizionato sotto al tronco del paziente, **permette di effettuare spostamenti da una superficie ad un'altra** (es: letto-barella) **con dislivello fino a 15 cm e una distanza fino a 20 cm.**

Questo modello è raccomandato per **pazienti di grossa corporatura.**

 200 Kg

REF	Misure (cm)
03.04.35106	43 x 62

ISO DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003



L'asse SUPER ROLL A CINQUE RULLI facilita il trasferimento dei pazienti con minimo sforzo riducendo il rischio di lesioni. Ideali **PER OSPEDALI E CLINICHE**, offre **SICUREZZA E COMFORT**. Leggero e resistente, compatto e versatile, facile da pulire.

PATIENT SLIDER

REF	Misure (cm)
03.04.PSS	183 x 56
03.04.PSL	183 x 65
03.04.PSN	183 x 46

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003

L'asse di trasferimento Patient Slider consente di **trasferire da una superficie ad un'altra un paziente con mobilità ridotta** o assente.

larghezza 56 / 46 cm: 180 Kg


larghezza 65 cm: 250 Kg



RADIOTRASPARENTE



Il PATIENT SLIDER facilita la **TRASLAZIONE DEL PAZIENTE SU LIVELLI DIFFERENTI** (circa 15 cm) o con grandi fessure tra letto e barella e viceversa.



Maniglie su 4 Lati

permettono l'utilizzo da parte di più operatori

BOARD

REF	Misure (cm)
03.04.5020	59 x 32
03.04.5050	76 x 32

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003


L'assicella di scivolamento Board è un valido ausilio nei **trasferimenti di persone con forza e mobilità limitata**.

E' ideale in tutte quelle occasioni in cui il **trasferimento avviene sullo stesso livello o con dislivelli minimi**.

200 Kg



BOARD è un **ASSE RIGIDO DI SCIVOLAMENTO DA SEDUTO**, per spostamenti da una superficie all'altra sullo stesso livello o su livelli simili.



Maniglie alle Estremità

facilitano il trasporto

Strisce Antiscivolo

migliorano la stabilità



ORIGINAL BANANA BOARD

L'assicella di scivolamento Original Banana Board è un valido **ausilio nei trasferimenti di persone con forza e mobilità limitata**. E' ideale per superare dislivelli minimi; viene utilizzata per i trasferimenti da/per l'auto, letto, carrozzina, toilette.



200 Kg

Maniglia Centrale
facilita il trasporto

Riduzione di Spessore sui Lati Corti
facilita i movimenti di trasferimento

Strisce Antiscivolo
presenti sulla parte inferiore, garantiscono la massima sicurezza nel trasferimento


REF	Misure (cm)
03.04.5015Y	62 x 26

ISO DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003



BANANA BOARD

L'assicella di scivolamento BANANA BOARD è un valido **ausilio nei trasferimenti di persone con forza e mobilità limitata**. E' ideale per superare dislivelli minimi; viene utilizzata per i trasferimenti da/per l'auto, letto, carrozzina, toilette...



larghezza 70 cm: 200 Kg
larghezza 58 cm: 160 Kg

Maniglia Centrale
facilita il trasporto

Strisce Antiscivolo
presenti sulla parte inferiore, garantiscono la massima sicurezza nel trasferimento

REF	Misure (cm)
03.04.5015	70 x 26

ISO DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003

L'assicella di scivolamento BANANA BOARD è utile per spostare il paziente dal letto alla carrozzina oppure dalla carrozzina al sedile dell'auto e in tutte quelle occasioni in cui **IL TRASFERIMENTO AVVIENE SULLO STESSO LIVELLO O SU DISLIVELLI MINIMI**.



BOARD BUTTERFLY

REF	Misure (cm)
03.04.5031	59 x 32
03.04.5061	76 x 32

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003

L'assicella di scivolamento Board Butterfly è un valido ausilio nei trasferimenti di persone con forza e mobilità limitata. E' ideale in tutte quelle occasioni in cui il trasferimento avviene sullo stesso livello o con dislivelli minimi.

180 Kg



Maniglie Laterali
facilitano il trasporto

Alette Laterali
studiate per evitare urti alla schiena

Strisce Antiscivolo
presenti sulla parte inferiore, garantiscono la massima sicurezza nel trasferimento



BOARD BUTTERFLY FLEX

REF	Misure (cm)
03.04.5064	59 x 32
03.04.5065	76 x 32

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003

L'assicella di scivolamento Board Butterfly Flex è un valido ausilio nei trasferimenti di persone con forza e mobilità limitata. E' ideale in tutte quelle occasioni in cui il trasferimento avviene sullo stesso livello o con dislivelli minimi.

200 Kg



Strisce Antiscivolo
presenti sulla parte inferiore, garantiscono la massima sicurezza nel trasferimento

Alette Laterali
studiate per evitare urti alla schiena e agli arti inferiori

Maniglia Laterale
facilita il trasporto






SHEET

Il telo di scorrimento Sheet è ideato per **facilitare il posizionamento dei pazienti allettati**.

Si consiglia l'utilizzo contemporaneo di due Sheet: uno più grande a contatto del materasso e uno più piccolo a contatto del paziente, in modo tale che possano scorrere l'uno sull'altro



300 Kg



Disponibile in due versioni:

- CON MANIGLIE su tre lati
- SENZA MANIGLIE

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.31.03.009 / 12.31.03.012

REF con maniglie	REF senza maniglie	Misure (cm)
03.04.11429	03.04.11429S	195 x 70
03.04.11430	03.04.11430S	190 x 75
03.04.11431	03.04.11431S	170 x 72
03.04.11432	03.04.11432S	165 x 70
03.04.11433	03.04.11433S	150 x 70
03.04.11434	03.04.11434S	130 x 70
03.04.11435	03.04.11435S	110 x 80
03.04.11436	03.04.11436S	90 x 50
03.04.11437	03.04.11437S	200 x 70
03.04.11438	03.04.11438S	100 x 105
03.04.11439	03.04.11439S	130 x 80
03.04.11440	03.04.11440S	130 x 100
03.04.11441	03.04.11441S	170 x 90
03.04.11442	03.04.11442S	180 x 70
03.04.11443	03.04.11443S	175 x 110
03.04.11444	03.04.11444S	200 x 140
03.04.11448	03.04.11448S	185 x 90

REF con maniglie	REF senza maniglie	Misure (cm)
03.04.11449	03.04.11449S	70 x 70
03.04.11450	03.04.11450S	95 x 75
03.04.11451	03.04.11451S	110 x 90
03.04.11452	03.04.11452S	70 x 50
03.03.11453	03.03.11453S	65 x 55
03.03.11454	03.03.11454S	110 x 75
03.03.11455	03.03.11455S	200 x 84
03.03.11456	03.03.11456S	170 x 60
03.03.11457	03.03.11457S	60 x 70
03.03.11458	03.03.11458S	40 x 50
03.03.11459	03.03.11459S	190 x 65
03.03.11460	03.03.11460S	80 x 100
03.03.11461	03.03.11461S	140 x 68
03.03.11461	03.03.11461S	140 x 68
03.05.11462	03.05.11462S	200 x 109,5
03.05.11463	03.05.11463S	200 x 146
03.04.11464	03.04.11464S	185 x 80
03.04.11465	03.04.11465S	185 x 105

TUBOLAR

Il telo di scorrimento Tubolar è leggero, resistente e **facilita il posizionamento dei pazienti allettati, sia in autonomia che con l'aiuto di un operatore.**
Il tubolare viene posto tra il paziente e il materasso in modo che i due lati scorrano l'uno sull'altro, facendo muovere il paziente in tutte le direzioni con estrema facilità.

300 Kg 



ISO DPCM 12.01.2017: 12.31.03.009 / 12.31.03.012

REF	Misure (cm)
03.04.11210	190 x 75
03.04.11211	180 x 60
03.04.11212	195 x 70
03.04.11213	170 x 72
03.04.11214	95 x 75
03.04.11215	70 x 50
03.04.11216	60 x 60
03.04.11217	100 x 70
03.04.11218	130 x 80
03.04.11219	130 x 72
03.04.11220	140 x 90
03.04.11221	200 x 75
03.04.11222	200 x 65
03.04.11223	100 x 80
03.04.11227	150 x 70
03.04.11228	150 x 80
03.04.11229	110 x 50
03.04.11230	110 x 75
03.04.11231	110 x 90
03.04.11232	110 x 180

REF	Misure (cm)
03.04.11233	90 x 70
03.04.11234	140 x 140
03.04.11235	130 x 100
03.04.11236	175 x 50
03.04.11249	60 x 70
03.04.11250	70 x 75
03.04.11251	65 x 55
03.04.11252	50 x 40
03.04.11253	180 x 70
03.04.11254	190 x 60
03.04.11255	100 x 100
03.04.11256	120 x 70
03.04.11257	48 x 48
03.04.11258	110 x 68
03.04.11259	160 x 60
03.04.11260	70 x 70
03.04.11261	190 x 70
03.04.11262	122 x 71
03.04.11263	200 x 71



MINISLIDE

Il sacco di trasferimento Minislide **facilita le rotazioni su di un fianco e i riposizionamenti del paziente nel letto**, sia in autonomia che con l'aiuto di uno o più operatori.

 300 Kg

Imbottitura Interna

Fibra Siliconata Cava che rende confortevole l'utilizzo prolungato nel tempo

Lavorazione a Trapunta


che evita l'ammassamento dell'imbottitura, garantendo l'omogeneità

Bordura Imbottita

per evitare qualsiasi forza di taglio durante l'utilizzo

Tessuto Esterno

100% Cotone Traspirante o Nylon Impermeabile



REF	Misure (cm)	Materiale
03.04.2030	50 x 60	Cotone
03.04.2031	50 x 60	Nylon

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.31.03.009 / 12.31.03.012

OPTIONAL

FODERA IN NYLON per versione in cotone (REF 03.04.2051)

ROTOLO MONOUSO, composto da 400 telini da 50 x 60 cm (REF 03.04.2055)



MIDISLIDE

Il sacco di trasferimento Midislide **facilita gli spostamenti in verticale e il riposizionamento del paziente nel letto**, sia in autonomia che con l'aiuto di uno o più operatori.

 300 Kg

Imbottitura Interna

Fibra Siliconata Cava che rende confortevole l'utilizzo prolungato nel tempo

Lavorazione a Trapunta


che evita l'ammassamento dell'imbottitura, garantendo l'omogeneità

Bordura Imbottita

per evitare qualsiasi forza di taglio durante l'utilizzo

Tessuto Esterno

100% Cotone Traspirante o Nylon Impermeabile



REF	Misure (cm)	Materiale
03.04.1230	95 x 70	Cotone
03.04.1231	95 x 70	Nylon

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.31.03.009 / 12.31.03.012

OPTIONAL

FODERA IN NYLON per versione in cotone (REF 03.04.1251)



MAXISLIDE

Articolo	REF	Misure (cm)	Fodera
Maxislide Cotone	03.04.1030	195 x 60	03.04.1051
Maxislide Nylon	03.04.1031	195 x 60	/
Maxislide XL Cotone	03.04.1032	190 x 70	03.04.1052

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.31.03.009 / 12.31.03.012

OPTIONAL

FODERA IN NYLON PER MAXISLIDE
per versione in cotone (REF 03.04.1051)

FODERA IN NYLON PER MAXISLIDE
per versione in cotone (REF 03.04.1052)

ROTOLO MONOUSO, composto da 100 telini
da 200 x 60 cm (REF 03.04.1055)



Il sacco di trasferimento Maxislide **facilita le rotazioni su di un fianco e i riposizionamenti del paziente nel letto**, sia in autonomia che con l'aiuto di uno o più operatori.

300 Kg



Imbottitura Interna

Fibra Siliconata Cava che rende confortevole l'utilizzo prolungato nel tempo

Lavorazione a Trapunta

che evita l'ammassamento dell'imbottitura, garantendo l'omogeneità



Tessuto Esterno

100% Cotone Traspirante o Nylon Impermeabile

Bordura Imbottita

per evitare qualsiasi forza di taglio durante l'utilizzo

TURNING SLIDE

REF	Misure (cm)
03.04.1470	190 x 90

ISO

DPCM 12.01.2017: 12.31.03.009 / 12.31.03.012

Il sacco di trasferimento Turning Slide **facilita le rotazioni su di un fianco e i riposizionamenti del paziente nel letto**, sia in autonomia che con l'aiuto di uno o più operatori.

300 Kg



Imbottitura Interna

Fibra Siliconata Cava che rende confortevole l'utilizzo prolungato nel tempo

Lavorazione a Trapunta

che evita l'ammassamento dell'imbottitura, garantendo l'omogeneità



Cinghie

rendono possibile il fissaggio al letto

Tessuto Esterno

100% Cotone Traspirante o Nylon Impermeabile

Bordura Imbottita

per evitare qualsiasi forza di taglio durante l'utilizzo





GURNEY

Il telo di trasferimento Gurney **permette trasferimenti e sollevamenti di persone con forza e mobilità assenti** su: letto, barella, tavolo operatorio ecc.

Small

 180 Kg



REF	Maniglie	Misure (cm)
03.04.4011	4	100 x 41

ISO	DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003 / 12.31.03.12
-----	---

Medium

 250 Kg



REF	Maniglie	Misure (cm)
03.04.4016	6	150 x 43

ISO	DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003 / 12.31.03.12
-----	---



Imbottitura Interna
Espanso

Tessuto Esterno
Nylon

Maniglie Inglobate
per aumentare la resistenza



IMBOTTITURA SOFFICE
in espanso ad alta densità, irrigidito da una lastra di polietilene, sfilabile tramite apertura con cerniera (per facilitarne la pulizia).

Large



X Large



REF	Maniglie	Misure (cm)
03.04.4020	10	152 x 87

ISO	DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003 / 12.31.03.12
-----	---

REF	Maniglie	Misure (cm)
03.04.4021	14	205 x 105

ISO	DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003 / 12.31.03.12
-----	---

GURNEY HT-SLIDE RADIOTRASPARENTE

REF	Maniglie	Misure (cm)
03.04.3100	8	175 x 71

ISO	DPCM 12.01.2017: 12.31.03.003 / 12.31.03.12
-----	---

Il telo di trasferimento radiologico Gurney HT-Slide Radiotrasparente trova la sua applicazione nel **trasferimento del paziente sul tavolo radiologico**. E' radiotrasparente e grazie alla sua soffice imbottitura può essere lasciata sotto al paziente che si trova in posizione supina.

Imbottitura in
Espanso di Poliuretano
dona comfort al paziente



RADIOTRASPARENTE



ONE WAY

Il cuscino antiscivolo One Way facilita il posizionamento del paziente sulla sedia a rotelle, impedendo lo scivolamento verso terra.

 200 Kg

REF	Misure (cm)
03.04.2071	45 x 40

ISO DPCM 12.01.2017: 12.31.03.009 / 12.31.03.012



Tessuto Interno

permette lo slittamento/rotazione in un solo senso e lo impedisce nell'altro

Tessuto Esterno Antiscivolo

evita lo scivolamento del paziente



SIT RIT

Il cuscino antiscivolo Sit Rit facilita il posizionamento del paziente sulla sedia a rotelle, impedendo lo scivolamento verso terra.

 200 Kg

REF	Misure (cm)
03.04.2070	50 x 45

ISO DPCM 12.01.2017: 12.31.03.009 / 12.31.03.012



Tessuto Esterno in Soffice Poliestere

che dona una maggiore sensazione di comfort al paziente

Tessuto Interno

permette lo slittamento/rotazione in un solo senso e lo impedisce nell'altro

Imbottitura Interna in Fibra Siliconata Cava


che permette l'utilizzo prolungato nel tempo



COMFORT CUSHION

REF	Misure (cm)
03.04.8050	40 x 30



Il cuscino antiscivolo Comfort Cushion viene posizionato sotto le cosce quando il paziente è disteso nel letto affinché non scivoli verso la pediera.



NON SLIP

REF	Misure (cm)
03.04.8040	54 x 38

Il cuscino antiscivolo Non Slip viene affiancato ad un sacco di trasferimento per il posizionamento corretto di un paziente nel letto. Viene posto sotto i piedi quando il paziente è disteso con le gambe flesse, dopodiché, con una leggera spinta di gambe, il paziente scivolerà verso la testiera grazie al sacco di trasferimento.





BELT

La cintura ergonomica Belt **viene utilizzata per aiutare il paziente nei trasferimenti**. Le principali caratteristiche della cintura sono le numerose maniglie imbottite per una presa salda, la superficie antiscivolo nella parte interna, la chiusura rapida a clips e le cinghie di stringimento.

Small



Medium



REF	Maniglie	Misure (cm)
03.04.6023	7	105 x 12

REF	Maniglie	Misure (cm)
03.04.6024	9	120 x 12

Anima Interna

Schiuma di Polietilene Reticolato che dona robustezza e comfort



Tessuto Interno Antiscivolo

- Antislip
- Impermeabile
 - Traspirante
 - Bielastico
 - Ignifugo
 - Atossico



Tessuto Esterno

Kodura (100% Poliestere)
Tessuto a trama fitta rivestito da PVC medicale che lo rende impermeabile e resistente ai danni meccanici



Cuciture a Doppia Battuta
evitano punti di strappo del tessuto



Clips di Attacco e Sgancio Rapido
attraverso un bottone rosso



MANIGLIE VERTICALI E ORIZZONTALI IMBOTTITE
Per una movimentazione più confortevole e ottimale in qualsiasi situazione.

Large

 200 Kg



X Large

 200 Kg



REF	Maniglie	Misure (cm)
03.04.6025	11	135 x 12

REF	Maniglie	Misure (cm)
03.04.6026	13	150 x 12



Small



Medium



Large



X Large



DISCHI GIREVOLI

I dischi girevoli sono leggeri, robusti e facili da trasportare. Sono progettati per l'utilizzo da parte di pazienti che sono in grado di stare in piedi, ma non possono muovere le gambe facilmente, permettendo all'operatore di trasferire il paziente (es: dal letto alla carrozzina). Il disco va collocato sul pavimento e i piedi del paziente devono essere entrambi posizionati su di esso, dopodiché l'operatore dovrà sollevare il paziente e farlo roteare nella direzione desiderata.

Per una maggiore sicurezza, si consiglia l'uso del disco con la cintura BELT.


Turn Up



120 Kg

Resina con
Base Antiscivolo

Superficie
d'Appoggio
Antislip



Softy



120 Kg

Superficie
d'Appoggio
Poliestere imbottito di
Fibra Siliconata Cava

Interno
Nylon Ultra Low Friction
utilizzato come tessuto
scorrevole



REF	Ø (cm)
03.04.5082	38.5

REF	Ø (cm)
03.04.5084	38

ISO DPCM 12.01.2017: 12.31.03.006

ISO DPCM 12.01.2017: 12.31.03.006



SLING

REF	Misure (cm)
03.04.3030	60 x 20
03.04.3031	100 x 24

La fascia ergonomica di trasferimento Sling è piccola, leggera, resistente e facile da usare. E' un ottimo aiuto all'operatore per i trasferimenti di pazienti con parziale mobilità residua.



Tessuto Interno Antiscivolo
Antislip
• Impermeabile
• Traspirante
• Bielastico
• Ignifugo
• Atossico





Tessuto Esterno
Kodura (100% Poliestere)
Tessuto a trama fitta rivestito da PVC medicale che lo rende impermeabile e resistente ai danni meccanici



Bordura Imbottita
per evitare qualsiasi forza di taglio durante l'utilizzo



Anima Interna
Schiuma di Polietilene Reticolato che dona robustezza e comfort



Cuciture a Doppia Battuta
evitano punti di strappo del tessuto



4 Maniglie Imbottite e Rinforzate
consentono una presa confortevole ma salda



180 Kg 

PULL UP

REF	Misure (cm)
03.04.6090	175 x 10

La cinghia Pull Up viene fissata alla pediera del letto; permette ai pazienti collaboranti o semi collaboranti di passare dalla posizione supina a quella seduta, effettuando anche una ginnastica di recupero dell'attività motoria.

Struttura in Nylon Antistrappo



8 Maniglie Imbottite e Rinforzate
consentono una presa confortevole ma salda

180 Kg 

CUSCINO DI ROTAZIONE

REF	Misure (cm)	Distanza tra gli inserti (cm)
03.04.610	49 x 40	49 x 40

Cuscino di rotazione utilizzato per il riposo del paziente, particolarmente indicato per il posizionamento delle gambe. Utilizzato per il cambio dei pannolini o per la toilette dei pazienti allettati o impossibilitati a muoversi.

Fodera in Spalmato di Poliuretano
• Traspirante
• Antibatterico
• Ignifugo





Design Ergonomico

POSIZIONATORI IN GEL PER TAVOLO OPERATORIO	246
POSIZIONATORI PER TESTA, COLLO, VISO	250
POSIZIONATORI PER ARTI SUPERIORI	256
POSIZIONATORI PER TRONCO E ADDOME	259
POSIZIONATORI PER ARTI INFERIORI	266
POSIZIONATORI PER TAVOLO OPERATORIO	271
 POSIZIONI	 274
POSIZIONE LATERALE	274
POSIZIONE SUPINA	276
POSIZIONE PRONA	278
POSIZIONE LITOTOMICA	280



POSIZIONATORI IN GEL PER TAVOLO OPERATORIO



KliniGel™

Il paziente sottoposto ad un'operazione chirurgica è spesso costretto nella stessa posizione per un lasso di tempo prolungato, che può durare ore, presentando il rischio di lesioni da pressione.

Esse possono essere prevenute con un corretto posizionamento della persona riducendo così la formazione di ulcere, piaghe da decubito e lesioni nervose.

A chi si sottopone ad un'operazione inoltre viene somministrata l'anestesia totale o locale, la quale limita la percezione sensoriale e la mobilità, impedendo la reazione a stimoli esterni potenzialmente dannosi, come sfregamenti, pressioni, urti e ustioni.

Da qui deriva la necessità di una linea di dispositivi idonea al posizionamento del paziente, in modo che il suo peso e la pressione vengano adeguatamente distribuiti per tutta la durata dell'intervento.

VANTAGGI

- Efficacia nel prevenire abrasioni
- Efficacia nel prevenire ustioni da sfregamento
- Efficacia nel prevenire piaghe da decubito
- Realizzato con disegno ergonomico
- Sanificabile e riutilizzabile
- Grazie alla sua densità consente una distribuzione uniforme del peso, eliminando i punti di pressione
- Supporta qualsiasi peso senza schiacciarsi
- Eccellente memoria anche dopo ripetute sollecitazioni

POSIZIONI

- LA** POSIZIONE LATERALE
- SU** POSIZIONE SUPINA
- PR** POSIZIONE PRONA
- LI** POSIZIONE LITOTOMICA

CARATTERISTICHE

- Idrorepellenti
- Riutilizzabili, durevoli nel tempo
- Sanificabili
- Isotermici
- Latex free
- Atossici
- Radiotrasparenti
- Antistatici
- Inodori
- Non conduttivi
- Gel amorfo di poliuretano con densità 0,99 g/cm³
- Antibatterici
- Film poliuretano esterno in Platilon® traspirante e impermeabile
- Termoresistenti
- Resistenti alle abrasioni
- Gel a memoria autosaldante, nessuna fuoriuscita di materiale in caso di taglio della pellicola esterna
- Non assorbono né liquidi né odori
- Non si decompongono
- Non infiammabili, autoestinguenti
- Possono essere utilizzati con coperte termiche



APPOGGIATESTA ANELLO CHIUSO



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE



REF	Misure (cm)
05.00.AP001	9 x 4 x 2 (Pediatico)
05.00.AP002	14 x 6 x 3.5 (Pediatico)
05.00.AP003	20 x 7.5 x 4.5 (Adulto)
05.00.AP004	20 x 7.5 x 7.5 (Adulto)

LI SU



Cuscinetti a forma di ciambella.

Proteggono la testa, il viso, il collo e le orecchie durante vari tipi di interventi chirurgici fornendo allo stesso tempo comfort al paziente.

I primi due modelli sono indicati per pazienti pediatrici, mentre i secondi per pazienti adulti.

APPOGGIATESTA A FERRO DI CAVALLO



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE



REF	Misure (cm)
05.00.AP011-C	9 x 4 x 2
05.00.AP012-C	14 x 6 x 3.5
05.00.AP013-C	20 x 7.5 x 4.5
05.00.AP014-C	20 x 7.5 x 7.5

LA



Grazie alla loro apertura permettono una maggiore flessibilità di posizionamento e un'agevole via di accesso per i tubi di ventilazione.

Posizionando la testa appoggiata lateralmente a questi cuscinetti si scarica la pressione degli zigomi, lasciando libera l'apertura verso la cavità orofaringea.

APPOGGIATESTA A FERRO DI CAVALLO CON BASE



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE



REF	Misure (cm)
05.00.AP011	9 x 4 x 2
05.00.AP012	14 x 6 x 3.5
05.00.AP013	20 x 7.5 x 4.5
05.00.AP014	20 x 7.5 x 7.5

LA



Cuscinetti a forma di ciambella con fondo chiuso.

Progettati per supportare la testa e il viso del paziente durante gli interventi chirurgici con facile accesso per l'intubazione.

APPOGGIATESTA STABILIZZANTE

REF	Misure (cm)
05.00.AP081	19 x 19 x 6

Questo cuscinetto è progettato per procedure eseguite in posizione supina che richiedono una stabilità ottimale della testa del paziente. Il materiale in gel fornisce una distribuzione uniforme del peso.



IMPERMEABILE

LATEX FREE

RADIOTRASPARENTE



APPOGGIATESTA OFTALMICO SAGOMATO STILE THORNTON

REF	Misure (cm)
05.00.AP110	27 x 23 x 7

Questo appoggiatesta oftalmico sagomato stile Thornton, offre una protezione e un sostegno ottimale per la testa e il collo durante ogni tipo di intervento chirurgico oftalmico.

Grazie alla sua costruzione avanzata, garantisce una distribuzione uniforme del peso, ottimizzando le condizioni di lavoro chirurgiche.



IMPERMEABILE

LATEX FREE


RADIOTRASPARENTE



APPOGGIATESTA ANATOMICO SUPINO

REF	Misure (cm)
05.00.AP112	27 x 23 x 9

Progettato per il paziente in posizione supina allevia la pressione su orecchie, collo e parte posteriore della testa. Garantisce maggiore stabilità alla testa, grazie alla sua conformazione.



IMPERMEABILE

LATEX FREE

RADIOTRASPARENTE





APPOGGIATESTA A CUORE / OFTALMICO



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE

REF	Misure (cm)
05.00.AP113	30 x 31.5 x 7 / 3.3



Protegge e sostiene la testa, il collo e il viso durante tutti i tipi di intervento chirurgico.



APPOGGIATESTA CON INCAVO CENTRALE



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE

REF	Misure (cm)
05.00.FC625P	25 x 25 x 6
05.00.FC625G	30 x 30 x 6



Protegge e sostiene testa, collo e viso durante tutti i tipi di intervento chirurgico.



APPOGGIAVISO A BOLLE



IMPERMEABILE



LATEX FREE




RADIOTRASPARENTE

REF	Misure (cm)
05.00.AP021	16 x 6 x 1.6



Questo **cuscinetto versatile** può essere utilizzato in varie procedure in cui vengono utilizzati tubi endoteliali e tubi corrugati dei circuiti di ventilazione, evitando il contatto con la cute del paziente.



POSIZIONATORE PER GHIANDOLA TIROIDEA

REF	Misure (cm)
05.00.AP104-2	51 x 40 x 14

Questo cuscinetto protegge e sostiene il collo durante gli interventi chirurgici, in particolare alla tiroide. Mantiene l'iperestensione del collo stesso, facilitandone le manovre operatorie.




- IMPERMEABILE
- LATEX FREE
- RADIOTRASPARENTE

SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PER GHIANDOLA TIROIDEA

REF	Misure (cm)
05.00.AP104-1	44 x 30 x 12

Questo cuscinetto protegge e sostiene il collo durante gli interventi chirurgici. Mantiene l'iperestensione del collo durante le manovre chirurgiche alla tiroide e al collo, grazie all'ausilio di un appoggiatesta ad anello chiuso.



- IMPERMEABILE
- LATEX FREE
- RADIOTRASPARENTE

APPOGGIATESTA PRONO

REF	Misure (cm)
05.00.AP022	28 x 23 x 14.5
05.00.AP023	23 x 19 x 13

Progettato per supportare la testa del paziente durante l'intervento chirurgico. Il design unico offre comfort, stabilità e protezione eccellenti quando la testa del paziente è in posizione prona. Le due misure permettono di modificare la postura del collo. L'altezza maggiore del supporto in gel assieme alle due vie laterali permettono un accesso agevolato per l'intubazione.



- IMPERMEABILE
- LATEX FREE
- RADIOTRASPARENTE





APPOGGIATESTA PRONO A DUE VIE



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE



PR



REF	Misure (cm)
05.00.AP024	24 x 22 x 9

Progettato per supportare la testa del paziente durante l'intervento chirurgico. Il design unico offre comfort, stabilità e protezione eccellenti quando la testa del paziente è in posizione prona. Le due vie laterali permettono l'accesso agevolato per l'intubazione.

APPOGGIATESTA PRONO A DUE VIE



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE



PR

REF	Misure (cm)
05.00.AP025	25 x 23 x 7

Grazie al suo particolare disegno ergonomico, sorregge e stabilizza testa e collo durante tutti i tipi di intervento chirurgico, con accesso agevolato per l'intubazione.

APPOGGIATESTA PRONO A QUATTRO VIE



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE



PR

REF	Misure (cm)
05.00.AP025-D	25 x 23 x 14

Grazie al suo particolare disegno ergonomico, sorregge e stabilizza testa e collo durante tutti i tipi di intervento chirurgico, con accesso agevolato per l'intubazione.

APPOGGIATESTA PRONO CON SPECCHIO

REF	Misure (cm)
05.00.AP025-S	25 x 23 x 8.5/11

Grazie al suo particolare **disegno ergonomico, sorregge e stabilizza testa e collo** durante tutti i tipi di intervento chirurgico, con accesso agevolato per l'intubazione. Questo tipo di poggiatesta, **grazie allo specchio, consente la visione diretta del viso, degli occhi e della posizione del tubo endotracheale**. In questo modo viene anche facilitata la mobilizzazione del capo.



IMPERMEABILE 
LATEX FREE 



APPOGGIATESTA PRONO DUE PEZZI REGOLABILE

REF	Misure (cm)
05.00.AP810	8 x 23 x 5 (misure per 1 pezzo)

Questo poggiatesta è dotato di **due pezzi che permettono di regolare e adattare l'appoggio del paziente secondo necessità**. Sorregge e stabilizza testa e collo durante tutti i tipi di intervento chirurgico.



IMPERMEABILE 
LATEX FREE 
RADIOTRASPARENTE 

CUFFIA IPOTERMICA DEVICAP

REF	Taglia
06.04.603L	Standard

La Cuffia Ipotermica Devicap è costituita da un'anima in AKR-o-GEL, un idrogel ad alta viscosità, protetto da un rivestimento esterno in spalmato di poliuretano, con un sistema di fissaggio e regolazione a strappo. Il dispositivo utilizza un gel termoregolante che si raffredda e viene applicato sulla testa del paziente durante la **somministrazione della chemioterapia**. Dotato di cuffia monouso.



IMPERMEABILE 
LATEX FREE 
RADIOTRASPARENTE 



POSIZIONATORE PER BRACCIO



IMPERMEABILE



LATEX FREE




RADIOTRASPARENTE



REF	Misure (cm)
05.00.AP071	40 x 12.5 x 2
05.00.AP072	60 x 12.5 x 2



Questo posizionatore, posto sull'accessorio reggibraccio, si utilizza per proteggere il plesso brachiale e i nervi ulnare, radiale e mediano.



Posizionatore adatto a PREVENIRE I DECUBITI DEL BRACCIO portati dall'appoggio dell'arto sul reggibraccio per tempi prolungati.

POSIZIONATORE SAGOMATO CON BASETTA PER NERVO ULNARE



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE



REF	Misure (cm)
05.00.AP073	40 x 12.5 x 6
05.00.AP074	60 x 12.5 x 6
05.00.AP075	50 x 12.5 x 6
05.00.AP076	63 x 12.5 x 6



La schiuma ha una forma sagomata per fornire stabilità al braccio durante le varie procedure. Questo prodotto può essere utilizzato per il braccio e anche per la gamba. Posizionatori formati da una parte interna in poliuretano rivestito e una basetta in gel.



Le protezioni per i nervi ulnare/brachiale sono essenziali per PROTEGGERE LE AREE SENSIBILI dei gomiti e delle braccia.

POSIZIONATORE SAGOMATO IN GEL

REF	Misure (cm)
05.00.AP077	52 x 15 x 5.5

La **forma sagomata** offre **comfort e stabilità** durante le procedure chirurgiche. Questo prodotto può essere utilizzato per braccia, gambe e anche ginocchio in posizione prona e supina.

LA LI PR SU



IMPERMEABILE 

LATEX FREE 


RADIOTRASPARENTE 

POSIZIONATORE CON BASETTA IN ESPANSO PER BRACCIO

REF	Misure (cm)
05.00.AP419	70 x 20 x 8
05.00.AP420	30 x 15 x 10
05.00.AP421	50 x 15 x 10
05.00.AP422	60 x 15 x 10

Con **base non sagomata** in schiuma poliuretanica leggera, questo cuscinetto è adatto per l'uso in varie posizioni.

LA PR SU



IMPERMEABILE 

LATEX FREE 

RADIOTRASPARENTE 

POSIZIONATORE POLSO-MANO

REF	Misure (cm)
05.00.AP005	28 x 8.3 x 6

A forma di cuneo rialza e fornisce **stabilità e protezione** della mano e del polso.

LA LI PR SU



IMPERMEABILE 

LATEX FREE 

RADIOTRASPARENTE 



FASCIA PER NERVO ULNARE



IMPERMEABILE



LATEX FREE




RADIOTRASPARENTE

REF	Misure (cm)
05.00.AP311	46 x 21 x 0.8

LA

Progettata con velcro regolabile, questa protezione per il braccio offre comfort e sollievo dalla pressione stabile ed evita compressioni al nervo ulnare evitando così parestesie.



FASCIA A ROMBO PER NERVO ULNARE



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE

REF	Misure (cm)
05.00.AP310	38 x 12 x 8

LA

Progettata con velcro regolabile, questa protezione per il braccio offre comfort e sollievo dalla pressione stabile ed evita compressioni al nervo ulnare evitando così parestesie.



CINTURE DI BLOCCAGGIO



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE

REF	Misure (cm)
05.00.FB01	33 x 7 x 1.5
05.00.FB02	36 x 7 x 1.5

LA LI PR SU

Il morbido e confortevole gel poliuretano di questi cinturini fornisce una protezione efficace al polso e alle caviglie, favorendo l'immobilizzazione degli arti coinvolti. Progettato con velcro regolabile.



PROTEZIONE PERNO PER SPALLA

REF	Misure (cm)
05.00.AP556	15 x 13 x 2.5

Progettato per **garantire comfort e prevenire danni alla pelle** del paziente oltre che a stabilizzarlo.



IMPERMEABILE

LATEX FREE

RADIOTRASPARENTE



Avvolge il perno



POSIZIONATORE A CUNEO PER SPALLE

REF	Misure (cm)
05.00.AP102-3	30 x 22 x 5/1
05.00.AP102-6	50 x 12 x 10/4


È **progettato per supportare e proteggere il paziente durante gli interventi chirurgici supini/ laterali**. Questo cuscinetto riduce le piaghe da decubito e la pressione, oltre a evitare lesioni ai nervi.



IMPERMEABILE

LATEX FREE

RADIOTRASPARENTE



POSIZIONATORE LATERALE

REF	Misure (cm)
05.00.AP101	79 x 50 x 10

A forma di cuneo, con un solco semicircolare nella parte mediana posto trasversalmente, consente **un rapido e sicuro alloggiamento della spalla e del braccio del paziente**. Fornisce **comfort e protezione dei nervi** al paziente durante l'intervento chirurgico. **Detende molto il plesso brachiale e la spalla sottostante, detensione nervosa da compressione.**



IMPERMEABILE

LATEX FREE

RADIOTRASPARENTE



Il posizionatore laterale in abbinamento con l'appoggiabraccio per nervo ulnare e l'appoggiatesta a ferro di cavallo **GARANTISCE UNA CORRETTA DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE E MANTIENE IL PAZIENTE NELLA GIUSTA POSIZIONE** per tutta la durata dell'intervento.



TELAIO DI WILSON

IMPERMEABILE

LATEX FREE

RADIOTRASPARENTE



REF	Misure (cm)
05.00.AP213	60 x 49 x 15.5

PR

Il telaio di Wilson è studiato per interventi di chirurgia spinale. È realizzato in espanso ad alta densità, progettato per fornire lo stesso supporto dei telai in metallo senza il peso ingombrante e i costi elevati.

COPPIA DI LASTRE PER TELAIO DI WILSON

IMPERMEABILE

LATEX FREE

RADIOTRASPARENTE



REF	Misure (cm)
05.00.AP210	75 x 25.5 x 2.5
05.00.AP211	75 x 25.5 x 1

PR

Progettato per coprire Wilson Frame, questo set di imbottiture fornisce protezione e sollievo dalla pressione. Adatto a tutti i telai di Wilson.

SET DI LASTRE PER TELAIO DI WILSON

IMPERMEABILE

LATEX FREE

RADIOTRASPARENTE



REF	Misure (cm)
05.00.AP212	Quattro Pezzi
Lastre Laterali x 2	72.5 x 17.5 x 2
Lastra Svasata	18.5 x 12 x 2
Lastra Frontale	18.5 x 12 x 2

PR

Il Wilson Gel Pad si adatta perfettamente al Wilson Frame Pad ed è fissato al telaio con velcro.

POSIZIONATORE TORACICO

REF	Misure (cm)
05.00.AP6000	46 x 96 x 12

il posizionatore toracico ha **base d'appoggio in espanso a cellule chiuse con una superficie d'appoggio in espanso viscoelastico**. Il rivestimento esterno ha una **fodera in poliuretano impermeabile e traspirante** con una base antiscivolo e cerniera su 3 lati.

PR



- IMPERMEABILE 
- LATEX FREE 
- RADIOTRASPARENTE 

POSIZIONATORE TORACICO REGOLABILE

REF	Misure (cm)
05.00.AP6001	46 X 70/90 X 12

Il posizionatore toracico regolabile ha una **base d'appoggio in espanso a cellule chiuse con una superficie d'appoggio in espanso viscoelastico**. Il rivestimento esterno ha una **fodera in poliuretano impermeabile e traspirante** con una base antiscivolo e cerniera su 3 lati. La struttura è dotata di due inserti che asportati portano la lunghezza da 70 a 90 cm.

PR



- IMPERMEABILE 
- LATEX FREE 
- RADIOTRASPARENTE 

POSIZIONATORE PROSTATICO

REF	Misure (cm)
05.00.AP8114J	67.5 x 50 x 11

Per interventi chirurgici in cui si richiede la **posizione supina, laterale o prona**, sono stati disegnati questi cuscinetti speciali per un corretto posizionamento del paziente.

LA PR SU



- IMPERMEABILE 
- LATEX FREE 
- RADIOTRASPARENTE 



SET PER TORACE



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE

PR SU

Questi cuscinetti **si adattano uniformemente all'area dalla spalla al petto del paziente grazie al design sagomato**. È adatto per il posizionamento della parte superiore del corpo.



SET PER TORACE



IMPERMEABILE




LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE

PR

Questi cuscinetti sono **progettati per 4 aree di contatto del Relton-Hall Frame**. Questo set può ridurre i danni ai nervi e fornire protezione dalla pressione sulle creste iliache e nella regione pettorale.



PROTEZIONE PER TORACE SAGOMATO



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE



LA PR

Progettato con il profilo, questo **cuscino toracico offre grande utilità e adattabilità**.



PROTEZIONE TORACE X-GEL

REF	Misure (cm)
05.00.XG049-1	30 x 16 x 13/9
05.00.XG049-2	40 x 16 x 13/9
05.00.XG049-3	50 x 16 x 13/9

Sostiene e stabilizza il torace del paziente che si trova in posizione prona durante tutti i tipi di intervento chirurgico.

LA PR

IMPERMEABILE 

LATEX FREE 

RADIOTRASPARENTE 



PROTEZIONE PER ADDOME - ADULTI

REF	Misure (cm)
05.00.AP041	30 x 15 x 10
05.00.AP042	40 x 15 x 10
05.00.AP043	50 x 15 x 10
05.00.AP044	30 x 10 x 8.5
05.00.AP045	40 x 10 x 8.5
05.00.AP046	50 x 10 x 8.5
05.00.AP047	50 x 18 x 15

Questi cuscinetti forniscono sollievo dalla pressione e prevenzione delle lesioni da decubito per i pazienti.

PR



IMPERMEABILE 

LATEX FREE 

RADIOTRASPARENTE 



PROTEZIONE PER ADDOME - PEDIATRICO

REF	Misure (cm)
05.00.AP047-1	15 x 5 x 5
05.00.AP047-2	20 x 5 x 5
05.00.AP047-3	25 x 5 x 5
05.00.AP047-4	30 x 5 x 5
05.00.AP048-1	15 x 7.5 x 7.5
05.00.AP048-2	20 x 7.5 x 7.5
05.00.AP048-3	25 x 7.5 x 7.5
05.00.AP048-4	30 x 7.5 x 7.5

Questi cuscinetti hanno un fondo piatto che fornisce stabilità e sollievo dalla pressione.

PR

IMPERMEABILE 

LATEX FREE 

RADIOTRASPARENTE 





PROTEZIONE ADDOME X-GEL

 IMPERMEABILE

 LATEX FREE

 RADIOTRASPARENTE



PR

La sua struttura con interno in espanso **sostiene e stabilizza il torace del paziente** che si trova in posizione prona durante tutti i tipi di intervento chirurgico.

REF	Misure (cm)
05.00.XG041	30 x 15 x 10
05.00.XG042	40 x 15 x 10
05.00.XG043	50 x 15 x 10

POSIZIONATORE DOME

 IMPERMEABILE

 LATEX FREE

 RADIOTRASPARENTE



PR SU

Questo posizionatore di forma semicilindrica può **prevenire la caduta del piede durante l'intervento chirurgico** quando il paziente viene messo in posizione prona.

REF	Misure (cm)
05.00.AP051	35 x 15 x 7.5

POSIZIONATORI OVALI UNIVERSALI

 IMPERMEABILE

 LATEX FREE

 RADIOTRASPARENTE



LA LI PR SU

Posizionatori universali braccio/gamba, adatti a varie procedure chirurgiche. I primi due sono pediatrici.


REF	Misure (cm)
05.00.AP091	16 x 8 x 4.5
05.00.AP092	33 x 7 x 5
05.00.AP093	33 x 12 x 6
05.00.AP094	36 x 12.5 x 7
05.00.AP095	25 x 12.5 x 5
05.00.AP096	38 x 12.5 x 6.3
05.00.AP097	50 x 12.5 x 7

POSIZIONATORE TORACICO GRADUATO

REF	Misure (cm)
05.00.AP052	23 x 36 x 3.8

Questi cuscinetti hanno un fondo piatto che **fornisce stabilità e sollievo dalla pressione.**

PR SU




- IMPERMEABILE 
- LATEX FREE 
- RADIOTRASPARENTE 

POSIZIONATORE PER ANCA

REF	Misure (cm)
05.00.AP054	14 x 20 x 1.3

Progettato per l'uso con la lastra per tavolo operatorio, questo prodotto **può ridurre efficacemente la pressione nell'area sacrale.**

PR SU



- IMPERMEABILE 
- LATEX FREE 
- RADIOTRASPARENTE 



PROTEZIONE SACRALE

REF	Misure (cm)
05.00.AP103-1	40 x 38 x 2.5

Questo prodotto aiuta a **prevenire le piaghe nella zona sacrale.** È progettato per l'uso in tutte le procedure supine per pazienti sensibili con sacro già esposto.

LI SU



- IMPERMEABILE 
- LATEX FREE 
- RADIOTRASPARENTE 



POSIZIONATORE PERNO PER ANCA


- IMPERMEABILE
- LATEX FREE
- RADIOTRASPARENTE



REF	Misure (cm)
05.00.AP055	18 x 18 x 3
05.00.AP056	33 x 30 x 0.8

SU

Composto da due **protezioni in gel**. La loro funzione principale è ridurre la pressione e il taglio nell'area sacrale. Questo kit è progettato per essere utilizzato sulla piastra del tavolo per frattura.



Avvolge il perno



Alla base del perno

CINTURA DI POSIZIONAMENTO

- IMPERMEABILE
- LATEX FREE
- RADIOTRASPARENTE

REF	Misure (cm)
05.00.AP601	292 x 5 (Gel 50.5 x 8.5 x 0.8)
05.00.FC713	143 x 5 (Gel 98 x 8 x 0.8)

LA LI PR SU

Questa **robusta cintura in nylon** di colore nero, corredata di cuscinetto **garantisce la protezione, la stabilità e la sicurezza** del paziente. Il blocco a clip si regola per adattarsi a tutti i tavoli operatori.



TUNNEL DI PROTEZIONE PER ARTI INFERIORI


- IMPERMEABILE
- LATEX FREE
- RADIOTRASPARENTE



REF	Misure (cm)
05.00.AP103	65 x 41 x 23.5

LA

Supporto con base in espanso rivestita, con **incavo per posizionare all'interno la gamba controlaterale** permettendo all'altra una migliore esposizione durante l'operazione.



CUSCINI PER STAFFE DI LLOYDS


REF	Misure (cm)
05.00.AP801	31 x 23 x 1
05.00.AP802	40 x 25 x 1
05.00.AP803	52 x 30 x 1
05.00.AP804	55 x 52 x 1

IMPERMEABILE 

LATEX FREE 

RADIOTRASPARENTE 

I cuscini per staffe sono progettati per adattarsi sia ai dispositivi Lloyd che ad altri tipi di staffe. Indicato per interventi ginecologici e urologici.



PROTEZIONI PER SUPPORTI DI ALLEN

REF	Misure (cm)
05.00.AP901	23 x 28 x 1.3

IMPERMEABILE 

LATEX FREE 

RADIOTRASPARENTE 

I cuscini sulla spalla dello stivale forniscono un'eccellente protezione alla zona del polpaccio e del tallone durante l'intervento chirurgico in posizione litotomica. Si adattano a tutti i supporti di Allen.





PROTEZIONE PER STIVALETTO DA TRAZIONE



IMPERMEABILE



LATEX FREE




RADIOTRASPARENTE

REF	Misure (cm)
05.00.AP902	37 x 24 x 0.5



Questo cuscinetto è **adatto a proteggere il tallone e il piede del paziente dallo stivaletto di trazione.**



PROTEZIONI PERNO DA LITOTOMIA



IMPERMEABILE



LATEX FREE




RADIOTRASPARENTE

REF	Misure (cm)
05.00.AP903	71 x 12 x 0.8



Questi cuscinetti vengono utilizzati quando il paziente è in posizione litotomica e **aiutano a prevenire danni alla cute.**



CINGHIE DI PROTEZIONE PER CAVIGLIA



IMPERMEABILE



LATEX FREE




RADIOTRASPARENTE

REF	Misure (cm)
05.00.AP904	31 x 4 x 1
05.00.AP905	44 x 4.5 x 1



A forma di staffa, realizzate per prevenire danni ai pazienti nei lunghi interventi di litotomia. Semplici da fissare al relativo supporto.



TALLONIERA CON LACCI

REF	Misure (cm)
05.00.AP033	17 x 18 x 1.3

Con un design unico, questi cuscinetti per i talloni **forniscono supporto e sollievo dalla pressione, garantendo il massimo comfort** per il paziente.

LA SU



IMPERMEABILE 

LATEX FREE 

RADIOTRASPARENTE 



COPPIA DI TALLONIERE CON VELCRO

REF	Misure (cm)
05.00.AP034	17 x 23 x 1.3

Progettati **con velcro regolabile con un design unico**, questi cuscinetti per i talloni **forniscono supporto e sollievo dalla pressione su tutta l'area malleolare**. La maggiore altezza del gel, rispetto alla talloniera con lacci, permette di avvolgere meglio le caviglie.

LA SU



IMPERMEABILE 

LATEX FREE 

RADIOTRASPARENTE 



COPPIA DI COPPE PER TALLONI

REF	Misure (cm)
05.00.AP032	17 x 11 x 5

Questi cuscinetti offrono **stabilità e supporto per i talloni** durante varie procedure chirurgiche.

SU



IMPERMEABILE 

LATEX FREE 

RADIOTRASPARENTE 



SUPPORTO PER TALLONI



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE



Prodotto preferito dal blocco

REF	Misure (cm)
05.00.AP031	20 x 11 x 7 (Adulto)
05.00.AP8125D	9.7 x 5.3 x 3.5 (Pediatico)
05.00.AP8125E	7.8 x 4.3 x 2.8 (Neonatale)

PR SU



Questi cuscinetti **permettono lo scarico totale del tallone durante l'operazione chirurgica.** Offrono il massimo comfort e supporto per i talloni durante varie procedure chirurgiche.

COPPIA DI TALLONIERE A CUORE CON INCAVO



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE

REF	Misure (cm)
05.00.AP8125B	12 x 9.5 x 4.5

SU



Dedicata ai talloni, viene posizionata dal paziente che si trova in posizione supina.

COPPIA DI TALLONIERE A CUORE



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE

REF	Misure (cm)
05.00.AP8125A	14 x 11 x 5.5

SU



Dedicata ai talloni, viene posizionata dal paziente che si trova in posizione supina.

LASTRE LISCE

REF	Misure (cm)	REF	Misure (cm)
05.00.AP301	23 x 50 x 1	05.00.AP406	70 x 50 x 1
05.00.AP302	99 x 50 x 1	05.00.AP406-1.5	70 x 50 x 1.5
05.00.AP303	50 x 50 x 1	05.00.AP407	70 x 45 x 1
05.00.AP303-1.5	50 x 50 x 1.5	05.00.AP407-1.5	70 x 45 x 1.5
05.00.AP304	50 x 25 x 1	05.00.AP408	15 x 50 x 1
05.00.AP305	10 x 38 x 1	05.00.AP408-1.5	15 x 50 x 1.5
05.00.AP306	42 x 15 x 1	05.00.AP412	46 x 33 x 0.5
05.00.AP307	10 x 61 x 1	05.00.AP412-1	46 x 33 x 1
05.00.AP308	45 x 50 x 1	05.00.AP413	22 x 17 x 1
05.00.AP308-1.5	45 x 50 x 1.5	05.00.AP414	60 x 60 x 2.5
05.00.AP401	193 x 86 x 1	05.00.AP415	90 x 50 x 2.5
05.00.AP402	183 x 50 x 1	05.00.AP416	70 x 25 x 2
05.00.AP402-1.5	183 x 50 x 1.5	05.00.AP417	10 x 15 x 2
05.00.AP403	117 x 50 x 1	05.00.AP418	6 x 8 x 0.6
05.00.AP403-1.5	117 x 50 x 1.5	05.00.AP423	70 x 50 x 1.6
05.00.AP404	160 x 43 x 1	05.00.AP424	100 x 50 x 1.5
05.00.AP405	15 x 35 x 1	05.00.AP555	66 x 15 x 1.3
05.00.AP405-1.5	15 x 35 x 1.5		

IMPERMEABILE 

LATEX FREE 

RADIOTRASPARENTE 



Distribuiscono il peso in modo uniforme e forniscono protezione alle salienze ossee dalla pressione su tutta l'area del tavolo operatorio.



LASTRE CON INCAVO PERINEALE


REF	Misure (cm)
05.00.AP409WC	117 x 50 x 1
05.00.AP409WC15	117 x 50 x 1.5
05.00.AP410WC	100 x 50 x 1
05.00.AP410WC15	100 x 50 x 1.5
05.00.411WC	50 x 50 x 1
05.00.AP411WC15	50 x 50 x 1.5

IMPERMEABILE 

LATEX FREE 

RADIOTRASPARENTE 

Queste lastre sono **perfette per essere utilizzate sui tavoli secati** per interventi di litotomia e cistoscopia. Questo set è adatto a svariate procedure chirurgiche, in particolare in **chirurgia urologica e ginecologica**.





LASTRE GOFFRATE



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE

REF	Misure (cm)
05.00.AP061	50 x 50 x 1.6
05.00.AP062	115 x 50 x 1.6
05.00.AP063	40 x 23 x 1.6
05.00.AP064	91 x 45 x 1.6



Queste lastre presentano un **design in rilievo che fornisce sollievo e comfort**, permettendo l'ossigenazione della cute. Adatte a tutte le posizioni.



LASTRE PER INCUBATRICE



IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE

REF	Misure (cm)
05.00.AP053	30.5 x 66 x 1.27



Questo prodotto è dedicato ai **pazienti neonatali e pediatrici**. Fornisce supporto e sollievo dalla pressione. Adatto a tutte le posizioni.



LASTRE EZ FEEL - CUSCINI ANTIDECUBITO

REF	Misure (cm)
05.00.NC1616	40 x 40 x 1.6
05.00.NC1616-3	40 x 40 x 3
05.00.NC1816	46 x 40 x 1.6
05.00.NC1816-3	46 x 40 x 3
05.00.NC1818	46 x 46 x 1.6
05.00.NC2018	50 x 46 x 1.6
05.00.NC2020	50 x 50 x 1.6

IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE




Indicate **per interventi pediatrici** o in congiunzione con il **materassino perineale** come supporto per interventi di litotomia.

LA LI PR SU

BEACH CHAIR

Le lastre EZ FEEL sono cuscini antidecubito utilizzabili nelle operazioni di chirurgia della spalla in posizione semi seduta/beach chair; gambe e ginocchia devono essere rilassate e non sottoposte a sforzi. Sollevando gradualmente la parte superiore ed inferiore e alternandole tra di loro, si riducono le forze di taglio e attrito.



LASTRE COMFY - CUSCINI ANTIDECUBITO

REF	Misure (cm)
05.00.NP1616	40 x 40 x 1.6
05.00.NP1816	46 x 40 x 1.6
05.00.NP1818	6 x 46 x 1.6
05.00.NP2018	50 x 46 x 1.6

IMPERMEABILE



LATEX FREE



RADIOTRASPARENTE




Questi **cuscini antidecubito gofrati** permettono di **mantenere la cute della zona sacrale ossigenata** evitando così il rischio di arrossamenti.

LA LI PR SU

BEACH CHAIR

Le lastre COMFY sono cuscini antidecubito utilizzabili nelle operazioni di chirurgia della spalla in posizione semi seduta/beach chair; gambe e ginocchia devono essere rilassate e non sottoposte a sforzi. Sollevando gradualmente la parte superiore ed inferiore e alternandole tra di loro, si riducono le forze di taglio e attrito.





Anca



*Cintura
di Posizionamento*

pag. 266

Tronco



*Protezione per
Torace Sagomato*

pag. 262



*Posizionatori Ovali
Universali*

pag. 264



*Posizionatore
Laterale*

pag. 259

Caviglia, Tallone




*Talloniera con
Lacci*

pag. 269




*Coppia di
Talloniere con
Velcro*

pag. 269



*Posizionatore
Sagomato con
Basetta*

pag. 256




*Posizionatore con
Basetta in Espanso
per Gambe*

pag. 257



*Posizionatore
Graduato*

pag. 265



*Tunnel di
Protezione per
Arti Inferiori*

pag. 266

Gamba

Testa



*Appoggiatesta
Prono Due Pezzi
Regolabile*
pag. 255



*Appoggiatesta a
Ferro di Cavallo*
pag. 250



*Appoggiatesta a Ferro
di Cavallo con Base*
pag. 250

Gomito, Braccio



*Posizionatore per
Braccio*
pag. 256




*Posizionatore
Sagomato con Basetta
per Nervo Ulnare*
pag. 256



*Fascia per Nervo
Ulnare*
pag. 258




*Fascia a Rombo
per Nervo Ulnare*
pag. 258



*Posizionatore con
Basetta in Espanso per
Braccio*
pag. 257



*Posizionatore
Sagomato in Gel*
pag. 257



*Posizionatore a
Cuneo per Spalle*
pag. 259



*Cinture di
Bloccaggio*
pag. 258



*Posizionatore
Polso-Mano*
pag. 257

Mano, Polso



Torace



Set per Torace
pag. 262



Posizionatore
Toracico Graduato
pag. 265

Addome



Posizionatori
Ovali Universali
pag. 264




Protezione
per Addome -
pediatrico
pag. 263


Gamba



Posizionatore
Sagomato in Gel
pag. 257



Posizionatore
Sagomato con
Basetta
pag. 256



Posizionatore con
Basetta in Espanso
per Gamba
pag. 257



Posizionatore
Dome
pag. 264

Caviglia, Tallone



Talloniera con
Lacci
pag. 269



Coppia di
Talloniere con
Velcro
pag. 269




Coppia di Coppe
per Talloni
pag. 269



Protezione per
Stivaletto da
Trazione
pag. 268



Posizionatore
Perno per Anca
pag. 266



Posizionatore per
Anca
pag. 265



Cintura
Posizionamento
pag. 266



Protezione
Sacrale
pag. 265



Supporto per
Talloni
pag. 270



Coppia
di Talloniere a
Cuore con Incavo
pag. 270




Coppia di
Talloniere a Cuore
pag. 270

Spalle



Protezione Perno
per Spalla

pag. 259



Posizionatore a
Cuneo per Spalle

pag. 259

Viso



Appoggiaviso a
Bolle

pag. 252

Testa




Appoggiatesta ad
Anello Chiuso

pag. 250



Appoggiatesta con
Incavo Centrale


pag. 252



Appoggiatesta
Stabilizzante

pag. 251

Testa, Collo



Appoggiatesta
Oftalmico
Sagomato Stile
Thornton

pag. 251



Appoggiatesta
Anatomico Supino

pag. 251



Appoggiatesta a
Cuore / Oftalmico

pag. 252

Schiena



Posizionatori Ovali
Universali

pag. 264



Posizionatore
Graduato

pag. 265




Set per Torace

pag. 262



Posizionatore
per Ghiandola
Tiroidea

pag. 253



Sistema di
Posizionamento
per Ghiandola
Tiroidea, Testa e
Collo


pag. 253

Gomito, Braccio



Posizionatore
Sagomato in Gel

pag. 257




Posizionatore con
Basetta in Espanso per
Braccio

pag. 257



Posizionatore per
Braccio

pag. 256



Posizionatore
Sagomato con Basetta
per Nervo Ulnare

pag. 256

Mano, Polso



Cinture di
Bloccaggio

pag. 258



Posizionatore
Polso-Mano

pag. 257



Addome



Protezione Torace
X-Gel

pag. 263



Posizionatore
Dome

pag. 264



Protezione per
Addome - Adulti

pag. 263




Posizionatori
Ovali Universali

pag. 264



Protezione per
Addome - Pediatrico

pag. 263



Posizionatore per
Anca

pag. 265



Set di Lastre per
Telaio di Wilson

pag. 260



Set per Torace

pag. 262



Telaio di Wilson

pag. 260



Posizionatore
Prostatico

pag. 261



Posizionatore
Toracico

pag. 261



Posizionatore
Toracico Regolabile

pag. 261

Caviglia



Supporto per
Talloni


pag. 270

Gamba




Posizionatore
Sagomato in Gel

pag. 257



Posizionatore
Sagomato con
Basetta

pag. 256




Posizionatore con
Basetta in Espanso per
Gambe

pag. 257



Posizionatore
Dome

pag. 264






Spalle



*Protezione Perno
per Spalla*

pag. 259



*Posizionatore a
Cuneo per Spalle*

pag. 259

Addome



*Cintura di
Posizionamento*

pag. 266

Piede



*Protezioni Perno
da Litotomia*

pag. 268



*Cinghie di
Protezione per
Caviglia*

pag. 268



*Protezione per
Stivaleto di
Trazione*


pag. 268



*protezione per
supporti di allen*

pag. 267

Gamba



*Cuscini per Staffe
di Lloyds*


pag. 267

Anca, Sacro



*Protezione
Sacrale*

pag. 265



Viso

Appoggiaviso a Bolle
pag. 252

Testa

Appoggiatesta ad Anello Chiuso
pag. 250

Appoggiatesta con Incavo Centrale
pag. 252

Appoggiatesta Stabilizzante
pag. 251

Testa, Collo

Sistema di Posizionamento per Ghiandola Tiroidea, Testa e Collo
pag. 253

Appoggiatesta a Cuore / Oftalmico
pag. 252

Appoggiatesta Oftalmico Sagomato Stile Thornton
pag. 251

Appoggiatesta Anatomico Supino
pag. 251

Schiena

Posizionatori Ovali Universali
pag. 264

Gomito, Braccio

Fascia a Rombo per Nervo Ulnare
pag. 258

Posizionatore Sagomato in gel
pag. 257

Posizionatore con Basetta in Espanso per Braccio
pag. 257

Posizionatore per Braccio
pag. 256

Posizionatore Sagomato con Basetta per Nervo Ulnare
pag. 256

Mano, Polso

Cinture di Bloccaggio
pag. 258

Posizionatore Polso-Mano
pag. 257

