








Indice

- 4. Mission
- 5. Chi Siamo
- 6. Clienti
- 7. Certificazioni
- 8. Sopralluoghi Preliminari
- 10. Verifiche Ispettive e Funzionali
- 12. Manutenzione ed assistenza
- 14. Verifiche e manutenzioni su Defibrillatori
- 15. Fornitura dispositivi mobili
- 16. Officina mobile
- 17. Formazione del personale
- 18. Partner

La MISSIONE di Emergo

La missione di Emergo è da sempre quella di tentare di azzerare eventuali problematiche di sicurezza legate ai dispositivi medici ed ai presidi presenti nei mezzi di soccorso e per l'emergenza.



Emergo è il primo marchio in Italia specializzato nelle attività di verifica sulle strutture mobili per l'emergenza.

Certificazioni ISO, partnership con alcune delle più importanti aziende del settore medicale unite al costante aggiornamento del personale sono alla base della nostra filosofia per garantire innanzitutto la sicurezza dell'intera cellula sanitaria ed annullare gli eventuali rischi che possono comportare problematiche di tipo giuridico ed economico ai nostri clienti.

Nel tempo l'azienda si è rafforzata e strutturata sia in termini di organizzazione che di certificazioni e preparazione tecnica.


Inoltre, grazie ad un software di nostra creazione, siamo in grado di monitorare le scadenze delle verifiche di sicurezza delle varie apparecchiature dei nostri clienti riuscendo così ad intervenire nei tempi previsti dalla **normativa CEI EN 62353** per le **verifiche degli elettromedicali**, e secondo le specifiche dei fabbricanti per le **verifiche dei presidi e degli impianti Ossigeno**.

La legge italiana, infatti, è molto severa nel caso di problematiche legate ad apparecchiature non verificate oppure mantenute da aziende non autorizzate e non competenti in materia: è per questo che ci prendiamo in carico la **gestione totale delle apparecchiature presenti nei mezzi di soccorso**.

Alcuni fra i nostri clienti




Le normative di riferimento che seguiamo



CEI EN 62353



UNI EN 1789



ISO 7396/1 - UNI 11100

UNI EN ISO 9001:2015

“Commercializzazione, installazione e manutenzione di sistemi ed attrezzature per il settore sanitario e delle telecomunicazioni.

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione per operatori del soccorso. Progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici.”

UNI CEI EN ISO 13485:2021

“Montaggio, manutenzione ed assistenza di kit per la somministrazione di gas medicali compressi ad uso ambulanze e veicoli per l'emergenza.

Manutenzione ed assistenza di impianti fissi per la distribuzione di gas medicali e del vuoto.”

UNI EN ISO 14001:2015

“Commercializzazione di prodotti e servizi per i settori delle telecomunicazioni, security e medicale”

Certificazioni

Nel corso degli anni il personale di Emergo e la stessa azienda di cui fa parte hanno sviluppato attività tali da poter svolgere il proprio lavoro con elevati standard qualitativi ed in totale trasparenza. A sostegno di questo sono le certificazioni ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 ed ISO 14001:2015. Ultima in ordine di tempo, ma non di importanza, è la certificazione di rating ESG, nella logica che ogni progetto sia di maggior contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile del cliente.



ESG-SDGs Rating:2022©
ESG RATING: A+


N.0098/2023
IM GROUP S.R.L.

Sopralluoghi Preliminari

Sopralluoghi preliminari su cellule sanitarie dei mezzi per l'emergenza

Al fine di **valutare la situazione generale delle apparecchiature presenti nei mezzi di soccorso**, Emergo può svolgere, su richiesta, dei sopralluoghi.

Tali ispezioni sono utili nel caso in cui non sia chiaro quando, da chi e come siano state svolte le ultime attività tecniche, oppure per verificare che non vi siano delle problematiche evidenti che potrebbero trasformarsi in danni ben più gravi, sia per la salute dei pazienti sia per gli operatori.





Verifiche Ispettive e Funzionali

Verifiche di sicurezza, manutenzione ed assistenza tecnica su dispositivi medici

Le **verifiche ispettive delle apparecchiature** sono lo strumento principe per garantire che tutto sia **in sicurezza e conforme alle attuali norme vigenti**. Durante le attività vengono analizzati, nel dettaglio, tutti i componenti, le apparecchiature e gli impianti che sono presenti sul mezzo e rilevate le eventuali anomalie. Al termine delle ispezioni il cliente riceve una **lista completa di tutto ciò che è stato verificato**, con le relative problematiche riscontrate, in modo da avere chiara la situazione.

Le attività comprendono:

- verifiche di sicurezza sull'impianto elettrico ed ossigeno dell'ambulanza;
- verifiche della barella e/o della sedia portantina;
- verifiche dell'aspiratore di secreti fisso e portatile;
servizio di assistenza su ventilatori polmonari;
- verifiche di sicurezza elettrica e funzionali su defibrillatori, pulsiossimetri, monitor multiparametrici e monitor defibrillatori.
- verifiche di sicurezza elettrica su altri dispositivi



Manutenzione ed assistenza

Attività di verifica di sicurezza e rimessa a norma di impianti ossigeno

Al seguito delle attività di verifica oppure al riscontrarsi di problematiche urgenti, Emergo può eseguire **attività di manutenzione ed assistenza sui dispositivi medici** delle realtà con le quali abbia stretto rapporti di collaborazione ed ottenuto le qualifiche a seguito dei corsi di formazione. Queste **attività** possono essere **svolte presso la nostra sede oppure**, tramite l'ausilio delle officine mobili, **presso le sedi dei clienti** o dove sono dislocati i mezzi. Gli interventi risultano così meno dispendiosi per i clienti in termini di tempo e di fermo macchina.



ANO 1

ASPIRAZIONE



ARICAR
GANDUS

ON - OFF

PROGRAM.

OK

ILLUMINAZIONE

LUCI PLAFONIERE

LUCI SPOT

LUCI ARMADI

LUCI NOTTE

ASPIR. SEGRETI

ARIA COMPRES.

PORTA SCORR.

MINIFRIGO

INVERTER

THERMOBOX

SERVIZI

CLIMATIZZAZIONE AERAZIONE

CLIMATIZZATORE

RISCALD. IN SOSTA

ESPULSIONE

IMMISSIONE

ALLARME OFF

12 VOLT / 220

13.3 22.1 13.1 27°

OXYGEN

OXYGEN

0-100

0-100



Druck DPI 705E-IS

Digital Pressure Indicator

469.9

F2 ZERO

TARE

UNITS

LEAK

0

XL

MICRO

LITHIUM PLUS TOP

Verifiche e manutenzioni su Defibrillatori

Verifiche di sicurezza elettrica e funzionale ed assistenza su Defibrillatori

Sempre più realtà, dai comuni ai centri fitness, dalle società sportive alle aziende private (anche grazie all'uscita del nuovo decreto legge del 4 agosto 2021) **si stanno dotando di dispositivi salvavita portatili** quali i defibrillatori per i quali è prevista una verifica periodica. Emargo fornisce questo tipo di servizio avvalendosi di tecnici competenti e specializzati e delle più moderne strumentazioni periodicamente calibrate.





Fornitura dispositivi medicali

Fornitura di dispositivi elettromedicali, apparecchiature e dpi

Parte della nostra attività, grazie alla collaborazione con i marchi più importanti del settore, consiste nel rifornire le strutture di dispositivi medicali di vario genere, dalle sedie motorizzate ai dispositivi di protezione individuale, passando per Defibrillatori Automatici Esterni, barelle e dispositivi di immobilizzazione



Officina mobile

Interventi in loco con ausilio
di officine mobili attrezzate

Grazie ad un continuo sviluppo – in particolare con l'obiettivo di essere il miglior supporto per il cliente – Emergo si è attrezzata negli anni di officine mobili, ovvero **mezzi progettati e realizzati per poter operare in completa autonomia ovunque.**

Completano il servizio le **strumentazioni equipaggiate sul mezzo** e la disponibilità di ricambi per gli impianti e gli apparecchi da manutentare.

Formazione del personale

Dall'aprile 2012 Emergo è accreditata dalla Regione Veneto per l'erogazione di corsi di formazione per l'uso del defibrillatore.

Grazie a questo siamo in grado di erogare, presso il cliente o presso la nostra sede, corsi di Primo soccorso e BLSD.

Su richiesta la struttura aziendale è in grado di ospitare ed erogare corsi di formazione per l'uso dei dispositivi delle aziende partner.



Partner







Emergo è un marchio dell'azienda IM Group srl

Sede Legale / Operativa

Via L. Scattolin, 26 – 31055 Quinto di Treviso (TV)

Sede Operativa Centro Italia

Via Bolivia, 10 – 00071 Pomezia (RM)

T. +39 042 244 5426 | www.emergo.srl